

Gerät und Bedienelemente

Kompressoreinheit

- 1 Geräte-Anschluss für Luftschlauch
- 2 Luftfilter (mit Abdeckung)
- 3 Ein/Aus-Schalter
- 4 Tragegriff
- 5 Lüftungsschlitz
- 6 Verneblerhalterung

Verneblerset

- 7 Vernebler-Anschluss für Luftschlauch
- 8 Stutzen
- 9 Zerstäuberkopf
- 10 Vernebleroberteil
- 11 Verbindungsstück für Mundstück und Nasenadapter
- 12 Luftschauch
- 13 Erwachsenenmaske mit Maskenverbindungsstück
- 14 Kindermaske mit Maskenverbindungsstück
- 15 Nasenadapter für Erwachsene
- 16 Nasenadapter für Kinder
- 17 Mundstück
- 18 Ersatz-Luftfilter

Zeichenerklärung

Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

WARNUNG
Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

ACHTUNG
Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

HINWEIS
Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.

Geräteklassifikation:
Typ BF Vor Nässe schützen

Schutzklasse II Wechselstrom

LOT SN Serien-Nummer

Hersteller Herstellungsdatum

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der medisana Inhalator IN 500 ist für die orale oder nasale Inhalationstherapie mit Medikamentenaerosol in privaten Haushalten bestimmt. Das Gerät darf nur von Patienten, die sich eingehend mit der Funktion des Gerätes vertraut gemacht haben und mit einem vom Arzt oder Apotheker verordneten bzw. empfohlenen, flüssigen Medikament benutzt werden.
- Der Benutzer muss vorher diese Gebrauchsanweisung gelesen, deren Inhalt und die Bedienung des Gerätes verstanden haben.
- Beachten Sie immer die Angaben in den Begleitinformationen des zu inhalierenden Medikaments bzw. folgen Sie den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers.

Gegenanzeigen

- Der medisana Inhalator IN 500 darf nur von Personen benutzt werden, die selbstständig atmen können und bei Bewusstsein sind.
- Das Gerät ist nicht für Anwender geeignet, die über eine operativ hergestellte Öffnung der Lufttröhre (Tracheostoma) atmen.

DE WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Jede andere Verwendung als die hier beschriebene ist nicht sachgemäß und als gefährlich einzustufen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung geht die Haftung für die sichere Funktion des Gerätes auf den Anwender über.
- Die Dauer einer einzelnen Anwendung darf 20 Minuten nicht übersteigen.
- Benutzen Sie nur originale Zusatz- und Ersatzteile des Herstellers.
- Verwenden Sie nur für die Inhalationstherapie geeignete Medikamente in flüssiger Form. Bevor Sie eine Therapie mit dem Gerät beginnen, besprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker Anwendungsdauer, Dosierung, Anwendungshäufigkeit und die Auswahl der Medikamente.
- Benutzen Sie kein reines Wasser für die Vernebelung.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kleine wie z. B. der Luftfilter könnten verschluckt werden. Lagern und entsorgen Sie deshalb alle Kleinteile für Kinder unerreichbar.
- Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, wo es giftigen Dämpfen oder flüchtigen Substanzen ausgesetzt ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Anästhesiegemischen, die durch Luft oder Sauerstoff entzündbar sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen.
- Die Lüftungsschlitzte des Gerätes müssen immer frei sein. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, wo die Lüftungsschlitzte blockiert werden könnten und legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät (z. B. Handtücher, Decken usw.).
- Blockieren Sie in keinem Falle die Luftfilterabdeckung.
- Führen Sie keine Gegenstände oder Körperteile (Finger u.ä.) in das Geräteneinnein.
- Das Gerät darf nicht auf Teppichböden oder in stark staubbelasteter Umgebung (wie z. B. unter dem Bett) betrieben werden.
- Der Vernebler ist nicht für die Verwendung in Anästhesie-Atemsystemen oder für Lungenbeatmungssysteme geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nie beim Baden oder Duschen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit mehr als 40°C Raumtemperatur.
- Lassen Sie das Gerät nicht draußen oder in feuchter Umgebung stehen. Das Gerät ist nicht wassererdicht.
- Betreiben und lagern Sie das Gerät nur an Orten, an denen ein sicherer Stand gewährleistet ist und das Gerät nicht herunterfallen kann. Es besteht Verletzungs- bzw. Bruchgefahr für darunter befindliche Lebewesen und Gegenstände.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von hochfrequenten elektromagnetischen Sendern.
- Berühren Sie das Gerät nicht in der Nähe von hochfrequenten elektromagnetischen Sendern.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem defekten Netzkabel oder Netzstecker.
- Durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose kann das Gerät vollständig von der Stromversorgung getrennt werden.
- Schläuche und Leitungen des Gerätes müssen so verlegt werden, dass keine Stolpergefahr besteht und das Risiko einer Strangulation ausgeschlossen ist.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten; klemmen Sie es nicht ein und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Heizquellen.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose:
 - bei Störungen während der Benutzung
 - nach jedem Gebrauch
 - vor jeder Reinigung und Pflege.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät herum.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur durch medisana, einen autorisierten Fachhändler oder durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass in das Gerät eine kein Wasser eindringt. Sollte das Gerät dennoch einmal mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und kontaktieren Sie die Servicestelle.
- Halten Sie das Gerät niemals zum Reinigen unter fließendes Wasser.
- Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.
- Transportieren Sie den Vernebler nicht und lassen Sie ihn nicht unbeaufsichtigt, während sich noch Medikamentenaerosol im Verneblertank befindet.
- Vermeiden Sie Erschütterungen des Gerätes und lassen Sie es nicht fallen.
- Wenden Sie das Gerät nicht bei Tieren an.
- Benutzen Sie das Gerät niemals bei Müdigkeit oder Schwindel.
- Im Falle einer Diabetes oder anderer Erkrankungen sollten Sie vor der Anwendung des Gerätes Rücksprache mit Ihrem Hausarzt halten.
- Schwangere sollten die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und ihre individuelle Belastbarkeit beachten, ggf. halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Wenden Sie das Gerät nicht an, wenn der Anwendungsbereich Schwellungen, Verbrennungen, Entzündungen, Hautausschläge, Wunden oder empfindliche Stellen aufweist.
- Die Behandlung sollte angenehm sein. Spüren Sie Schmerzen oder empfinden die Anwendung als unangenehm, brechen Sie ab und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Vor der Benutzung

WARNING
Infektionsgefahr durch verunreinigten Vernebler! Beachten Sie vor jeder Benutzung die allgemeinen Hygienemaßnahmen (z. B. gründliches Händewaschen) und stellen Sie sicher, dass der Vernebler gemäß den unter „Reinigung und Pflege“ gegebenen Hinweisen vor der ersten und nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert wird!

- Desinfizieren Sie alle Teile des Verneblersets inklusive Mundstück und Maske vor dem ersten Gebrauch und später nach jeder Benutzung sowie bei längerem Nichtgebrauch, siehe Hinweise unter „Reinigung und Pflege“.
- Nach der Desinfektion müssen alle Teile des Verneblersets mit klarem, abgekömmligem Wasser gespült werden.
- Kontrollieren Sie vor jeder Anwendung das Gehäuse, das Netzkabel, den Luftschauch (12) und die Schlauchanschlussöffnungen (11) und (12) auf Unversehrtheit und prüfen Sie, ob das Gerät normal funktioniert.
- Ist das Gerät sichtbar beschädigt oder vermuten Sie einen Defekt, darf der Inhalator nicht in Betrieb genommen werden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie die Servicestelle.
- Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Benutzen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Befüllen Sie den Verneblertank niemals mit mehr als 10 ml einer geeigneten Inhalationsflüssigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt zusammengesetzt sind, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter (2) sauber ist. Sollte der Luftfilter eine Farbveränderung zeigen oder wurde der Luftfilter bereits seit 2 Monaten benutzt, muss er ausgetauscht werden. Stellen Sie sicher, dass er korrekt montiert ist.
- Um zu vermeiden, dass sich der Luftschauch (12) während des Betriebes löst, stellen Sie sicher, dass dieser an den jeweiligen Anschlüssen (11) und (12) am Gerät und an der Verneblerleinheit fest angeschlossen wurde. Ggf. kann der Schlauch beim Anschließen leicht gedreht werden.

Während der Benutzung

- Benutzen Sie bei jeder Anwendung nur frisches Medikamentenaerosol.
- Blockieren Sie niemals die Öffnungen des Vernebleroberteils (10).
- Benutzen Sie den Vernebler möglichst in senkrechter Position. Schütteln Sie ihn während der Anwendung nicht. Während des Betriebes tritt durch die Kompressorfunktion eine Vibration und eine Geräuschenwicklung auf. Dies ist normal und deutet nicht auf eine Fehlfunktion hin.
- nach der Benutzung
 - Trocknen Sie das Gerät niemals in einem Mikrowellengerät oder mit einem Fön.
 - Lagern Sie das Gerät und alle Teile nur in vollständig getrocknetem und entleertem Zustand an einem trockenen und sauberen Ort.
 - Nach der Inhalationsanwendung müssen eventuelle Reste des Medikamentenaerosols entfernt werden. Alle Teile müssen gründlich gereinigt und desinfiziert werden, siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“.
 - Lagern Sie das Gerät nicht mit einem geknickten oder verdrehten Luftschauch (12).

Lieferumfang und Verpackung

Bitte prüfen Sie zunächst, ob der Lieferumfang vollständig ist und der Artikel keinerlei Beschädigungen aufweist. Im Zweifelsfall benutzen Sie den Artikel nicht und kontaktieren eine Servicestelle. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 medisana Inhalator IN 500 mit Verneblerset und Luftschauch, 1 Mundstück, 1 Nasenadapter für Erwachsene, 1 Nasenadapter für Kinder, 1 Erwachsenenmaske und 1 Kindermaske
- 5 Ersatz-Luftfilter
- 1 Gebrauchsanweisung

Verpackungen sind wiederverwertbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

WARNING
Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Inhalation vorbereiten

WARNING
Reinigen und Desinfizieren Sie das Verneblerset wie unter „Reinigung und Pflege“ beschrieben, um eine mögliche Infektion durch verunreinigte Teile zu vermeiden! Zusätzlich müssen allgemeine Hygienemaßnahmen wie die Desinfektion der Hände, die hygienische Handhabung der Medikamente etc. eingehalten werden.

HINWEIS

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt vor Beginn der Therapie über die Länge, Dosierung und Häufigkeit der Anwendung. Je nach Therapieziel (z. B. Behandlung der Lunge = Mundstück-Anwendung oder Behandlung des Nasen-Rachen-Raumes = Masken-Anwendung) sollte die Anwendungsart gewählt werden. Beraten Sie sich auch hierzu mit Ihrem Arzt.

- Drehen Sie das Vernebleroberteil (10) entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie es vom Verneblertank (3) ab.

- Platzieren Sie den Zerstäuberkopf (10) auf dem Stutzen (9).

- Füllen Sie die vom Arzt oder Hersteller angewiesene Menge Inhalationslösung (Inhalt minimal 2 ml und maximal 10 ml) in den Verneblertank (3). Falls Sie den Tank überfüllt haben, entleeren Sie den Tank und reinigen Sie das Verneblerset wie unter „Reinigung und Pflege“ angegeben.

- Befestigen Sie das Vernebleroberteil (10), indem Sie es im Uhrzeigersinn auf den Verneblertank (3) aufdrehen, bis die Verbindung fest sitzt.

- Stecken Sie dann entweder das Mundstück (10) oder einen Nasenadapter (10) oder (17) mit dem Verbindungsstück für Mundstück und Nasenadapter (12) auf das Vernebleroberteil auf. Dazu wird das Verbindungsstück (12) mit der längeren Seite auf den Ansatzstücken auf der Oberseite des Vernebleroberteils (10) aufgeschoben und anschließend das Mundstück (10) oder der Nasenadapter (10) oder (17) in die kurze Seite des Verbindungsstücks (12) eingeschoben.

- Alternativ können Sie die Erwachsenen- oder Kindermaske (13) oder (14) für die Inhalation benutzen. Hierzu benötigen Sie das Maskenverbindungsstück anstelle des Verbindungsstücks (12). Stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Aus-Schalter (3) in der Position Aus („0“) befindet und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Stecken Sie das Ende des Luftschauchs (12) fest auf den Anschluss für Luftschauch (1) des Kompressors. Das andere Ende stecken Sie an den Anschluss für Luftschauch (7) des Verneblersets.

HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest miteinander verbunden sind. Die Schlauchanschlüsse müssen fest am Luftauslass des Kompressors und am Verneblerset stecken.
- Achten Sie darauf, keine Inhalationslösung zu verschütten.
- Nutzen Sie die Verneblerhalterung (6) für das temporäre Lagern des Verneblersets.

Inhalation durchführen

Setzen Sie sich in eine möglichst aufrechte Position.

a) Inhalation mit dem Mundstück:

Umschließen Sie das Mundstück (10) ganz mit den Lippen. Schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter (3) ein („I“). Der Vernebler erzeugt einen sichtbaren Nebel (Aerosol). Atmen Sie nun langsam und tief durch den Mund ein und durch die Nase wieder aus. Wenn Sie eine Pause machen möchten, unterbrechen Sie kurz und nehmen das Mundstück (10) aus dem Mund. Nehmen Sie es erneut in den Mund (Lippen umschließen es nicht) und atmen Sie wieder langsam ein und aus.

b) Inhalation mit der Maske bzw. dem Nasenadapter:

Alternativ zum Mundstück (10) sind im Lieferumfang eine Kindermaske (14), eine Erwachsenenmaske (13), sowie Nasenadapter (16) oder (17) enthalten. Damit kann das Aerosol über die Nase eingeatmet werden, was eine Anwendung mehr für die oberen Atemwege ermöglicht. Diese Anwendung wird besonders von Kindern als angenehmer empfunden.

Maske: Halten Sie die Maske leicht über die Nase gepresst. Die Maske muss die Nase dicht umschließen, jedoch ohne zu drücken.

Nasenadapter: Führen Sie die beiden Stege vorsichtig in die Nasenöffnungen ein und halten Sie sie während der Inhalation dort.

Schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter (3) ein („I“). Der Vernebler erzeugt einen sichtbaren Nebel (Aerosol). Atmen Sie nun langsam und tief durch die Nase ein. Atmen Sie anschließend langsam wieder aus.

HINWEIS

- Sie sollten die Verneblerleinheit möglichst senkrecht halten. Eine geringe Schräglage beeinflusst die Anwendung jedoch nicht (auslaufsicher). Für eine volle Funktionsfähigkeit achten Sie bei der Inhalation darauf, dass Sie das Gerät nicht weiter als 45° je Richtung kippen.
- Sie können die Wirkung der Therapie verbessern, wenn Sie nach dem Einatmen die Luft kurz anhalten. Dies ist aber für einen generellen Therapieerfolg nicht notwendig. Wichtig ist, dass Sie ruhig und entspannt bleiben, während Sie gleichmäßig ein- und ausatmen. Inhalieren Sie nicht zu schnell. Wenn Sie eine Pause machen möchten, unterbrechen Sie kurz.

WARNING

- Eine Inhalationsanwendung sollte 20 Minuten nicht überschreiten. Wird der Kompressor länger betrieben, besteht die Gefahr der Überhitzung und von Fehlfunktionen. Nach der Benutzung lassen Sie das Gerät für mindestens 40 Minuten abkühlen.
- Vermeiden Sie eine Abdeckung / Blockierung der Lüftungsschlitzte und des Luftfilters.

Inhalation beenden

Schalten Sie das Gerät bei Beendigung der Inhalation durch Drücken des EIN/AUS-Schalters (3) ab („0“), auch dann, wenn Sie nicht das gesamte Inhalat aufgebraucht haben. Schütten Sie restliches Inhalat aus. Verwenden Sie es nicht mehr. Reinigen Sie das Gerät sofort nach jeder Anwendung (siehe auch „Reinigung und Pflege“).

HINWEIS


- Bei Verwendung der Maske bzw. des Nasenadapters verbleibt eine größere Aerosolmenge an der Schleimhaut im Nasen-Rachen-Raum als bei der Anwendung mit dem Mundstück.
- Nachdem das Mundstück eine Zeit lang benutzt wurde, kann es dazu kommen, dass sich bei Gebrauch einige Tropfen Lösungsmittel im Ansatzrohr des Mundstücks ansammeln. Das hat jedoch keinen Einfluss auf Betrieb und Funktion des Gerätes. Entfernen Sie die Tropfen nach der Anwendung mit einem weichen Tuch.

Reinigung und Pflege

Führen Sie die folgenden Schritte für die Reinigung und Desinfektion vor dem Erstgebrauch, nach jeder Benutzung sowie nach längerem (ca. 4 Wochen) Nichtgebrauch durch.

Reinigung

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie den Luftschauch (12) von

**Device and controls****Compressor unit**

- ① Connection for air tube
- ② Air filter (with cover)
- ③ On/Off-Switch
- ④ Carry handle
- ⑤ Ventilation slots

Nebulizer kit

- ⑦ Connection for air tube (on nebulizer)
- ⑧ Nebulizer tank
- ⑨ Nozzle
- ⑩ Vaporizer head
- ⑪ Inhalation top
- ⑫ Connection tube for mouthpiece and nose adaptor
- ⑬ Air tube
- ⑭ Adult mask with mask connection tube
- ⑮ Child mask with mask connection tube
- ⑯ Nose adaptor for adults
- ⑰ Nose adaptor for children
- ⑱ Mouthpiece
- ⑲ Replacement air filter

Explanation of symbols

This instruction manual belongs to this device. It contains important information about starting up and operation. Read the instruction manual thoroughly. Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

WARNING
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

CAUTION
These notes must be observed to prevent any damage to the device.

NOTE
These notes give you useful additional information on the installation or operation.

Device classification:
type BF



Protection class II



LOT

Serial number

Manufacturer

Date of manufacture

Intended use

- The medisana Inhalator IN 500 is suitable for the temporary oral or nasal inhalation therapy with nebulised medication in private households. The unit must only be used by patients, who became familiar with the usage of the device with a recommended or prescribed (by a doctor or pharmacist) liquid medication.
- The user needs to read and understand these instructions of use and needs to understand the general machine operation.
- Always pay attention to the notes in the accompanying information for the medication to be inhaled and follow the instructions of your doctor or pharmacist.

Contraindications

- The medisana Inhalator IN 500 is only designed to be used by patients, who are able to breath by themselves and are conscious.
- The appliance is not suitable for patients, who breathe through a surgical opening in the windpipe (tracheostoma).

GB IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

**Safety Information**

- Use the device only according to its intended purpose as specified in the instruction manual. The warranty will be invalidated if used for purposes other than those for which it is intended.
- Any application other than the herewith described is improper and therefore considered dangerous. If the appliance is not used according to the instructions, the user is liable for the safe operation of the unit.
- A single inhalation application should not exceed 20 minutes.
- Only use genuine accessories and spare parts provided by the manufacturer.
- Use only liquid medications that have been approved for use in inhalation therapy. Before starting therapy, discuss the length, dosage, frequency of use and the selection of the medication with your doctor or pharmacist.
- Do not use only water in the nebulizer for nebulizing purposes.
- This device is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by persons with insufficient experience and/or knowledge, unless under observation by a person responsible for their safety, or unless they have been instructed in the use of the device.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Small parts (e.g. the air filter) can be swallowed. Therefore keep and dispose of all small parts out of reach of children.
- Do not use or store the appliance, where it may be exposed to noxious fumes or volatile substances.
- Do not operate the device in the vicinity of anaesthetic mixtures, that are inflammable in air or oxygen.
- Avoid contact with pointed or sharp objects.
- Do not block the ventilation slots ⑤. Never place the device where the ventilation slots may be obstructed during operation.
- Do not cover the compressor with a blanket or towel etc., during use.
- Do not insert objects or parts of the body (fingers etc.) into the interior of the unit.
- Do not run the appliance on carpets or in very dusty environments (e.g. under the bed).
- The nebulizer is not suitable for using in respiration systems for anaesthesia or for artificial respiration systems.
- Never use the device whilst taking a bath or shower.
- Do not use the device at temperatures over +40°C.
- Do not leave the device outside or in a humid environment. The device is not protected against the ingress of liquids.
- Store and operate the appliance only in places where a solid stand is given and where the unit cannot fall. There is a danger of hurts or fractures to anyone or anything below if it falls.
- Do not operate the device in the vicinity of high-frequency electromagnetic transmitters.
- Never touch the mains cable with wet hands.
- Do not operate the unit with a damaged cord or plug.
- To completely isolate the unit from the power source unplug the plug from the power source.
- Hoses and wirings of the device need to be laid in that way, that there is no risk of stumbling, that these are not bended and that the risk of strangulation is completely excluded.
- Do not run the power cord over sharp edges or allow it to be pinched; do not run the appliance nearby heat sources.
- To avoid the risk of electric shock, immediately pull out the plug from the power source:
 - if a malfunction occurs during operation
 - after each use
 - before each cleaning or maintenance.
- Do not wind the power cord around the main unit.
- If the mains cable is damaged, it may only be replaced by medisana, an authorized dealer or suitably qualified service personnel.
- Take care to ensure that no water gets inside the device. In case the unit comes in contact with humidity, immediately unplug the power plug and contact the service centre.
- When cleaning, do not hold the device under running water.
- Do not attempt to repair the device yourself in the event of a malfunction. Repairs should only be carried out by authorised service centres.
- Do not carry or leave the nebulizer kit while the nebulizer tank contains medication.
- Avoid shocks and do not drop the unit.
- Do not use the appliance on animals.
- Never use the appliance if you are feeling tired or dizzy.
- Consult your family doctor before using the device if you have diabetes or other illnesses.
- Pregnant women should observe the necessary precautions and their personal circumstances; consult your doctor if necessary.
- Do not use the device if the application will come into contact with bruises, burns, inflammations, rashes, wounds or sensitive areas.
- The treatment should be pleasant. Stop using the device and consult your doctor if you feel pain or using the device is unpleasant.

before use

WARNING
Danger of infection from contaminated nebulizer! Follow the hygiene regulations (e.g. thoroughly washing the hands) before each use and make sure that the nebulizer has been cleaned and disinfected before first and after each use according to point „Cleaning and maintenance“.

- Disinfect all parts of the nebulizer kit including mouthpiece and mask before first use, after each use and after a long period of non-usage (see „Cleaning and maintenance“).
- After disinfection, all parts of the nebulizer kit need to be rinsed with clear, boiled water.
- Check before each use, if the case, the power cord, the plug, the air tube ⑬ and the air tube connections (① and ⑦) are intact and if the appliance is working normally.
- If the unit is visibly damaged or if you assume a defect, do not use the appliance, unplug the power plug and contact the service centre.
- Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply. Do not use multi sockets or extension cables.
- Do not fill more than 10 ml of a suitable inhalation liquid into the nebulizer tank.
- Before using the device, make sure that all parts are correctly assembled.
- Make sure that the air filter ② is clean. If the air filter has changed colour, or has been used on average for more than 60 days, replace it with a new one. Make sure, it is correctly mounted.
- In order to avoid that the air tube loosens during use, make sure that the air tube ⑬ is securely attached to the compressor (main unit) and nebulizer kit through the respective connections (① and ⑦). Twist the airtube plug slightly when inserting it into the connectors.

during use

- Always use fresh medication each time.
- Do not block the openings of the inhalation top ⑪.
- Hold the device as upright as possible and do not shake it while in use.
- When using this device, there will be some noise and vibration caused by the the compressor. This is normal and does not indicate a malfunction.

after use

- Never dry the appliance in microwave ovens or with a hairdryer.
- Store the device and all parts only in completely dry and empty state in a dry and clean location.
- Always dispose of any remaining medication after use. All parts have to be cleaned and disinfected thoroughly, please refer to chapter „Cleaning and maintenance“.
- Do not store the device with a creased or twisted air tube ⑬.

Items supplied and packaging

Please check first of all that the unit is complete and is not damaged in any way. If in doubt, do not use the appliance. Send it to a service point. The following parts are included:

- 1 medisana Inhalator IN 500 with nebulizer kit and air tube, 1 mouthpiece, 1 nose adaptor for adults, 1 nose adaptor for children, 1 adult mask and 1 child mask
- 5 replacement air filters
- 1 Instruction manual

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required. If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.

WARNING

Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children!

Risk of suffocation!**Preparing for inhalation****WARNING**

Clean and disinfect the nebulizer kit as described under „Cleaning and maintenance“ in order to avoid a possible infection by contaminated parts!

Additional general hygiene regulations (e.g. thoroughly washing the hands, hygienic handling of the medication) must be observed.

NOTE

Before starting therapy, discuss the length, dosage and frequency of use with your doctor. The method of use should be appropriate to the aim of the therapy (e.g. lung treatment = use of mouthpiece and treatment of the nasal-pharyngeal area = use of mask). Consult your doctor about this aspect as well.

1. Rotate the inhalation top ⑪ counterclockwise to remove it from the nebulizer tank ③.

2. Place the vaporizer head ⑩ on the nozzle ⑨.

3. Fill in the correct amount (min. 2 ml and max. 10 ml) of prescribed medication into the nebulizer tank ③. If you have overfilled the tank, pour all the liquid out and clean the nebulizer kit as described in „Cleaning and maintenance“.

4. Rotate the inhalation top ⑪ clockwise to properly fix it on the nebulizer tank ③.

- 5a. Plug either the mouthpiece ⑬, or a nose adaptor ⑯ or ⑰ with the connection tube for mouthpiece and nose adaptor ⑫ onto the inhalation top. Therefore the connection tube ⑫ needs to be put onto the nozzle on the upper part of the inhalation top ⑪ with the longer end. Then the mouthpiece ⑬ or the nose adaptor (⑯ or ⑰) needs to be connected to the shorter end of the connection tube ⑫.

- 5b. Alternatively, you may use the adult or child mask (⑭ oder ⑮) for the inhalation. Therefore you need the mask connection tube instead of the connection tube ⑫. Make sure, the power switch ④ is turned off („O“). Connect the power plug to the mains outlet and place one end of the air tube ⑬ firmly over the connection for air tube ① of the compressor. Place the other end over the appropriate connection for air tube ⑦ of the nebulizer kit.

NOTES

- Make sure that all parts are firmly connected to each other. The air tube needs to be securely attached to the compressor (main unit) and nebulizer kit.
- Take care not to spill any medication.
- Use the nebulizer kit holder ⑥ as a temporary holder for the nebulizer kit.

Perform inhalation

Sit as upright as possible.

a) Inhalation using the mouthpiece:

Enclose the mouthpiece ⑬ completely with your lips. Switch on the device by pressing the ON/OFF switch ④ („I“). The nebulizer starts to generate a visible nebulization (aerosol). Now breathe in slowly and deeply through your mouth and out through your nose. If you need a break, stop using the device for a short time and take the mouthpiece ⑬ out of your mouth. Then put it into your mouth again (lips enclosing it tightly) and breathe slowly in and out again.

b) Inhalation using the mask resp. the nose adaptor:

Alternatively, a child inhalation mask ⑮, an adult inhalation mask ⑭ and nose adaptors (⑯ and ⑰) are supplied with the device. These can be used for inhaling aerosol through the nose (preferably for the upper respiratory tract). This method is particularly suitable for children.

Mask: Hold the mask pressed lightly over your nose. Make sure, that the mask seals around the nose without being too tight.

Nose adaptor: Carefully guide the two tubings into the nose and hold there throughout the whole inhalation use.

Switch on the device by pressing the ON/OFF switch ④ („I“). The nebulizer starts to generate a visible nebulization (aerosol). Now breathe in slowly and deeply through your nose. Afterwards, breathe out again slowly.

NOTES

- Hold the nebulizer kit as upright as possible. A slight tilt does not affect its use (leakage proof). However, take care during inhalation not to tilt the device more than 45° in any direction.
- You can improve the effectiveness of the therapy, if you hold your breath for a short time after breathing in. However, this is not necessary for general success of the therapy. It is only important that you keep quiet and relaxed while breathing in and out regularly. Do not inhale too fast. If you need a break, stop using the device for a short time.

WARNING

- An inhalation application should not exceed 20 minutes. Do not leave the compressor on for a long period of time. This could result in the compressor overheating or malfunctioning.
- After use, wait at least 40 minutes for the device to cool down.
- Do not block the ventilation slots or the air filter on the compressor.

Finish inhalation

After terminating the inhalation, switch off the device by pressing the ON / OFF switch ④ („O“), even if you have not used up all the inhalant. Pour out the rest of the inhalant. Do not use it again. Clean the device immediately after each use (also refer to „Cleaning and maintenance“).

NOTES

- A larger amount of aerosol remains on the mucosa of the nasal pharynx when using the mask resp. the nose adaptor than when using the mouthpiece.
- Once you have used the mouthpiece for a certain time, several drops of inhalant solution may gather in the attachment pipe. However, this does not affect the operation and function of the device. Wipe off the drops with a soft cloth after use.

Cleaning and maintenance

Follow the below steps for cleaning and disinfection before first use, after each use and if the device has not been used for a long period of time (approx. 4 weeks).

Cleaning

1. Make sure that the unit is switched off and the power plug is unplugged from the outlet.
2. Remove the air tube ⑬ from the nebulizer kit and disassemble the nebulizer kit. Empty out any residue in the nebulizer tank. In order to help reduce water pollution, do not dispose of the medication residue in the waste water system. Wipe it up with tissues and dispose of the tissues with non-recyclable waste.
3. Rinse all parts of the nebulizer kit with warm water (approx. 40°C) and some detergent. Afterwards rinse all parts with warm water (approx. 40°C without any detergent) again. The nebulizer parts now need to be disinfected - please refer to the chapter „Disinfection“.
4. Clean the compressor case with a soft, damp cloth. Do not use any aggressive substances for cleaning, such as scouring cream or other detergents, as these may damage the surfaces.

Disinfection

1. Before disinfecting the nebulizer parts, follow the steps under „Cleaning“.

2. To disinfect, you can use alcohol or other common alcohol-based disinfectant sprays. Make sure that no disinfectant residues are left behind on the attachments to ensure safe inhalation when next used.

3. Allow all parts to dry thoroughly for about 4 to 5 hours. Additionally the nebulizer unit should be agitated several times to remove remaining drops of water.

WARNING


Always make sure that all parts are properly dried out, before you assemble them. Lay all parts on a dry, clean and absorbent cloth after disinfection and allow them to dry thoroughly.

Care of the air tube

1. After each use, check the air tube ⑬ for condensation.

2. Is condensation present, pull the air tube off the nebulizer and let the compressor run, until all moisture has been removed by the airstream (but not longer than 20 minutes!). In this way you avoid a bacterial contamination caused by residual moisture.

3. Do not clean the air tube with cleaning or disinfecting solutions. If the outside of the air tube is dirty, wipe it clean with a soft cloth moistened with water or mild detergent. If the inside of the air tube shows soiling, it must be replaced.

**NL Gebruiksaanwijzing
Inhalator IN 500**

Toestel en bedieningselementen

Compressor-eenheid
 1 Toesluiting voor luchtslang 2 LuchtfILTER (met afdekking)
 3 Aan/uit-schakelaar 4 Draaggreep 5 Ventilatieopeningen
 6 Houder vernevelaar

Vernevelaar-set
 7 Aansluiting vernevelaar voor luchtslang 8 Reservoir
 9 Aansluitstuk 10 Verstuiver 11 Bovenstuk vernevelaar
 12 Verbindingsstuk voor het mondstuk en de neusadapter
 13 Luchtslang 14 Masker voor volwassenen met verbindingsstuk voor het masker
 15 Masker voor kinderen met verbindingsstuk voor het masker 16 Neusadapter voor volwassenen
 17 Neusadapter voor kinderen 18 Mondstuk 19 Reserve luchtfILTER

Verklaring van de symbolen

Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel. Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.

WAARSCHUWING
Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.

OPGELET
Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.

AANWIJZING
Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.

Classificatie van het instrument: type BF

Beschermingsklasse II

LOT **SN** **Serienummer**

Producent

Doelmatig gebruik

• De **medisana** inhalator **IN 500** is voor de orale of nasale inhalatietherapie met medicamenteuze aerosol bestemd voor het thuisgebruik. Het toestel mag enkel worden gebruikt door patiënten, die met de functie van het toestel voldoende vertrouwd zijn en enkel met een door de arts of apotheker voorgeschreven resp. aanbevolen, vloeibaar geneesmiddel.
 • De gebruiker moet voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en de inhoud en bediening van het apparaat begrijpen.
 • Houd steeds rekening met de aanwijzingen in de begeleidende informatie bij de inhalatiogeneesmiddelen of volg de instructies van uw arts of apotheker.

Tegenaanwijzingen

• De **medisana** inhalator **IN 500** mag alleen worden gebruikt door personen die zelfstandig kunnen ademen en bij bewustzijn zijn.
 • Het apparaat is niet geschikt voor gebruikers die via een operatief geopende luchtpijp (tracheostoma) ademen.

NL BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! ABSOLUUT BEWAREN!

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.


Veiligheidsmaatregelen

- Dit instrument mag alleen worden gebruikt voor de toepassing die in deze gebruiksaanwijzing beschreven is. In het geval dat het instrument aan zijn eigenlijke bestemming wordt onttrokken, vervalt de garantieclaim.
- Elke andere toepassing dan het hier beschreven doelmatig gebruik is niet toegelaten en gevaarlijk. Bij ondoelmatig gebruik ligt de verantwoordelijkheid voor de veilige werking van het apparaat bij de gebruiker.
- De duur van een enkel gebruik mag niet meer dan 20 minuten duren.
- Gebruik alleen originele hulp- en vervangingsonderdelen van de fabrikant.
- Gebruik alleen medicatie in vloeibare vorm, geschikt voor inhalatie therapie. Voordat u begint met een behandeling met het apparaat, raadpleeg u uw arts of apotheker voor de gebruiksduur, dosering, de frequentie van gebruik en de selectie van de medicatie.
- Gebruik geen puur water voor de verneveling.
- Dit toestel is niet bestemd om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze daar voor een voor hun veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd worden of tenzij ze van deze persoon instructies kregen hoe het toestel gebruikt moet worden.
- Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
- Kleine onderdelen zoals bv. de luchtfILTER, kunnen worden ingeslikt. Kleine onderdelen moeten veilig worden opgeborgen en uit de buurt van kinderen worden gehouden.
- Apparaat niet gebruiken op plaatsen waar mogelijk giftige dampen of vloeibare substanties kunnen vrijkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid anesthesiepreparaten die ontvlambaar zijn door contact met lucht of zuurstof.
- Vermijd het contact met spits of scherpe voorwerpen.
- Zet het apparaat niet op een plek waar de ventilatieopeningen 5 worden geblokkeerd en leg geen voorwerpen op het apparaat (bijv. handdoeken, dekens, enz.).
- LuchtfILTERafdekking 2 nooit blokkeren.
- Steek geen voorwerpen of lichaamsdelen (vingers, enz.) in de binnenkant van het apparaat.
- Het apparaat niet op stoffige tapjten of in sterke verfompte omgeving (zoals onder het bed) bedienen.
- De vernevelaar is niet geschikt voor gebruik in anesthesiedademhalingssystemen of longademingssystemen.
- Gebruik het instrument nooit bij het douchen of baden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving met meer dan 40 °C kamertemperatuur.
- Laat het toestel niet buiten in een vochtige omgeving staan. Het toestel is niet waterdicht.
- Gebruik of bewaar het apparaat op een plaats waar het veilig kan staan en stel zeker dat het niet kan vallen. Dit kan leiden tot verondengs- en beschadigingsgevaar voor personen en voorwerpen.
- Als alternatief kunt u het masker voor volwassenen en kinderen (14 of 15) voor de inhalatie gebruiken. Hiervoor heft u het verbindingsstuk van het masker nodig in plaats van het verbindingsstuk 12. Verzeker u ervan dat de aan-/uitschakelaar 3 zich in de positie Uit („O“) bevindt en steek de stekker in het stopcontact. Steek het einde van de luchtslang 13 vast op de aansluiting van de luchtslang 1 van de compressor. Het andere uiteinde steekt u op de aansluiting van de luchtslang 7 van de vernevelaar.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van hoog-frequente elektromagnetische zenders.
- Voedingskabel nooit met natte handen aanraken.
- Apparaat niet gebruiken met defecte voedingskabel of voedingsstekker.
- Door het uittrekken van de voedingsstekker uit het stopcontact kan het apparaat volledig van de stroomverzorging worden ontdaan.
- De slangen en leidingen van het apparaat moeten zo neergelegd worden dat u er niet over kunt struikelen, ze zijn niet geknikt en het wurgingsgevaar is uitgesloten.
- Voedingsstekker niet over scherpe kanten trekken; niet inklemmen en niet gebruiken in de buurt van hittebronnen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker uit het stopcontact:
 - Bij eventuele storingen tijdens het gebruik
 - Na elk gebruik
 - Voor het reinigen en onderhoud.
- Draai de voedingskabel niet rond het apparaat.
- Als het netsoort beschadigd is, mag het enkel door **medisana**, een daartoe bevoegde specialist of door een overeenkomstig gekwalificeerde persoon worden vervangen.
- Zorg ervoor dat er geen water in de binnenkant van het apparaat kan dringen. Als het apparaat eenmaal in aanraking komt met vocht, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met het servicecentrum.
- Houd het apparaat voor het reinigen nooit onder stromend water.
- Het instrument mag in geval van een storing niet door u gerepareerd worden. Reparates van het instrument dienen alleen door geautoriseerde serviceafdelingen te worden uitgevoerd.
- Transporteer de vernevelaar niet en verlaat deze nooit uit het oog als er nog aerosol medicatie in de vernevelaar-tank aanwezig is.
- Apparaat niet door elkaar schudden en laat het niet vallen.
- Gebruik het apparaat nooit voor dieren.
- Gebruik het apparaat nooit bij vermoede of duizeligheid.
- Neem in het geval van diabetes of andere ziektes contact op met uw huisarts voordat u het instrument gebruikt.
- Zwangeren dienen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en op hun individuele belastbaarheid te letten. Neem zo nodig contact op met uw huisarts.
- Gebruik het toestel niet als er binnen het gebruiksbereik zwellingen, brandwonden, infecties, huiduitslag, wonden of gevoelige plekken aan te wijzen zijn.
- Behandeling moet aangenaam zijn. Als u pijn voelt of de toepassing onaangenaam is, staak dan het gebruik en neem contact op met uw arts.

Alvoren het starten met het gebruik

WAARSCHUWING!
Risico op infectie door verontreinigde vernevelaar! Let voor gebruik steeds op de algemene hygiëne maatregelen (zoals het grondig wassen van de handen) en zorg ervoor dat de vernevelaar volgt de „Reiniging en onderhoud“ instructies voor en na elk gebruik wordt gereinigd en ontsmet!

- Desinfecteer alle delen van het vernevelaar-set inclusief mondstuk en masker voor het eerste gebruik en later na elk gebruik en wanneer het langer niet in gebruik wordt genomen, zie toelichting onder „Reiniging en onderhoud.“
- Na desinfectie, alle delen van de vernevelaar met helder afgekoeld water afspoelen.
- Voor elk gebruik, de behuizing, voedingskabel, stekker, luchtslang 13 en de slangaansluitingsopeningen (1 en 7) controleren op schade en ervoor zorgen dat het apparaat goed werkt.
- Als het apparaat zichtbaar beschadigd is of als u vermoedt dat er een defect is, kan de inhalator niet in werking worden gesteld. Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.
- Voordat u het apparaat aansluit op het stroomnet, zorgt u er dan voor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning met deze van uw elektriciteitsnet overeenkomt. Gebruik geen multistopcontacten of verlengsnoeren.
- Vul het reservoir van de vernevelaar nooit met meer dan 10 ml van de geschikte inhalatievloeistof.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn gemonteerd voor gebruik.
- Zorg ervoor dat de luchtfILTER 2 schoon is. Indien de luchtfilters kleurverandering vertonen of als de luchtfILTER 2 maanden werd gebruikt, moet deze worden vervangen. Zorg ervoor dat deze correct wordt gemonteerd.
- Om te voorkomen dat de luchtslang 13 tijdens de werking loskomt, zorgt u ervoor dat deze stevig werden aangesloten op de vernevelaar. Indien nodig kan de slang lichtjes gedraaid worden bij het aansluiten.

tijdens het gebruik

- Neem bij elk gebruik steeds nieuwe aerosol medicatie.
- Blokkeer nooit de openingen van het bovenste deel van de vernevelaar 1.
- Gebruik de vernevelaar mogelijk in een verticale positie. Niet schudden tijdens het gebruik.
- Tijdens gebruik treedt door de compressorfunctie een vibratie en een ruis op. Dit is normaal en duidt niet op een storing.
- na gebruik**
 - Droog het apparaat nooit in een magnetron of met een haardroger.
 - Bewaar het apparaat en alle onderdelen in volledig gedroogde en gelegeerde toestand op een droge en schone plaats.
 - Na inhalatie moet elk residu van het aerosol medicatie worden verwijderd. Alle delen moeten grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd, zie toelichting onder „Reiniging en onderhoud“.
 - Bewaar het apparaat niet met een geknikte of verdraaide luchtslang 13.

Levering en verpakking

Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en is volledig vrij van beschadigingen is. In geval van twijfel neemt u het apparaat niet in gebruik en zendt u het naar een servicepunt. Bij de levering horen:


- 1 medisana Inhalator IN 500 met vernevelaarset en luchtslang, 1 mondstuk, 1 neusadapter voor volwassenen, 1 neusadapter voor kinderen, 1 masker voor volwassenen en 1 masker voor kinderen
- 5 reserve luchtfilters
- 1 gebruiksaanwijzing

Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt of gerecycled. Zorg ervoor dat het gebruikte verpakkingsmateriaal bij de daarvoor bestemde afvalverwerking terechtkomt. Indien u tijdens het uitpakken transportschade constateert, neem dan direct contact op met uw leverancier.


WAARSCHUWING

Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen.

Zij kunnen er in stikken!

Voorbereiding voor de inhalatie

WAARSCHUWING

Reinig en desinfecteer de vernevelaar zoals beschreven in „Reiniging en onderhoud“ om een mogelijke infectie tie en vuile onderdelen te vermijden! Naast de algemene hygiëne maatregelen, zoals desinfectie van de handen, moet men zich aan de hygiënische hantering van de geneesmiddelen etc. houden.


AANWIJZING

Praat voor het begin van de therapie met uw arts over de lengte, de dosering en de frequentie van het gebruik. Afhankelijk van het doel van de therapie (bijv. behandeling van de longen = gebruik met mondstuk of behandeling van neus- en keelholte = gebruik met masker) moet men zich aan de juiste gebruikswijze geselecteerd worden. Laat u ook hierover door uw arts informeren.

- 1 Draai het bovenstuk van de vernevelaar 11 naar links en neem het van het reservoir van de vernevelaar 8.
- 2 Plaats de verstuiver 10 op het aansluitstuk 9.
- 3 Vul de door de arts of fabrikant aangewezen hoeveelheid inhalatievloeistof (inhoud minimum 2 ml en maximum 10 ml) in het reservoir van de vernevelaar 8. Als u het reservoir overvol gevuld heeft, maak het reservoir dan leeg en reinig de vernevelaarset zoals aangegeven onder „Reiniging en onderhoud“.
- 4 Bevestig het bovenstuk van de vernevelaar 11, door het naar rechts op het reservoir van de vernevelaar 8 te draaien totdat de verbinding vastzit.
- 5 Steek dan ofwel het mondstuk 18 of een neusadapter (16 of 17) met verbindingsstuk voor het mondstuk en neusadapter 12 op het bovenstuk van de vernevelaar. Daarbij wordt het verbindingsstuk 12 met de langere zijde op het aansluitstuk op de bovenzijde van het bovenstuk van de vernevelaar 11 geschoven en aansluitend het mondstuk 18 of de neusadapter 16 of 17 in de korte zijde van het verbindingsstuk 12 geschoven.
- 6 Als alternatief kunt u het masker voor volwassenen en kinderen (14 of 15) voor de inhalatie gebruiken. Hiervoor heft u het verbindingsstuk van het masker nodig in plaats van het verbindingsstuk 12. Verzeker u ervan dat de aan-/uitschakelaar 3 zich in de positie Uit („O“) bevindt en steek de stekker in het stopcontact. Steek het einde van de luchtslang 13 vast op de aansluiting van de luchtslang 1 van de compressor. Het andere uiteinde steekt u op de aansluiting van de luchtslang 7 van de vernevelaar.
- 7 Steek dan ofwel het mondstuk 18 of een neusadapter (16 of 17) met verbindingsstuk voor het mondstuk en neusadapter 12 op het bovenstuk van de vernevelaar 11 geschoven. Daarbij wordt het verbindingsstuk 12 met de langere zijde op het aansluitstuk op de bovenzijde van het bovenstuk van de vernevelaar 11 geschoven en aansluitend het mondstuk 18 of de neusadapter 16 of 17 in de korte zijde van het verbindingsstuk 12 geschoven.
- 8 Bevestig het bovenstuk van de vernevelaar 11, door het naar rechts op het reservoir van de vernevelaar 8 te draaien totdat de verbinding vastzit.
- 9 Steek dan ofwel het mondstuk 18 of een neusadapter (16 of 17) met verbindingsstuk voor het mondstuk en neusadapter 12 op het bovenstuk van de vernevelaar. Daarbij wordt het verbindingsstuk 12 met de langere zijde op het aansluitstuk op de bovenzijde van het bovenstuk van de vernevelaar 11 geschoven en aansluitend het mondstuk 18 of de neusadapter 16 of 17 in de korte zijde van het verbindingsstuk 12 geschoven.
- 10 Steek de verstuiver 10 in de vernevelaar 8.
- 11 Steek de luchtfILTER 2 in de luchtslang 13.
- 12 Steek de vernevelaar 8 in de luchtslang 13.
- 13 Steek de luchtslang 13 in de compressor.
- 14 Steek de luchtslang 13 in de vernevelaar 8.
- 15 Steek de luchtslang 13 in de vernevelaar 8.
- 16 Steek de luchtslang 13 in de vernevelaar 8.
- 17 Steek de luchtslang 13 in de vernevelaar 8.
- 18 Steek de luchtslang 13 in de vernevelaar 8.
- 19 Steek de luchtslang 13 in de vernevelaar 8.


AANWIJZINGEN

- Zorg ervoor dat alle onderdelen met elkaar verbonden zijn. De slangaansluitingen moeten stevig op de luchtuilat van de compressor en vernevelaar zijn aangebracht.
- Zorg ervoor dat er geen inhalatie-oplossing wordt gemorst.
- Gebruik de vernevelaar-houder 6 voor de tijdelijke bewaring van het vernevelaar-set.

Inhalatie uitvoeren

Gaat u zo recht mogelijk zitten.

a) Inhalatie met behulp van het mondstuk:


Omsluit het mondstuk 18 geheel met uw lippen. Druk op de Aan/uitschakelaar 3 om het instrument in te schakelen („I“). De vernevelaar produceert een zichtbare nevel (Aerosol). Adem nu langzaam en diep via de mond in en via de neus weer uit. Als u een pauze wilt maken, stop de inhalatie en even neem het mondstuk 18 uit uw mond. Neem het opnieuw in de mond (lippen omsluiten het dicht) en adem weer langzaam in en uit.

b) Inhalatie met masker en/of neusadapter:

Als alternatief op het mondstuk 18 zijn in de leveringsomvang een masker voor kinderen 15, een masker voor volwassenen 14, alsook neusadapter 16 en 17) ingegeven. Daarmee kan de aerosol via de neus worden ingeademd, wat een behandeling van de bovenste luchtwegen mogelijk maakt. Deze toepassing wordt vooral door kinderen als aangenaam ervaren.

Masker: Houdt het masker licht over de neus gedrukt. Het masker hoeft de neus niet te omsluiten, er moet echter wel aangedrukt worden.

Neusadapter: Plaats de twee richels zachtjes in de neus openingen en houdt deze daar tijdens de inademing. Zet het apparaat aan met de aan-/uit-schakelaar 3 (

**FR Mode d'emploi
Inhalateur IN 500**

Appareil et éléments de commande
Groupe compresseur

- ① Raccord de l'appareil pour le tube à air
- ② Filtre à air (avec couvercle)
- ③ Interrupteur marche/arrêt
- ④ Poignée
- ⑤ Fente d'aération
- ⑥ Support nébuliseur

Kit nébuliseur

- ⑦ Raccord du nébuliseur pour le tube à air
- ⑧ Réservoir du nébuliseur
- ⑨ Tubule
- ⑩ Tête du diffuseur
- ⑪ Partie supérieure du nébuliseur
- ⑫ Connecteur pour l'embout buccal et adaptateur nasal
- ⑬ Flexible à air
- ⑭ Masque adulte avec connecteur
- ⑮ Masque enfant avec connecteur
- ⑯ Adaptateur nasal pour adultes
- ⑰ Adaptateur nasal pour enfants
- ⑱ Embout buccal
- ⑲ Filtre à air de recharge

Légende

Ce mode d'emploi fait partie du contenu de l'appareil. Elle contient des informations importantes concernant sa mise en service et sa manipulation. Lisez l'intégralité de ce mode d'emploi. Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.



AVERTISSEMENT
Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.



ATTENTION
Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.



REMARQUE
Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.



Classification de l'appareil :
type BF



Classe de protection: II



N° de LOT



Fabricant

Utilisation conforme

- L'inhalateur medisana IN 500 est destiné à la thérapie par inhalation orale ou nasale à l'aide d'aérosols médicamenteux chez soi. L'appareil doit être utilisé uniquement par des utilisateurs connaissant le fonctionnement de l'appareil et à l'aide d'un médicament prescrit ou recommandé par un médecin ou un pharmacien.
- L'utilisateur doit lire la présente notice d'utilisation avant toute utilisation et avoir compris son contenu et l'utilisation de l'appareil.
- Respectez toujours les indications dans les informations accompagnant le médicament à inhalaer ou suivez les instructions de votre médecin ou pharmacien.


Contre-indications

- L'inhalateur medisana IN 500 doit exclusivement être utilisé par des personnes qui peuvent respirer en toute autonomie et qui sont conscientes.
- L'appareil n'est pas adapté aux utilisateurs qui respirent par le biais d'une ouverture créée par opération de la trachée (trachéotomie).

FR REMARQUE IMPORTANTE! TOUJOURS CONSERVER!
Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, mettez-le impérativement ce mode d'emploi à disposition.


Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement cet appareil dans le but décrit par le mode d'emploi. En cas d'utilisation détournée, la garantie n'est plus valable.
- Toute utilisation autre que l'utilisation décrite dans la présente est considérée comme non conforme, et donc dangereuse. En cas d'utilisation non conforme, la responsabilité du bon fonctionnement de l'appareil incombe à l'utilisateur.
- La durée d'une application ne doit pas excéder 20 minutes.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et détachées du fabricant.
- Utilisez exclusivement des médicaments adaptés à la thérapie par inhalation sous forme liquide. Avant de commencer toute thérapie avec cet appareil, consultez votre médecin ou pharmacien quant à la durée du traitement, le dosage, la fréquence d'utilisation et le choix des médicaments.
- N'utilisez pas d'eau pure pour la nébulisation.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont été instruites de l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés en s'assurant qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les petites pièces, comme par ex. le filtre à air, peuvent être ingérées. Pour cette raison, placez et éliminez toutes les petites pièces hors de la portée des enfants.
- N'utilisez ou n'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il serait soumis à des vapeurs toxiques ou des substances volatiles.
- N'exploitez pas l'appareil à proximité de mélanges de substances anesthésiques inflammables à l'air ou à l'oxygène.
- Évitez le contact avec des objets pointus ou tranchants.
- Les fentes d'aération ⑤ de l'appareil doivent toujours rester dégagées. Ne placez pas l'appareil à des endroits où les fentes d'aération seraient obstruées et ne posez pas d'objets sur l'appareil (par ex. serviettes, couvertures etc.).
- Ne bloquez en aucun cas le capot du filtre à air ②.
- N'introduisez pas d'objets ou de parties du corps (doigts ou autres) à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sur des moquette ou un environnement très poussiéreux (par ex. sous le lit).
- L'atomiseur ne doit pas être utilisé dans les systèmes d'anesthésie par inhalation ou pour les systèmes de respiration pulmonaire.
- N'utilisez jamais l'appareil dans la baignoire ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'

**ES Instrucciones de manejo
Inhalador IN 500**

Dispositivo y elementos de control
Unidad de compresor

- ① Conexión del equipo para la manguera de aire ② Filtro de aire (con cubierta) ③ Interruptor on/off ④ Asa soporte
- ⑤ Ranuras de ventilación ⑥ Soporte para el nebulizador

Juego de nebulizador

- ⑦ Conexión del nebulizador para la manguera de aire
- ⑧ Tanque del nebulizador ⑨ Apoyos ⑩ Cabezal pulverizador
- ⑪ Parte superior del nebulizador ⑫ Pieza de conexión para la boquilla y adaptador nasal ⑬ Tubo de aire ⑭ Mascarilla para adultos con pieza de conexión para la mascarilla ⑮ Mascarilla para niños con pieza de conexión para la mascarilla ⑯ Adaptador nasal para adultos ⑰ Adaptador nasal para niños ⑲ Boquilla
- ⑲ Filtro de aire de repuesto

Legend

Estas instrucciones forman parte de este aparato. Contienen información importante relativa a la puesta en funcionamiento y manejo. Lea estas instrucciones en su totalidad. Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir graves lesiones o daños en el aparato.



ADVERTENCIA
Las indicaciones de advertencia se deben respetar para evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.



ATENCIÓN
Estas indicaciones se deben respetar para evitar posibles daños en el aparato.



NOTA
Estas indicaciones le ofrecen información adicional que le resultará útil para la instalación y para el funcionamiento.



Clasificación del aparato: Tipo BF Mantener seco



Clase de protección II Corriente alterna



LOT Número de LOTE



Fabricante Fecha de fabricación

Uso previsto

- El inhalador IN 500 medisana ha sido creado para la terapia inhalatoria oral o nasal en los hogares privados. El equipo solo puede ser usado por pacientes que se han familiarizado exhaustivamente con el funcionamiento del equipo y a quienes el médico o el farmacéutico le han recetado o recomendado el medicamento líquido.
- El usuario tiene que haber leído estas instrucciones de uso, haber comprendido su contenido y el manejo del dispositivo.
- Tenga en cuenta siempre los datos del prospecto de la medicación inhalada y siga las instrucciones de su médico o farmacéutico.

Contraindicaciones

- El inhalador IN 500 medisana solo lo podrán utilizar personas que puedan respirar por sí mismas y que estén conscientes.
- El equipo no será adecuado para usuarios que respiren a través de un orificio perforado en la tráquea (traqueotomía).

ES ¡NOTAS IMPORTANTES! ¡CONSERVAR SIN FALTA!
Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue también estas instrucciones de manejo.


Indicaciones de seguridad

- Utilice el aparato exclusivamente según su determinación descrita en el manual de instrucciones. La garantía pierde validez en caso de usar el aparato para fines distintos a los aquí indicados.
- Cualquier otro empleo distinto al descrito se considerará no adecuado y peligroso. En caso de un empleo distinto al previsto el usuario deberá asumir la responsabilidad sobre el funcionamiento seguro del equipo.
- La duración de cada aplicación no deberá superar los 20 minutos.
- Sólo utilice piezas de recambio y piezas adicionales del fabricante.
- Empíe en la terapia solo medicamentos adecuados para la terapia de inhalación (líquidos). Antes de iniciar la terapia con el equipo, hágalo con su médico o farmacéutico acerca de la duración de la aplicación, la dosificación, la frecuencia de aplicación y la selección del medicamento.
- No emplee agua pura para la nebulización.
- Este aparato no está concebido para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidad física, sensorial o psíquica disminuida o que no tengan la experiencia ni los conocimientos necesarios para usarlo, a no ser que sean vigilados por una persona responsable de su seguridad que les dé instrucciones de cómo manejarlo.
- Los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.
- Existe el riesgo de ingerir las piezas pequeñas, por ejemplo, el filtro de aire. Por tanto, deberá almacenar y guardar todas las piezas pequeñas para que no estén al alcance de los niños.
- No emplee ni almaceñe el equipo en un lugar donde pueda estar expuesto a vapores venenosos o sustancias volátiles.
- No emplee el equipo cerca de mezclas de anestésicos inflamables con el aire o el oxígeno.
- Evite el contacto con objetos afilados o puntiagudos.
- Las ranuras de ventilación ⑤ del equipo deben estar siempre despejadas. No coloque el equipo en lugares en los que se puedan obstruir las rejillas de aire y no coloque objetos sobre el equipo (por ejemplo, trapos, mantas, etc.).
- No bloquee nunca la cubierta del filtro de aire ②.
- No introduzca objetos ni partes del cuerpo (como los dedos) en el interior del equipo.
- El equipo no se puede emplear sobre una moqueta o en entornos con mucho polvo (por ejemplo, debajo de la cama).
- El nebulizador no es apropiado para su uso en inaladores anestésicos o en sistemas de ventilación pulmonar.
- No utilice el aparato nunca en la bañera o en la ducha.
- No emplee el equipo en entornos a más de 40°C de temperatura ambiente.
- No deje nunca el aparato al aire libre ni en entornos húmedos. Este aparato no es impermeable.
- Deberá emplear y almacenar el equipo solo en lugares donde se pueda garantizar su estabilidad y evitar que se caiga. Las personas u objetos que se encuentren debajo podrían lesionarse o romperse.
- No emplee el equipo cerca de emisores electromagnéticos de alta frecuencia.
- No toque nunca el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No ponga el equipo en funcionamiento con un cable o enchufe defectuoso.
- El equipo puede desconectarse totalmente del suministro de corriente sacando el enchufe de la toma.
- Las mangueras y tuberías del dispositivo tienen que ser tendidas de forma que no representen ningún peligro de tropezón, que no se doblen y se excluya el riesgo de estrangulamiento.
- No tire del cable sobre bordes afilados, no lo apriese y no lo emplee cerca de fuentes de calor.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, saque el cable del enchufe:
 - en caso de averías durante el uso
 - tras cada uso i
 - antes de cada limpieza y cuidado.
- No enrolle el cable de alimentación en el equipo.
- Si el cable de red estuviese dañado solamente puede ser sustituido por medisana, por un distribuidor oficial autorizado o por una persona que disponga de la cualificación correspondiente.
- Asegúrese de que no entre agua en el interior del equipo. Si el equipo entra en contacto con la humedad, saque inmediatamente el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio.
- Nunca coloque el equipo bajo el grifo para limpiarlo.
- En caso de desperfecto, no trate de reparar el aparato usted mismo. Envíe a reparar el aparato exclusivamente a los centros de servicio autorizados.
- No transporte el nebulizador ni lo deje sin vigilancia mientras haya medicamentos en aerosol dentro del depósito del nebulizador.
- Evite las sacudidas del equipo y tenga cuidado de que no se caiga.
- No emplee el equipo para animales.
- Nunca emplee el equipo si se encuentra cansado o mareado.
- En caso de estar enfermo de diabetes, o padecer alguna otra enfermedad, debe consultar a su médico antes de emplear el aparato.
- Las mujeres embarazadas deben tomar las medidas de precaución necesarias y considerar su capacidad de resistencia individual. En caso dado deben consultar a su médico.
- No utilice el aparato si el área de aplicación presenta hinchazones, quemaduras, rojeces, erupciones cutáneas, heridas o se trata de una piel especialmente delicada.
- El uso del aparato debe producir una sensación agradable. En caso de experimentar dolor o una sensación desagradable, interrumpa la utilización y consulte a su médico.

antes del uso

ADVERTENCIA

Existe el riesgo de infecciones si el nebulizador no está limpio. Antes de cada empleo, respete las medidas de higiene generales (por ejemplo, lavarse las manos en profundidad) y asegúrese de limpiar el nebulizador conforme a las indicaciones del apartado „Limpieza y cuidado“ antes de cada uso.

- Desinfecte todas las piezas del juego de nebulizador, incluida la boquilla y la máscara, antes del primer uso y después de cada uso, así como en períodos de inactividad prolongados; vea las indicaciones de „Limpieza y cuidado“.
- Tras la desinfección, se deben enjuagar todas las piezas del nebulizador con agua limpia y hervida.
- Controle antes de cada uso que la carcasa, el cable de alimentación, el enchufe, la manguera de aire ⑬ y los orificios de conexión ① / ⑦ de la manguera funcionan correctamente.
- Si el equipo resulta dañado o detecta un defecto, no podrá emplear el inhalador. Deberá retirar inmediatamente el cable del enchufe y ponerse en contacto con el centro de servicio.

• Antes de conectar el equipo a la alimentación, deberá comprobar que la tensión de alimentación indicada en la placa de características coincide con la de la red. No emplee cables de alimentación ni enchufes multiplicadores.

• No rellene nunca el tanque del nebulizador con más de 10 ml de líquido de inhalación adecuado.

• Asegúrese de que las piezas estén bien encajadas antes de emplear el equipo.

• Asegúrese de que el filtro de aire ② esté limpio. Si el filtro de aire cambia de color o se lleva empleando desde hace más de 2 meses, deberá sustituirse. Asegúrese de que quede bien montado.

• Para evitar que se suelte la manguera de aire durante el funcionamiento, asegúrese de introducir las conexiones correspondientes (① / ⑦) en el equipo y en la unidad del nebulizador. En caso necesario podrá girar ligeramente la manguera al conectarla.

durante el empleo

• Emplee siempre medicamentos en aerosol en buen estado.

• No bloquee nunca los orificios de la parte superior del nebulizador ①.

• Emplee el nebulizador a ser posible en posición vertical. No lo agite durante el empleo.

• Durante el funcionamiento, el compresor provoca una vibración y genera ruidos. Se trata de algo normal y no implica un problema de funcionamiento.

tras el empleo

• Nunca saque el equipo en el microondas ni en el horno.

• Almacene el equipo y todas sus piezas tras de secarlas y vaciarlas completamente y en un lugar seco y limpio.

• Tras la inhalación, se deben retirar los posibles restos de aerosol. Todas las piezas se deberán limpiar y desinfectar en profundidad; vea el capítulo „Limpieza y cuidado“.


• No guarde el equipo con la manguera de aire ⑬ plegada ni dobrada.

Volumen de suministros y embalaje

Compruebe primero si el aparato está completo y si no presenta daño alguno. En caso de dudas, no ponga el aparato en funcionamiento y diríjase a su proveedor o punto de atención al cliente. El volumen de entrega comprende:

- 1 Inhalador medisana IN 500 con kit de nebulizador y tubo de aire, 1 boquilla, 1 adaptador nasal para adultos, 1 adaptador nasal para niños, 1 mascarilla para adultos y 1 mascarilla para niños
- 5 filtros de aire de repuesto
- 1 Instrucciones de uso


El embalaje es reutilizable o puede reciclarse. Deshágase del material de embalaje que no se necesite, siguiendo las normas pertinentes. Si al desembalar observara algún daño causado durante el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el comerciante.



ADVERTENCIA

¡Asegúrese de que los plásticos de embalaje no caigan en manos de niños!

¡Existe el peligro de asfixia!

Preparación para la inhalación

ADVERTENCIA

Limpie y desinfecte el juego de nebulizador como se describe en „Limpieza y cuidado“ para evitar una posible infección por suciedad en las piezas. Además, se deberán cumplir todas las medidas de higiene generales como la desinfección de las manos, el manejo higiénico de los medicamentos, etc.


NOTA

Antes de iniciar la terapia, consulte con su médico acerca de la duración del tratamiento, la dosificación y la frecuencia de utilización. Según sea el objetivo de la terapia (por ejemplo, tratamiento de los pulmones = aplicación con boquilla o tratamiento de gargantas = aplicación con máscara) debe adoptarse una clase de aplicación distinta. Consultelo con su médico.

1. Gire la parte superior del nebulizador ⑪ en sentido antihorario y extráigalo del tanque del nebulizador ⑩.

2. Coloque el cabezal pulverizador ⑩ sobre el soporte ⑨.

3. Rellene el tanque del nebulizador ⑩ con la cantidad de solución medicamentosa indicada por el médico o por el fabricante (contenido mínimo 2 ml y máximo 10 ml). Si hubiere demasiado contenido en el tanque vacíelo y límpie el kit del nebulizador tal como se indica en „Limpieza y cuidado“.

4. Fije la parte superior del nebulizador ⑪ girándolo en sentido horario en el tanque del nebulizador ⑩, hasta que esté bien asentada.

5a. Engárcese después en la parte superior del nebulizador o bien la boquilla ⑬ o un adaptador nasal (⑬ o ⑭) con la pieza de conexión para la boquilla o el adaptador nasal ⑭. Para realizar la conexión pase la pieza de conexión ⑭ con la parte más larga sobre el soporte ⑪ y a continuación la boquilla ⑬ o el adaptador nasal (⑬ o ⑭) en la parte más corta de la pieza de conexión ⑭.

5b. Alternativamente puede usar la mascarilla para adultos o la de niños (⑬ o ⑭) para inhalar. Para ello debe utilizar en lugar de la pieza de conexión ⑭ la pieza de conexión para la mascarilla. Asegúrese de que el interruptor on/off ③ esté en la posición de apagado („0“) e introduzca el cable del equipo en el enchufe. Coloque un extremo del tubo de aire ⑬ fijándolo en la conexión para el tubo de aire ⑩ del compresor. El otro extremo debe colocarlo en la conexión para el tubo de aire ⑩ del kit del nebulizador.


NOTA

- Asegúrese de que todas las piezas estén unidas entre sí. Las conexiones de manguera deben estar bien fijadas en la salida de aire del compresor y en el juego de nebulizador.

- Asegúrese de no derramar la solución de inhalación.

- Emplée el soporte del nebulizador ⑨ para almacenar el juego de nebulizador de forma temporal.

Cómo realizar la inhalación

Siéntese en posición recta.

a) Inhalación con la boquilla:

Envuelva la boquilla ⑬ completamente con los labios. Conecte el aparato pulsando el interruptor On / Off ③ („1“). El nebulizador crea una niebla visible (aerosol). Ahora aspire lenta y profundamente a través de la boca y espire por la nariz. Si desea hacer una pausa interrumpe la aplicación brevemente y saque la boquilla ⑬ de la boca. Vuelva a ponérsela en la boca (los labios deben rodearla de forma hermética) y siga inspirando y espirando lentamente.

b) Inhalación con la máscara o el adaptador para la nariz:

Además de la boquilla ⑬ se suministran también una mascarilla infantil ⑭, una mascarilla para adultos ⑬, y adaptadores nasales (⑬ y ⑭). Con ellos se puede inhalar el aerosol por la nariz, lo que permite realizar la terapia para las vías respiratorias superiores. Esta aplicación se la que prefieren los niños.

Máscara: Mantenga la máscara ligeramente presionada sobre la nariz. La máscara debe cubrir toda la nariz sin apretar.

Adaptador para la nariz: introduzca ambas trabillas con cuidado en los orificios nasales y manténgalas colocadas durante la inhalación.


Conecte el equipo mediante el interruptor On/Off ③ („1“). El nebulizador crea una niebla visible (aerosol). Inspire lenta y profunda por la nariz. Expire después lentamente.


NOTA

- Debe mantener el nebulizador en vertical, sin inclinarlo. Sin embargo una posición levemente inclinada del mismo no afecta la aplicación (seguridad contra rebosamiento). Para obtener una capacidad de funcionamiento total observe durante la inhalación que el aparato no esté volcado en más de 45° en cada

- Usted puede mejorar el efecto de la terapia si retiene el aire brevemente tras la inspiración. Esto no significa sin embargo que sea necesario para obtener buenos resultados con la terapia en general. Lo más importante es que usted esté tranquilo y relajado mientras aspira y expira aire regularmente. No inhale demasiado deprisa. Si desea hacer una pausa interrumpe la aplicación brevemente.

</

**IT Istruzioni per l'uso
Inhalatore IN 500**

Apparecchio ed elementi per la regolazione
Compressore

① Connettore apparecchio per il tubo flessibile dell'aria ② Filtro dell'aria (con copertura) ③ Interruttore on/off ④ Staffa di supporto ⑤ Fessure di ventilazione ⑥ Sostegno per nebulizzatore

Kit nebulizzatore

⑦ Connettore nebulizzatore per il tubo flessibile dell'aria ⑧ Serbatoio del nebulizzatore ⑨ Morsetto ⑩ Testa del nebulizzatore ⑪ Parte superiore del nebulizzatore ⑫ Connettore per boccaglio e forcella nasale ⑬ Tubo flessibile per l'aria ⑭ Mascherina per bambini con connettore per la mascherina ⑮ Mascherina per adulti ⑯ Forcella nasale per bambini ⑰ Forcella nasale per adulti ⑱ Bocchaglio ⑲ Filtro di ricambio

Spiegazione dei simboli

Queste istruzioni per l'uso si riferiscono a questo apparecchio. Contengono informazioni importanti per la messa in funzione e l'uso. Leggere interamente queste istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare ferite gravi o danni all'apparecchio.



AVVERTENZA
Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per evitare che l'utente si ferisca.



ATTENZIONE
Attenersi a queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.



NOTA
Queste note forniscono ulteriori informazioni utili relative all'installazione o al funzionamento.




Classifica dell'apparecchio:



Mantenere asciutto




Classe di protezione II



Corrente alternata



LOT



Numero di serie



Produttore



Data di produzione

Uso previsto

• L'inhalatore **medisana IN 500** è indicato per la terapia inalatoria orale o nasale domiciliare con farmaci per uso inalatorio. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da pazienti che ne conoscono in modo approfondito il funzionamento e che utilizzano un farmaco in forma liquida prescritto, o consigliato, dal proprio medico o farmacista.

• Leggere attentamente e completamente il presente manuale d'uso, accertandosi di averne compreso a fondo i contenuti; quindi procedere all'uso dell'apparecchio.

• Rispettare sempre le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo dei farmaci da inalare o seguire le istruzioni del proprio medico o del farmacista di fiducia.

Controindicazioni

• L'inhalatore **medisana IN 500** deve essere utilizzato esclusivamente da persone che respirano autonomamente e sono coscienti.

• L'apparecchio non è indicato ai soggetti che respirano grazie all'apertura della trachea praticata mediante intervento chirurgico (tracheostomia).

IT

NOTE IMPORTANTI! CONSERVARE IN MANIERA SCRUPOLOSA!
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza e conservare le istruzioni per l'uso per gli impieghi successivi. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche queste istruzioni per l'uso.


Norme di sicurezza

• Utilizzare l'apparecchio solo per ciò per cui è stato progettato seguendo le istruzioni per l'uso. In caso di uso diverso da quello previsto decade il diritto alla garanzia.

• Qualunque tipo di utilizzo diverso da quelli descritti in questo manuale è da considerare improprio e, pertanto, pericoloso. L'utente è responsabile per la sicurezza nel caso in cui l'apparecchio non venga utilizzato conformemente allo scopo per il quale è stato progettato.

• La durata massima di ciascun trattamento: 20 minuti.

• Utilizzare unicamente componenti aggiuntivi e pezzi di ricambio del produttore.

• Utilizzare esclusivamente farmaci per terapia aerosolica, in forma liquida. Prima di iniziare la terapia aerosolica consultare il proprio medico curante o il farmacista di fiducia riguardo alla durata e alla frequenza del trattamento, al dosaggio e al farmaco da utilizzare.

• Per la nebulizzazione, non utilizzare acqua pura.

• Questo apparecchio non deve essere mai maneggiato da bambini, né utilizzato da persone con discapacità fisiche, sensoriali o intellettive o con esperienza insufficiente e/o carenza di competenze sempre che, per la loro incolumità, non vengano assistiti da una persona competente o non vengano adeguatamente istruiti su come impiegare l'apparecchio.

• Assicurarsi e controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

• Le parti di piccole dimensioni, come ad es. il filtro dell'aria, possono essere ingoiati; pertanto devono essere riposte o smaltite in luoghi non accessibili ai bambini.

• Non utilizzare né conservare l'apparecchio in luoghi in cui sia esposto a vapori velenosi o a sostanze volatili.

• Non utilizzare l'apparecchio in presenza di miscele combustibili di sostanze anestetiche con aria ossigeno.

• Evitare di toccare l'apparecchio con oggetti appuntiti o affilati.

• Mantenere sempre libere le fessure di ventilazione ⑤ dell'apparecchio. Non posizionare l'apparecchio in luoghi dove le fessure d'aerazione possano essere ostruite; non appoggiare alcun oggetto sull'apparecchio (ad es. asciugamani, tovagli, ecc.).

• Non bloccare mai il coperchio del filtro dell'aria ②.

• Non introdurre all'interno dell'apparecchio oggetti o parti del corpo (dita, ecc.).

• Non mettere in funzione il compressore quando si trova su tappeti o in luoghi particolarmente polverosi come, ad esempio, sotto il letto.

• Il nebulizzatore non è adatto per l'applicazione in sistemi di respirazione per l'anestesia e sistemi per la ventilazione polmonare.

• Non utilizzare mai l'apparecchio mentre fate il bagno o la doccia.

• Non utilizzare l'apparecchio in ambienti la cui temperatura ambiente sia superiore a 40°C.

• Non tenere l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi. L'apparecchio non è a tenuta stagna.

• Riporre e utilizzare l'apparecchio perinalazioni in un posto sicuro dal quale non possa cadere. Se l'apparecchio perinalazioni dovesse cadere, rappresenterebbe un pericolo per le persone e gli oggetti sottostanti.

• Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di trasmettitori elettronici ad alta frequenza.

• Non toccare il cavo di alimentazione con le mani umide o bagnate.

• Se il cavo di alimentazione o la spina sono visibilmente danneggiati oppure si sospetta un difetto, non utilizzare in alcun caso l'inalatore.

• Togliendo la spina dalla presa di corrente l'apparecchio può essere completamente staccato dall'erogazione di corrente.

• I tubi e le condotte dell'apparecchio devono essere posati in modo tale da escludere qualsiasi pericolo di caduta e qualsiasi rischio di strangolamento.

• Non tendere o fissare il cavo di alimentazione contro bordi affilati; non fissarlo con morsetti né utilizzarlo in prossimità di fonti di calore.

• Per impedire un pericolo di folgorazione, estrarre subito la spina dalla presa di corrente nei seguenti casi:

- in caso di malfunzionamento durante l'utilizzo;
- prima di ogni operazione di pulizia o manutenzione;
- dopo ogni utilizzo.

• Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito solo da **medisana**, da un centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato per evitare qualsiasi tipo di pericolo.

• Prestare attenzione affinché l'acqua non penetri all'interno dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse a contatto con umidità, togliere immediatamente la spina e contattare il centro di assistenza tecnica.

• Non pulire l'apparecchio o il kit del nebulizzatore tenendolo sotto un getto di acqua corrente.

• In caso di difetti di funzionamento non cercate di riparare l'apparecchio. Fate riparare il Vostro apparecchio solo dalle sedi di assistenza autorizzate.

• Non trasportare il nebulizzatore e non lasciarlo mai incustodito qualora nel suo serbatoio vi sia ancora del nebulato medicinale.

• Impedire che l'apparecchio venga urtato o cada.

• Non idoneo al trattamento degli animali.

• Non utilizzare mai l'apparecchio in caso di stanchezza o vertigini.

• In presenza di diabete o di altre malattie consultate il Vostro medico prima di utilizzare l'apparecchio.

• Le donne in stato di gravidanza devono adottare le necessarie precauzioni, tenere conto della sensibilità individuale e consultare eventualmente il proprio medico.

• Non utilizzare l'apparecchio se la parte trattata presenta rigonfiamenti, ustioni, infiammazioni, eruzioni cutanee, ferite o punti delicati.

• Il trattamento deve essere piacevole. Se provate sensazioni dolorose o trovate spiacente il trattamento, sospendetelo e consultate il Vostro medico.

prima dell'uso
AVVERTENZA

Il nebulizzatore sporco può provocare delle infezioni. Prima di ogni uso, rispettare le misure generali di igiene (ad es. lavarsi bene le mani) ed accertarsi che il nebulizzatore sia stato pulito e disinfezato secondo le indicazioni impartite nel cap. „Pulizia e manutenzione“ precedentemente al primo utilizzo; l'inhalatore deve anche essere pulito e disinfezato dopo ogni trattamento.

• Disinfettare tutti i componenti del kit del nebulizzatore, boccaglio e mascherina compresi, precedentemente al primo utilizzo, in seguito ripetere tale operazione dopo ciascun trattamento o in caso di inutilizzo prolungato (v. indicazioni al cap. „Pulizia e manutenzione“).

• Dopo la disinfezione, riasciacquare tutti i componenti del nebulizzatore con acqua pulita bollita.

• Prima di ogni trattamento verificare l'integrità dell'alloggiamento del compressore, del cavo di alimentazione, della spina, del tubo dell'aria ⑬ e delle aperture poste alle estremità dello stesso (① e ⑦); accertarsi che l'apparecchio funzioni normalmente.

• Qualora l'apparecchio sia visibilmente danneggiato o qualora si sospetti un difetto, non mettere in funzione l'inhalatore. Togliere immediatamente la spina alla presa di corrente e contattare il centro di assistenza tecnica.

• Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che la tensione di targa corrisponda a quella della corrente erogata. Non utilizzare una presa multipla né una prolunga.

• Riempire il serbatoio del nebulizzatore con non oltre 10 ml di liquido per inalazione idoneo.

• Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che tutti i componenti siano stati correttamente assemblati.

• Accertarsi che il filtro dell'aria ② sia pulito. Sostituire il filtro dell'aria, qualora abbia cambiato colore o sia in uso da più di 2 mesi, accertandosi del corretto montaggio.

• Per evitare il distacco del tubo dell'aria ⑬ durante quando l'apparecchio è in funzione, accertarsi che sia stato ben inserito all'attacco sull'apparecchio (① e ⑦) e all'innesto sul nebulizzatore, eventualmente ruotandolo leggermente per inserirlo meglio sugli stessi.

durante l'uso

• Per ogni trattamento usare esclusivamente farmaco per terapia aerosolica fresco.

• Non bloccare mai le aperture della parte superiore del nebulizzatore (①).

• Utilizzare il nebulizzatore preferibilmente in posizione verticale; non scostarlo durante il trattamento.

• Durante il funzionamento, le vibrazioni ed il rumore originati dal compressore sono normali e non indicano alcun guasto.

• Non asciugare mai l'apparecchio in un forno a microonde o con un asciugacapelli.

• Conservare l'apparecchio e tutti i suoi componenti ben asciutti e vuoti in un luogo asciutto e pulito.

• Terminato il trattamento aerosolico, gli eventuali residui del farmaco utilizzato devono essere eliminati. Tutti i componenti devono essere puliti a fondo e disinfezati, v. cap. „Pulizia e manutenzione“.

• Conservare l'apparecchio avendo cura che il tubo dell'aria ⑬ non sia ripiegato su se stesso o attorcigliato.

Materiale in dotazione e imballaggio

Verificare in primo luogo che l'apparecchio sia completo e che non vi siano segni di danni. In caso di dubbi non mettere in funzione l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore o al proprio centro di assistenza. Il materiale consegnato consta di:

- 1 inhalatore **medisana IN 500** con set di nebulizzazione e tubo flessibile per l'aria, 1 boccaglio, 1 forcella per adulti, 1 forcella per bambini, 1 mascherina per adulti e 1 mascherina per bambini
- 5 filtri d'aria di ricambio
- 1 Istruzione per l'uso

Le confezioni sono riutilizzabili o possono essere riciclate. Smaltire il materiale d'imballaggio non più necessario in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di danneggiamenti dovuti al trasporto, mettersi immediatamente in contatto con il proprio rivenditore.

AVVERTENZA
Assicurarsi che i sacchetti d'imballaggio non siano alla portata dei bambini.
Pericolo di soffocamento!


Preparazione dell'inalazione

AVVERTENZA
Pulire e disinfezionare il kit del nebulizzatore come descritto al cap. „Pulizia e manutenzione“ per evitare che i componenti sporchi provochino un'eventuale infezione. Osservare inoltre tutte le misure igieniche generali, quali la disinfezione delle mani, la manipolazione sterile dei farmaci, ecc.



NOTA
Consultare il proprio medico curante prima dell'inizio della terapia riguardo alla durata, al dosaggio e al trattamento. A seconda dello scopo terapeutico si dovrà selezionare il tipo di trattamento (ad es. cura di patologie a carico dei polmoni = trattamento mediante boccaglio; cura di patologie a carico della cavità rinofaringea = trattamento mediante mascherina): chiedere al proprio medico curante un suggerimento su quale accessorio utilizzare.

1. Girare la parte superiore del nebulizzatore ⑪ in senso antiorario e rimuoverla dal serbatoio ③.
2. Posizionare la testa del nebulizzatore ⑩ sul morsetto ⑨.
3. Riempire il serbatoio del nebulizzatore con la quantità di soluzione inalatoria consigliata dal medico o dal produttore (contenuto minimo 2 ml e massimo 10 ml) ⑩. In caso di riempimento eccessivo del serbatoio provvedere allo svuotamento dello stesso e alla pulizia del set di nebulizzazione come descritto al punto „Pulizia e Manutenzione“.
4. Collegare la parte superiore del nebulizzatore ⑪ al serbatoio ③ avvitandola in senso orario fin quando non è ben stretta.
5. Inserire quindi il boccaglio ⑬ oppure una forcella nasale ⑭ o ⑮ con il connettore per boccaglio e forcella ⑯ sulla parte superiore del nebulizzatore. Per fare ciò, inserire il connettore ⑬ con il lato lungo sul morsetto sulla parte superiore del nebulizzatore ⑪ e successivamente inserire il boccaglio ⑬ o la forcella nasale ⑭ o ⑮ sul lato corto del connettore ⑬.
6. In alternativa, è possibile utilizzare, per l'inalazione, la mascherina per adulti oppure quella per bambini ⑭ o ⑮. A tale scopo, è necessario utilizzare il connettore per mascherina al posto del connettore ⑬. Accertarsi che l'interruttore on/off ⑩ si trovi in posizione Off („O“) e che la spina elettrica sia inserita nella presa di corrente. Fissare un'estremità del tubo dell'aria ⑬ al connettore del tubo del compressore ①. Collegare l'altra estremità al connettore del tubo ⑦ del set del nebulizzatore.



NOTE
- Accertarsi che tutti i componenti siano ben collegati l'uno all'altro. Il tubo deve essere ben inserito nell'attacco della mandata del compressore e nell'innesto del kit del nebulizzatore.
- Fare attenzione a non versare la soluzione per inalazione.
- Utilizzare il supporto per il nebulizzatore ⑥ per conservare temporaneamente il kit del nebulizzatore.

Esecuzione dell'inalazione

Sedete Vi tenendo una posizione il più eretta possibile.

a) Inalazione con il boccaglio:


Corridate completamente con le labbra il boccaglio ⑬. Mettete in funzione l'apparecchio premendo il interruttore On/Off ⑩ („I“). Il nebulizzatore produce un nebulato visibile (aerosol). Ora inspirate lentamente e profondamente con la bocca ed espirate con il naso. Se desiderate fare una pausa, interromperne brevemente e togliere il boccaglio ⑬ dalla bocca. Rimetterlo di nuovo in bocca (le labbra devono sigillarlo) e inspirare e espirare di nuovo lentamente.

b) Inalazione con maschera o forcella nasale:

Nella confezione sono contenuti, in alternativa al boccaglio ⑬, una mascherina per bambini ⑭, una mascherina per adulti ⑮ e forcelle nasal ⑯ e ⑰. In questo modo, l'aerosol può essere inspirato anche attraverso il naso, e ciò ne rende possibile l'impiego principalmente per le altre vie respiratorie. Tale impiego è particolarmente gradito ai bambini.

Maschera: Tenere la maschera leggermente pressata sul naso. La maschera deve aderire bene al naso ma senza comprimerlo.

Forcella nasale: Avvicinare la forcella alle narici e tenerla in



Aparelho e elementos de comando

Unidade compressor

- ① Conexão do aparelho para o tubo de ar
- ② Filtro de ar (com cobertura)
- ③ Interruptor de activação/desactivação
- ④ Pega
- ⑤ Fenda de ventilação
- ⑥ Suporte do nebulizador

Kit de nebulização

- ⑦ Conexão do nebulizador para o tubo de ar
- ⑧ Depósito do nebulizador
- ⑨ Bocal
- ⑩ Cabeça atomizadora
- ⑪ Parte superior do nebulizador
- ⑫ Peça de ligação para aplicador bucal e adaptador nasal
- ⑬ Tubo de ar
- ⑭ Máscara para adulto com peça de ligação
- ⑮ Máscara para criança com peça de ligação
- ⑯ Adaptador nasal para adultos
- ⑰ Adaptador nasal para crianças
- ⑱ Aplicador bucal
- ⑲ Filtro de ar de substituição

Descrição dos símbolos

Este manual de instruções pertence a este aparelho. Ele contém informações importantes para a colocação em funcionamento e a operação. Leia completamente este manual de instruções. O incumprimento destas instruções pode causar lesões graves ou danos no aparelho.

AVISO
Estas indicações de aviso têm de ser cumpridas para evitar possíveis lesões do utilizador.

ATENÇÃO
Estas indicações têm de ser cumpridas para evitar possíveis danos no aparelho.

NOTA
Estas notas fornecem informações adicionais úteis para a instalação ou a operação.

Classificação do aparelho:
Tipo BF




Manter seco

Classe de protecção II



Corrente alternada

LOT



Número de série

Fabricante



Data de produção

Utilização correta

- O inalador **medisana IN 500** foi concebido para a terapia inalatória com aerossóis, destinando-se ao uso doméstico. O aparelho só pode ser utilizado por pacientes profundamente familiarizados com o funcionamento do mesmo e com um medicamento líquido prescrito ou recomendado pelo médico ou farmacêutico.
- O utilizador tem de ler primeiro o presente manual de instruções, perceber o seu conteúdo e o manuseamento do aparelho.
- Tenha sempre em atenção os dados constantes das informações que acompanham o medicamento para inalação e siga as instruções do seu médico ou farmacêutico.

Contra-indicações

- O inalador **medisana IN 500** apenas pode ser utilizado por pessoas que sejam capazes de respirar de forma autónoma e estejam conscientes.
- O aparelho não se destina a utilizadores que respirem através de uma abertura das vias respiratórias criada de forma operatória (traqueostomia).

PT NOTAS IMPORTANTES! GUARDAR SEM FALTA!

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança e guarde-o para uma utilização posterior. Se entregar o aparelho a terceiros, faculte também este manual de instruções.



Avisos de segurança

- Utilize o aparelho apenas de acordo com as prescrições das instruções de utilização. Em caso de utilização não adequada, o direito à garantia perde a sua validade.
- Qualquer outra utilização que não seja a aqui descrita é inapropriada e deve ser classificada como perigosa. Em caso de uma utilização inadequada, a responsabilidade pelo funcionamento seguro passa para o utilizador.
- A duração de uma aplicação individual não pode ultrapassar os 20 minutos.
- Utilize apenas peças sobressalentes e suplementares originais do fabricante.
- Utilize apenas medicamentos adequados à terapia de inalação, no estado líquido. Antes de iniciar uma terapia com o aparelho, consulte o seu médico ou farmacêutico para saber a duração da aplicação, a dosagem, a frequência e a seleção dos medicamentos.
- Não utilize água pura para a nebulização.
- Este aparelho não é adequado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas limitadas ou falta de experiência e/ou conhecimentos, a não ser que sejam vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções como utilizar a máquina.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Peças pequenas, como por ex. filtros do ar, podem provocar asfixia. Por isso, guarde e eliminate todas as peças pequenas, mantendo-as fora do alcance das crianças.
- Não utilize nem guarde o aparelho em locais em que estejam expostos a vapores tóxicos ou a substâncias voláteis.
- Não coloque o aparelho em funcionamento perto de misturas de anestésicos, que sejam inflamáveis através do ar ou do oxigénio.
- Evite o contacto com objectos pontiagudos ou afiados.
- As ranhuras de ventilação do aparelho ⑩ têm de estar sempre desobstruídas. Não instale o aparelho em locais onde as ranhuras de ventilação possam ficar obstruídas e não coloque objectos sobre o aparelho (por ex. lenços, coberturas, etc.).
- Nunca bloquee a cobertura do filtro do ar ②.
- Não introduza objectos nem partes do corpo (dedos e similares) no interior do aparelho.
- O aparelho não pode ser colocado em funcionamento sobre pavimentos com alcatifa nem num ambiente com pó (como por ex. debaixo da cama).
- O nebulizador não é adequado para a aplicação em sistemas de anestesia por respiração ou para sistemas respiratórios.
- Não utilize o aparelho enquanto estiver na banheira ou no chuveiro.
- Não utilize o aparelho em áreas com uma temperatura ambiente superior a 40°C.
- Não guarde o aparelho no exterior ou em ambientes húmidos. O aparelho não é à prova de água.
- Coloque o aparelho em funcionamento e guarde-o apenas em locais onde está garantida a sua segurança e onde não possa cair em chão. Existe o perigo de ferimentos e de danos, respetivamente, para os seres vivos e objectos que se encontrem por baixo do referido aparelho.
- Não coloque o aparelho em funcionamento perto de emissores eletromagnéticos de alta frequência.
- Nunca toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca coloque o aparelho em funcionamento com um cabo ou ficha elétrica com defeito.
- Ao puxar a ficha elétrica da tomada, o aparelho pode ser completamente desligado da corrente.
- Os tubos flexíveis e os cabos do aparelho têm de ser dispostos de modo a não haver perigo de tropeçar neles, não são dobrados, sendo ainda excluído o perigo de estrangulamento.
- Não puxe o cabo elétrico por cima de arestas afiadas; não o entale e não o utilize perto de fontes de calor.
- Por forma a evitar um choque elétrico, tire de imediato a ficha elétrica da tomada:
 - em caso de avarias durante a utilização
 - após cada utilização
 - antes de cada limpeza e manutenção.
- Não enrolhe o cabo elétrico à volta do aparelho.
- Se o cabo de rede estiver danificado, ele só poderá ser substituído pela **medisana**, por um agente especializado autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada.
- Tenha cuidado para que não entre água no interior do aparelho. Apesar disso, caso o aparelho chegue a entrar em contacto com a humidade, tire de imediato a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de assistência.
- Nunca coloque o aparelho ou o kit de nebulização debaixo de água corrente para efeitos de limpeza.
- Em caso de falhas, não repare o aparelho pessoalmente. Envie o aparelho apenas para os centros de assistência autorizados para ser reparado. Não transporte o nebulizador e não o deixe sem vigilância, enquanto ainda se encontrar aerosol com medicamento no reservatório do nebulizador.
- Evite agitar o aparelho e não o deixe cair.
- Não aplique o aparelho junto a animais.
- Nunca utilize o aparelho com cansaço ou torturas.
- No caso de diabetes ou outras doenças, consulte o seu médico de família antes de utilizar o aparelho.
- As gravides devem cumprir as medidas de precaução necessárias e ter atenção à sua resistência pessoal, eventualmente, contacte o seu médico. Não utilize o aparelho se o local de aplicação apresentar inchados, queimaduras, inflamações, erupções cutâneas, feridas ou for muito sensível.
- O tratamento deve ser agradável. Se sentir dores ou se a aplicação for desagradável, interrompa o tratamento e consulte o seu médico.

Antes da utilização

AVISO
Perigo de infecção devido a nebulizador sujo! Antes de cada utilização, tenha em atenção as medidas gerais de higiene (por ex. lavar bem as mãos) e certifique-se de que o nebulizador é limpo e desinfetado em conformidade com as indicações do apresentadas no capítulo „Limpeza e manutenção“.

- Desinfete todas as peças do kit de nebulização, incluindo o bocal e a máscara, antes de ser utilizado pela primeira vez e, mais tarde, após cada utilização, assim como em caso de um período mais longo sem ser utilizado, veja as indicações no capítulo „Limpeza e manutenção“.
- Após a desinfecção, todas as peças do nebulizador têm de ser enxaguadas em água limpa e fervida.
- Antes de cada aplicação, examine a caixa, o cabo e a ficha elétrica, o tubo flexível do ar ⑬ e as aberturas da ligação deste, relativamente à sua integridade ⑪ / ⑯ e verifique se o aparelho funciona normalmente.
- Se o aparelho estiver visivelmente danificado ou suspeito de algum defeito,
- o inalador não deve ser colocado em funcionamento. Retire de imediato a ficha elétrica da tomada e entre em contacto com o centro de assistência.
- Antes de ligar o aparelho à corrente elétrica, tenha em atenção que a tensão de corrente indicada na placa de identificação deve coincidir com a da sua rede elétrica. Não utilize extensões elétricas nem cabos de extensão.
- Nunca encha o depósito do nebulizador com mais de 10 ml de um líquido para inalação adequado.
- Certifique-se de que todas as peças estão corretamente montadas, antes de utilizar o aparelho.
- Certifique-se de que o filtro do ar ② está limpo. Se o filtro do ar revelar uma alteração na cor ou caso já tenha sido utilizado há 2 meses, significa que tem de ser substituído. Certifique-se de que está montado corretamente.
- Por forma a evitar que o tubo flexível do ar ⑬ se solte durante o funcionamento, certifique-se de que este foi bem ligado nas respetivas ⑪ / ⑯ conexões do aparelho e na unidade de nebulização. Se necessário, o tubo flexível pode ser ligeiramente rodado durante a ligação.

durante a utilização

- Em cada aplicação, utilize apenas um aerossol com medicamento recente.
- Nunca bloquee as aberturas da parte superior do nebulizador ⑩.
- Utilize o nebulizador o mais possível em posição vertical. Não o agite durante a aplicação.
- Durante o funcionamento, surge vibração e produção de ruído provocadas pelo funcionamento do compressor. Isto é normal e não sugere uma anomalia.
- após a utilização**
- Nunca sequer o aparelho num micro-ondas ou servindo-se de um secador de cabelo.
- Guarde o aparelho e todas as peças apenas totalmente secas e vazias num local seco e limpo.
- Após a aplicação da inalação têm de ser removidos eventuais resíduos do aerossol com medicamento. Todas as peças têm de ser bem limpas e desinfetadas, veja o capítulo „Limpeza e manutenção“.
- Não guarde o aparelho com um tubo flexível do ar ⑬ dobrado ou torcido.

Material fornecido e embalagem

Por favor, em primeiro lugar, verifique se o aparelho está completo e não apresenta qualquer dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e envie-o para um centro de assistência. Do volume de fornecimento fazem parte:

- 1 inalador **medisana IN 500** com kit de nebulização e tubo de ar, 1 aplicador bucal, 1 adaptador nasal para adultos, 1 adaptador nasal para crianças, 1 máscara para adulto e 1 máscara para criança
- 5 filtros de substituição
- 1 Manual de instruções

As embalagens podem ser reutilizadas ou podem ser eliminadas através da reciclagem. Por favor, elimine adequadamente o material da embalagem não necessário. Se, durante o desembalamento, verificar danos devido ao transporte, por favor, entre imediatamente em contacto com o seu revendedor.

AVISO
Tenha atenção para que as películas da embalagem não se tornem brincadeiras para crianças.
Existe perigo de asfixia!

Preparação para a inalação

AVISO
Lime e desinfete o kit de nebulização conforme descrito no capítulo „Limpeza e manutenção“ para evitar uma possível infecção devido à sujidade das peças!
Adicionalmente, têm de ser cumpridas medidas adicionais de higiene, tais como a desinfecção das mãos, o manuseamento higiênico dos medicamentos, etc.

NOTA
Antes da terapia, consulte o seu médico para obter informações sobre a duração, a dosagem e a frequência da aplicação. De acordo com o objetivo da terapia (p.ex. tratamento dos pulmões = aplicação com bocal ou tratamento da cavidade nasal e faringe = aplicação com máscara), deve-se escolher o tipo de aplicação adequado. Consulte também o seu médico para obter mais informações relativamente a este tópico.

1. Rode a parte superior do nebulizador ⑪ no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio e retire-a do depósito de nebulizador ⑩.

2. Coloque a cabeça atomizadora ⑩ sobre o bocal ⑨.

3. Encha o depósito de nebulizador ⑩ com a quantidade de solução para inalação (conteúdo mínimo de 2 ml e máximo de 10 ml) indicada pelo médico ou fabricante. Caso tenha enchedo o depósito em demasia, esvazie o depósito e limpe o kit de nebulização, conforme indicado em „Limpeza e conservação“.

4. Fixe a parte superior do nebulizador ⑪ enroscando-a no depósito do nebulizador ⑩, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio até a ligação estar bem assente.

- 5a. Em seguida, encaixe o aplicador bucal ⑯ ou um adaptador nasal ⑬ ou ⑭ com a peça de ligação do aplicador bucal e do adaptador nasal ⑬ ou ⑭ na parte superior do nebulizador. Para o efeito, a peça de ligação ⑯ com o lado mais comprido é empurrada sobre o bocal na parte superior do nebulizador ⑪ e, em seguida, o aplicador ⑯ ou o adaptador nasal ⑬ ou ⑭ é inserido no lado mais curto da peça de ligação ⑯.

- 5b. Em alternativa, pode utilizar uma máscara para adulto ou para criança ⑮ ou ⑯ para a inalação. Para o efeito, necessita da peça de ligação da máscara em vez da peça de ligação ⑯. Certifique-se de que o interruptor de activação/desactivação ⑳ se encontra na posição Desligado („O“) e encaixe a ficha de rede na tomada. Encaixe firmemente uma das extremidades do tubo de ar ⑬ na conexão para o tubo de ar ⑩ do compressor. A outra extremidade deverá ser encaixada na conexão para o tubo de ar ⑩ do kit de nebulização.

NOTA
- Assegure-se que todas as peças estão bem encaixadasumas nas outras. As conexões do tubo flexível têm de estar fixas na saída do ar do compressor e no kit de nebulização.
- Tenha cuidado para não entornar a solução para inalação.
- Utilize o suporte do nebulizador ⑤ para guardar temporariamente o kit de nebulização.

Realizar a inalação

Coloque-se numa posição o mais vertical possível.

a) Inalação com o bocal:

Feche totalmente os lábios à volta do bocal ⑩. Ligue o aparelho premindo o interruptor de activação/desactivação ⑳ („O“). O nebulizador produz uma vaporização visível (aerosol). Agora, inspire lentamente e profundamente através da boca e expire através do nariz. Se pretender fazer uma pausa, faça um breve intervalo e retire o bocal ⑩ da boca. Volte a colocar o bocal (os lábios vedam o bocal) e inspire e expire lentamente.

b) Inalação com a máscara ou com o adaptador para nariz:

Em alternativa ao aplicador bucal ⑯, estão incluídos no volume de fornecimento uma máscara para criança ⑮, uma máscara para adulto ⑯, bem como adaptadores nasais (⑬ e ⑭). Deste modo, o aerosol pode ser inhalado pelo nariz, o que permite mais uma aplicação para as vias respiratórias superiores. Esta aplicação é considerada agradável, particularmente, pelas crianças.

Máscara: Mantenha a máscara ligeiramente comprimida por cima do nariz. A máscara deve ficar justa à volta do nariz, no entanto, sem pressioná-la.

Adaptador para nariz: Introduza cuidadosamente as duas cânulas nas narinas e mantenha-as na mesma posição durante a inalação.

Ligue o aparelho através do interruptor de activação/desactivação ⑳ („O“). O nebulizador produz uma vaporização visível (aerosol). Inspire agora lenta e profundamente pelo nariz. Em seguida, expire lentamente.

NOTAS

- Mantenha a unidade de nebulização o mais possível na vertical. Contudo, uma leve inclinação não influencia a aplicação (protegido contra derramamento). Para uma capacidade de funcionamento total, durante a inalação, tenha atenção para não inclinar o aparelho mais que 45° em cada direção.
- O efeito da terapia pode ser melhorado quando suspende por breves instantes a respiração após a inalação. Contudo, isso não é necessário para um sucesso geral da terapia. Importante é que permaneça quieto e descontraído enquanto inspira e expira de modo uniforme. Não inale com demasiada rapidez. Se pretender fazer uma pausa, faça um breve intervalo.

AVISO


- Uma aplicação de inalação não deve exceder os 20 minutos. Se o compressor for utilizado durante mais tempo, existe o perigo de sobreaquecimento e de falhas de funcionamento.
- Após a utilização, o aparelho deve arrefecer durante, pelo menos, 40 minutos.
- Evite colocar uma cobertura / bloqueio nas ranhuras de ventilação e no filtro do ar.

Terminar a inalação

Após a inalação, desligue o aparelho premindo o interruptor de activação/desactivação ⑳ („O“), mesmo quando não utilizou toda a substância de inalação. Esvazie a restante substância de inalação. Não volte a utilizar o resto da subst

medisana

GR Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
Συσκευή εισπνοών IN 500



Συσκευή και στοιχεία χειρισμού

- Μονάδα συμπιεστή**
- Σύνδεση συσκευής με σωλήνα αέρα **②** Φίλτρο αέρα (με κάλυμμα) **③** Διακόπτης απ-/ενεργοποίησης **④** Λαβή **⑤** Θυρίδα αερισμού **⑥** Βάση νεφελοποιητή
- Σετ νεφελοποιητή**
- Σύνδεση νεφελοποιητή με σωλήνα αέρα **⑦** Δεξαμενή νεφελοποιητή **⑨** Στόμιο **⑩** Κεφαλή ψεκασμού **⑪** Άνω τμήμα νεφελοποιητή **⑫** Σύνδεσμος επιστομίου και υποδοχής μύτης **⑬** Σωλήνας αέρα **⑭** Μάσκα για ενήλικες με σύνδεσμο μάσκας **⑮** Μάσκα για παιδιά με σύνδεσμο μάσκας **⑯** Υποδοχή μύτης για ενήλικες **⑰** Υποδοχή μύτης για παιδιά **⑱** Επιστομίο **⑲** Ανταλλακτικό φίλτρο αέρα

Επεξήγηση συμβόλων

- Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ανήκει στο προϊόν.
- Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση της συσκευής σε λειτουργία και τον χειρισμό της. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Η μη τήρηση των προκειμένων οδηγιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση σοβαρών συμπτωμάτων βλαβών ή ιιλικών ζημιών.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προκειμένως αποφυγή πιθανού τραυματισμού του χρήστη.

- ΠΡΟΣΟΧΗ**
Αυτές οι υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προκειμένως αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιών στη συσκευή.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
Αυτές οι υποδείξεις περιλαμβάνουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.

- Τάξινη ημέρη συσκευής:** Τύπος BF Να προστατεύεται από την υγρασία

- Βαθμός προστασίας II** Εναλλασσόμενο ρεύμα

- ΛΟΤ** Αριθμός παρτίδας

- Κατασκευαστής** Ημερομηνία παραγωγής

- Ενδεδειγμένη χρήση**
• Η συσκευή εισπνοών **medisana IN 500** προορίζεται για την κατ' οίκον χρήση για φαρμακευτικούς αερολυμπτάνων στο πλαίσιο μίας θεραπείας εισπνοών μέσω της μύτης ή του στόματος. Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται μόνο από ασθενείς που έχουν εξοικειωθεί με τη λειτουργία της συσκευής και για τη χρήση συνταγογράφημένου από φαρμακοποιού φαρμακευτικού σκευάσματος σε υγρή μορφή.
• Ο χρήστης πρέπει να έχει διαβάσει τις παρούσες οδηγίες της συσκευής, για την κατανόηση της συσκευής και της αποτελεσματικότητά της.
• Λογικώς πρέπει να πάτησε τη συσκευή με την πρώτη και μετά από κάθε χρήση συμφωνά με τις υποδείξεις της ενότητας «Καθαρισμός και φροντίδα»!

- Αντενδέξεις**
• Η συσκευή εισπνοών **medisana IN 500** επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που μπορούν να αναπνέουν αυτόνομα και έχουν τις αισθήσεις τους.
• Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήστες που αναπνέουν μέσω επιστομίου.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS
Γερμανία

GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ! ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ!
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική χρήση. Παραδώστε οπωσδήποτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, εάν την παραχωρήστε σε τρίτους.



Περιεχόμενα πραδοτέου προϊόντος και συσκευασία

Πρώτα βεβαιωθείτε πώς τα περιεχόμενα της πραδοτέου συσκευασίας είναι πλήρη και πως το προϊόν δεν παρουσιάζει ζημιές. Εάν δεν είστε βέβαιοι μην χρησιμοποιήστε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η συσκευασία περιέχει:

- 1 συσκευή εισπνοών **medisana IN 500** με σετ νεφελοποιητή και σωλήνα αέρα, 1 επιστόμιο, 1 υποδοχή μύτης για ενήλικες,
- 5 ανταλλακτικά φίλτρα αέρα
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Οι συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες και μπορούν να παραδίδονται προς ανακύκλωση. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζεται με τον προβλεπόμενο τρόπο. Εάν κατά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία διαπιστώνεται μια ζημιά που έχει προκληθεί κατά τη μεταφορά, επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγόραστε το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Φροντίστε, ώστε οι μεμβράνες συσκευασίας να μην καταλήξουν στα χέρια των παιδιών. Υιοθετάτε κίνδυνος ασφυξίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Καθαρίζετε και απολύμαντε το σετ νεφελοποιητή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα», προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος μόλυνσης από τη συσκευή. Επιτέλλετε τη τήρηση των γενικών κανόνων υγιεινής όπως η απολύμανση των χεριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πριν ξεκινήστε τη θεραπεία συμβουλευθείτε τον ιατρό σας σχετικά με τη διάρκεια, τη δοσολογία και τη συγνότητα της εφαρμογής. Η επιλογή του ενδεεγμένου τρόπου χρήσης εξαρτάται από τον στόχο της θεραπείας (π.χ. θεραπεία πνευμόνων = με επιστόμιο-θεραπεία ρινοφαρυγγικής κοιλότητας = με μάσκα). Συμβουλευθείτε σχετικά τον ιατρό σας.

1. Περιστρέψτε το άνω τμήμα του νεφελοποιητή **⑪** αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από τη δεξαμενή φαρμακευτικού διαλύματος του νεφελοποιητή **⑩**.

2. Τοποθετήστε την κεφαλή φεκασμού **⑩** στο στόμιο **⑨**.

3. Γεμίστε με τη συντομότερη από τον ιατρό ή τον κατασταστή ποσότητα εισπνεύμαντος διαλύματος (χωρητικότητα ελάχιστη 2 ml και μέγιστη 10 ml) στη δεξαμενή του νεφελοποιητή **⑩**. Σε περίπτωση υπερτήλωμας της δεξαμενής, αδειάστε τη δεξαμενή και καθαρίστε το σετ νεφελοποιητή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα».

4. Στρέψετε το άνω τμήμα του νεφελοποιητή **⑪**, περιτρέφοντας το δεξαμενόπτη στη δεξαμενή του νεφελοποιητή **⑩**, μέχρι το δύο μέρη να ενυθύνουν φρέσκια.

5. Στη συνέχεια εισαγάγετε το επιστόμιο **⑯** μία από τις υποδοχές μύτης (**⑯** ή **⑰**) με τον αντίστοιχο σύνδεσμο **⑫** στο άνω τμήμα του νεφελοποιητή **⑪**, περιτρέφοντας το δεξαμενόπτη στη δεξαμενή του νεφελοποιητή **⑩**.

6. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μάσκα για ενήλικες ή παιδιά (**⑯** ή **⑯**) για τις εισπνοές. Για τον αισιόδοξο από τον συνδέσμου **⑯** θα χρειάστε τον ειδικό σύνδεσμο για τις μάσκες. Βεβαιωθείτε πώς η διακόπτη απ-/ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση Ανενεργό (**«O»**) και συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Εισαγάγετε το άλλο άκρο στην συνδέσμου **⑯**.

7. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μάσκα για ενήλικες (**⑯** ή **⑯**) για τις εισπνοές. Για τον αισιόδοξο από τον συνδέσμου **⑯** πρέπει να καταλήξει το καλύμπι με την πρίζα από την πρώτη και από τα οποία δεν υπάρχει πιθανότητα να πέσει. Πιθανή πτώση της ενεργής κίνδυνος της συσκευής.

8. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία.

9. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία.

10. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία.

11. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία.

12. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία.

13. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία.

14. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία.


15. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία.

16. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία.

17. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία.

18. Μη προσέρχεστε τη συσκευή με σκεπασμένα μάτια ή μάτια με υγρασία.

19. Μη προσέρχεστε τη συσκευή μ



Apparaten och komponenter

Kompressorenhet

- 1 Apparatslutsutning för luftslang
2 Luftfilter (med skyddskåpa)
3 På/av-knapp
4 Bärhandtag
5 Ventilationsslitsar
6 Nebulisatorhållare

Nebulisatorset

- 7 Nebulisatoranslutning för luftslang
8 Nebulisatorbehållare
9 Stuts
10 Sprayhuvud
11 Skarvstycke
12 Mask för vuxna med maskskarvstycke
13 Mask för barn med maskskarvstycke
14 Näsadapter för vuxna
15 Näsadapter för barn
16 Munstycke
17 Reservluftfilter

Teckenförklaring

Bruksanvisningen hör till apparaten.
Den innehåller viktig information om igångsättning och användning. Läs igenom hela bruksanvisningen. Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs kan det leda till svåra personskador eller skador på apparaten.



VARNING
Varningstexterna måste beaktas, annars kan det finnas risk för personskador.



OBSERVERA
De här anvisningarna måste beaktas, annars kan det finnas risk för skador på apparaten.



HÄNVISNING
De här texterna innehåller praktisk information om installation eller användning.



Apparatklass:
typ BF
Förvaras torrt



Skyddsklass II
Växelström



LOT-nummer
Serienummer



Tillverkare
Tillverkningsdatum

Avsedd användning

- medisana - inhalator IN 500 är avsedd för oral och nasal inhalationsbehandling med läkemedelsaerosol i privata hushåll. Apparaten får endast användas av patienter, som har informerat sig ingående om apparatens funktion, och med ett flytande läkemedel som har ordinerats eller rekommenderats av en läkare eller farmaceut.
- Användaren måste först ha läst bruksanvisningen och förstått dess innehåll och apparatens manövrering.
- Beakta alltid uppgifterna i informationen som följer med medicinen som ska inhaleras resp. följd din läkares eller apotekares anvisningar.

Kontraindikationer

- medisana Inhalator IN 500 får bara användas av personer som kan andas självständigt och är vid medvetande.
- Apparaten är inte lämplig för användare som andas via en operativt skapad öppning i luftstrupen (trakeostomi).

SE OBSERVERA! SPARA!

Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, noga innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om apparaten lämnas vidare till en annan person måste bruksanvisningen följa med.



Säkerhetshänvisningar

- Använd inhalator enbart till det den är avsedd för enligt bruksanvisningen. Vid annan än användning är den avsedda förfaller garantianspråk.
- All annan användning än den som beskrivs här är inte den avsedda och ska betraktas som farlig. Vid annan användning är den avsedda överförs ansvaret för apparatens säkra funktion till användaren.
- En enskild användning får inte pågå längre än 20 minuter.
- Använd endast originaltillbehör och -reservdelar från apparatens tillverkare.
- Använd bara medicin i flytande form som är lämplig för inhaleringstherapi.
- Diskutera användningsperiod, dosering, användningsfrekvens och medicinval med din läkare eller apotekare innan du påbörjar en terapi.
- Använd inte rent vatten till nebuliseringen.
- Den här apparaten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och/eller av personer som har för litet kännedom om apparaten om de inte står under uppsikt och instrueras av en annan ansvarig person. Detta gäller även för barn.
- Sma barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten.
- Smådelar, som t.ex. luftfiltret, skulle kunna sväljas ner. Förvara och kassera därför alla smådelar utom räckhåll för barn.
- Använd inte förvara inte apparaten på platser där den utsätts för giftiga ängor eller flyktiga substanser.
- Använd inte apparaten i näheten av anestesimedel-bländningar som kan antändas tillsammans med luft eller syre.
- Vidrör inte apparaten med spetsiga eller vassa föremål.
- Apparatens ventilationsöppningar måste alltid vara fria. Ställ inte apparaten på platser där ventilationsöppningarna (1) skulle kunna blockeras och lägg inga föremål på apparaten (t.ex. handdukar, filter o.s.v.).
- Blockera under inga omständigheter lufttillflödet med föremål (2).
- Stoppa inte i några föremål eller kroppsdelar (finger o.d.) i apparatens inre.
- Apparaten får inte användas på heltäckningsmattor eller i omgivning med mycket damm (som t.ex. under sängen).
- Spridaren är inte avsedd för användning i anestesi-/andningssystem eller andnings-/lungmaskiner.
- Använd inte produkten vid bad eller dusch.
- Använd inte apparaten i omgivningar med rumstemperatur över 40°C. Låt inte apparaten stå kvar utomhus eller i fuktiga omgivningar. Apparaten är inte vattentålig.
- Använd och förvara bara apparaten på platser där är säkert att den står stadigt och inte kan falla ner. Det finns risk att levande varelser och föremål under den kan skadas eller gå sönder.
- Använd inte apparaten i näheten av högfrekventa elektromagnetiska sändare.
- Ta aldrig i elsladden med vata händer.
- Använd inte apparaten med en defekt elsladd eller elkontakt.
- Apparaten kan skiljas helt från strömförsörjningen genom utdragning av elkontakten ur uttaget.
- Apparatens slangar och ledningar måste dras på så sätt att det inte finns risk för snubbling och att risken för stryppning är utesluten.
- Drä inte elsladden över vassa kanter; kläm inte fast den och använd den inte i näheten av värmekärror.
- För att undvika risken för en elektrisk stöt ska du genast dra ut elkontakten ur uttaget:
 - vid störningar under användningen
 - efter varje användning
 - före varje rengöring och skötsel.
- Linda inte elsladden runt apparaten.
- Om nätkabeln går sönder får den endast bytas ut av medisana, en auktoriserad fackhandlare eller av en person med motsvarande kvalificering.
- Var noga med att det inte tränger i vatten i apparatens inre. Om apparaten ändå skulle komma i kontakt med fuktighet någon gång så drar du genast ut elkontakten och kontakta servicestället.
- Håll aldrig apparaten eller nebulisatorsetet under rinnaende vatten för rengöring.
- Reparera inte produkten själv vid störningar. Låt endast auktoriserad kundservice utföra reparationer.
- Transportera inte nebulisator och lämna den inte utan tillsyn när det fortfarande finns medicinaerosol kvar i nebulisatorbehållaren.
- Undvik att skaka apparaten och tappa den inte.
- Använd inte apparaten till djur.
- Du ska aldrig använda apparaten vid tröthet eller yrsel.
- Vid diabetes eller andra sjukdomar bör läkare konsepturera innan produkten tas i bruk.
- Gravidia bör följa nödvändiga försiktighetsåtgärder och beakta den egna belastbarheten; konsultera läkare vid behov.
- Använd inte apparaten om du har svullnader, brännskador, inflammationer, hudutslag, sår eller örrna ställen inom området som berörs av användningen. ua myelitvälväla. Jos tunnet kipuva tai holtto tunttu sinusta epämiellyttvälväla, keskeytä hoito ja neuvoitelle lääkäriksi kanssa.
- Behandlingen ska var angenäm. Avbryt om den är smärtsam eller mindre trevlig och konsultera läkare.

före användningen

VARNING
Infektionsrisk genom förurenad nebulisator! Beakta de allmänna hygienåtgärderna före varje användning (t.ex. grundlig handtvätt) och säkerställ att nebulisatorn rengörs och desinficeras före första och efter varje användning enl. informationen som ges under „Rengöring och skötsel“!

- Desinficera alla delar i nebulisatorsetet inklusive munstycke och mask före första användningen och senare efter varje användning samt när utrustningen inte används på längre, se information under „Rengöring och skötsel“.
- Efter desinfektionen måste nebulisatorn alls delar spolas av med rent, kokat vatten.
- Kontrollera att holtet, elsladden, elkontakten, luftslangen (1) och slanganslutnings öppningar (1 / 7) är felfria före varje användning och undersök om apparaten fungerar normalt.
- Om det syns att apparaten är skadad eller om du förmödar en defekt får du inte börja använda inhalatorn. Dra genast ut elkontakten ur uttaget och kontakta servicestället.
- Innan du ansluter apparaten till din strömförsörjning ska du kontrollera att nätspanningen som anges på typpskylten överensstämmer med det som gäller för ditt elnät. Använd inga grenuttag eller förlängningskablar.
- Fyll aldrig nebulisatorbehållaren med mer än 10 ml av en lämplig inhalationsvätska.
- Säkerställ att alla delar har satts ihop korrekt innan du använder apparaten.
- Säkerställ att luftfiltret (2) är rent. Om luftfiltret har en färgförändring eller har använts sedan två månader så måste det bytas ut. Säkerställ att det är korrekt monterat.
- För att förhindra att luftslangen (1) lossnar under användningen säkerställer du att den är fast ansluten (1 / 7) på apparaten och på nebulisatorhållaren. Slangen kan ev. vridas något vid anslutningen.

under användningen

- Använd enbart ny medicin-aerosol vid varje användning.
- Blockera aldrig öppningarna på nebulisatoröverdelen (1).
- Använd nebulisatorn i lodrät position, så långt detta är möjligt. Skaka den inte under användningen.
- Under användningen skapas en vibration och en bullerutveckling genom kompressortunnelen. Detta är normalt och tyder inte på en felfunktion.

efter användningen

- Torka aldrig apparaten i en mikrovägsgun eller med en härfön.
- Apparaten och alla delar ska bara förvaras på en torr och ren plats och vara helt torra och tömda.
- Efter inhalationsanvändningen måste eventuella aerosolerester efter medicinen tas bort. Alla delar måste rengöras grundligt och desinficeras, se kapitel Rengöring och skötsel.
- Förvara inte apparaten med en böjd eller vriden luftslang (1).

Leveransomfång och förpackning

Kontrollera förr om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tveksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till återförsäljaren eller till servicestället. Följande delar skall medfölja vid leverans:

- 1 medisana-inhalator IN 500 nebulisatorset och luftslang, 1 munstycke, 1 näsadapter för vuxna, 1 näsadapter för barn, 1 mask för vuxna och 1 mask för barn
- 5 reservluftfilter
- 1 bruksanvisning

Förpackningar kan återanvändas eller lämnas till återvinning. Se till att förpackningsmaterial som inte längre behövs tas omhand på korrekt sätt. Uppräcks skador när produkten packas upp så kontakta omgående inköpsstället.

VARNING
Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk!

Förberedelse för inhalering

VARNING
Rengör och desinficera nebulisatorsetet så som beskrivs i „Rengöring och skötsel“ för att undvika en möjlig infektion genom förurenade delar! Dessutom måste allmänna hygienåtgärder följas, som desinficering av händerna, medicinen ska hanteras hygieniskt etc.

ANVÄNING

Rådgör med din läkare om användningstid, dosering och användningsintervall innan du börjar använda apparaten. Användningssättet bör väljas beroende på behandlingsmål (t.ex. behandling för lungorna = användning av munstycke, behandling för näsa-hals = användning av mask). Rådgör med läkaren om detta.

- Vrid nebulisatoröverdelen (1) moturs och avlägsna den från nebulisatorbehållaren (8).
- Placer sprayhuvudet (10) på stutsen (9).
- Fyll på den av läkaren eller tillverkaren anvisade mängden inhalationslösning (volym min. 2 ml och max. 10 ml) i nebulisatorbehållaren. Om behållaren har överflylt ska den tömmas och nebulisatorsetet rengöras enligt beskrivningen under „Rengöring och skötsel“.

- Fast nebulisatoröverdelen (1) genom att skruva på den medurs på nebulisatorbehållaren (8) tills anslutningen sitter fast.

- Sätt sedan fast antingen munstycket (16) eller en näsadapter (15) eller (7) på nebulisatoröverdelen med skarvstycket för munstycket och näsadaptern (12). Då skjuts skarvstycket (12) på förbindningsstutten på nebulisatoröverdelen ovanför (1) med den längre sidan och därefter skjuts munstycket (16) eller näsadaptern (15) eller (7) i skarvstyckets korta sida (12).

- Alternativt kan masken för vuxna eller barn (16) eller (15) för inhalation användas. Då behövs maskskarvstycket istället för skarvstycket (12). Säkerställ att på-/av-knappen (3) är i läget Av („O“) och sätt i nätkontakten i vägguttaget. Sätt fast en av luftslangens ändar (1) på kompressorns anslutning för luftslang (1). Sätt på den andra änden på nebulisatorsets anslutning för luftslang (7).

ANVÄNING

- Försäkra dig om att alla delar är fast förbundna med varandra. Luftslangsanslutningarna måste sitta fast ordentligt på luftsläppet hos kompressorn och på nebulisatorsetet.

- Var noga med att inte spilla någon inhalationslösning.
- Använd nebulisatorhållaren (6) för den temporära förvaringen av nebulisatorsetet.

Genomförta inhalation

Sitt i möjligaste mån upprätt.

a) Inhalering med munstycke:

Placer läpparna tätt runt munstycket (16). Starta produkten genom att trycka på knappen På/av (3) („I“). Nebulatorn genererar en synlig dimma (aerosol). Andas nu i långsamt och djupt genom munnen och andas ut genom näsan. Vill man lägga in en paus gör man ett kort avbrott och tar munstycket ur munnen. Stoppa in det i munnen igen och (slut läpparna tätt runt munstycket) och andas långsamt och ut i och ut igen.

b) Inhalation med masken resp. med näsadaptern:

Som alternativ till munstycket (16) innehåller leveransen en barnmask (15), en vuxenmask (16) samt näsadaptern (15 och 17). Med dessa kan aerosolen andas in genom näsan, vilket möjliggör en användning till för de dryve andningsvägarna. I synnerhet barn föredrar denna användning.

Mask: häll masken så att den pressas tätt över näsan. Masken måste omsluta näsan tätt, men utan att trycka.

Näsadapter:

för in de båda tapparna försiktigt i näsöppningarna och håll dem där under inhalationen. Starta apparaten med PA-/AV-knappen (3) („I“). Nebulatorn genererar en synlig dimma (aerosol). Andas nu i långsamt och djupt genom näsan. Andas därefter långsamt igen.

ANVÄNING

- Håll nebulisatorhållaren så lodrätt som möjligt. En svag lutning påverkar dock inte användningen (spillsäker). För full funktion är det vid inhaleringen viktigt att inhalatorn inte lutas mer än 45° per riktning.

- Verkan av behandlingen kan förbättras om man kort håller andan efter inandningen. Detta är dock inte generellt nödvändigt för framgångsrik behandling. Det är viktigt att vara avslappnad medan man lugnt andas in och ut. Inhalera inte för snabbt. Vill man lägga in en paus gör man ett kort avbrott.**

WARNING

- En inhalationsanvändning ska inte översteka 20 minuter. Om kompressorn används längre finns risk för överhettning och felfunktioner. Efter användning ska apparaten svalna i minst 40 minuter.

- Undvik att täcka över/blockera ventilationsöppningarna och luftfiltret.**


Avsluta inhalation

Stäng efter avslutad inhalering av apparaten genom att trycka på knappen På/av (3) („O“), även om inte all inhalationslösning används. Håll ut resterande innehåll. Återanvänd det inte. Rengör produkten direkt efter varje användning (se även Rengöring och vård)

ANVÄNINGAR

- Vid användning av masken blir mer aerosol kvar på slemhinnan i näsa-hals-området än vid användning med munstycket.

- När munstycket har används en tid kan det förekomma att det vid användning av lösningsmedlet samlas några droppar i mun**


**NO Bruksanvisning
Inhalator IN 500**

Apparat og betjeningselementer

Kompressorenhet
 1 Apparattilkobling for luftslange 2 Luftfilter (med deksel)
 3 Av/På-bryter 4 Bærhåndtak 5 Ventilasjonsåpning
 6 Forstøverholder

Forstøversett
 7 Forstøver-tilkobling for luftslange 8 Forstøverbeger
 9 Rørstykke 10 Forstøverhode 11 Forstøveroverdel
 12 Overgangsstykke for munnstykke og neseadapter
 13 Luftslangen 14 Voksenmaske med maskovergangsstykke
 15 Barnemaske med maskovergangsstykke
 16 Neseadapter for voksne 17 Neseadapter for barn
 18 Munnstykke 19 Reserve-luftfilter

Tegnforklaring

Denne bruksanvisningen tilhører dette apparatet. Den inneholder viktig informasjon for igangsetting og håndtering. Les hele bruksanvisningen. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan førsake alvorlig personskade eller skade på enheten.



ADVARSEL
Disse advarslene må følges for å forhindre mulig personskade hos brukeren.



FORSIKTIG
Disse merknadene må følges for å forhindre skader på apparatet.

MERKNAD
Disse merknadene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjon eller bruk.

Klassifisering av apparat:
 Type BF Beskytt mot fuktighet

Beskyttelseskasse II Vekselstrøm

LOT **SN** Serienummer

Produsent Produksjonsdato

Tiltenkt bruk

• **medisana inhalator IN 500** er beregnet på oral eller nasal inhalasjonstherapi med medikamentaerosol og er for privat bruk. Apparatet skal kun brukes av pasienter som har gjort seg godt kjent med apparats funksjoner, og skal kun brukes med flytende medikament forordnet eller anbefalt av lege eller apoteker.

• Brukeren må på forhånd ha lest denne bruksanvisningen, og forståt innholdet i denne samt betjeningen av apparatet.

• Følg alltid anvisningene i informasjonen som følger med inhalasjonsmedikamentene og følg veiledding fra legen din eller en apoteker.

Kontraindikasjoner

• **medisana inhalator IN 500** skal kun brukes av personer som kan puste selv og som er ved bevissthet.

• Apparatet er ikke egnet for personer som puster gjennom en operativ åpning av lufrøret (trakeostomi).

NO VIKTIGE MERKNADER! TAS GODT VARE PÅ!
Les bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningene, nøye før du tar apparatet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen i tilfelle du trenger den senere. Hvis du gir apparatet videre til en tredjepart, må bruksanvisningen følge med.


Sikkerhetsanvisninger

- Apparatet skal kun brukes i henhold til tiltenkt bruk som forkart i bruksanvisningen. Ved tilfeller av misbruk oppholder garantiene.
- Enhver annen bruk enn den som er beskrevet her er ikke forsvarlig og anses som farlig. Ved ikke-tiltenkt bruk faller ansvaret for apparatets sikre funksjon over på brukeren.
- Apparatet skal ikke brukes mer enn 20 minutter om gangen.
- Bruk bare produsentens originale tilleggs- og reservedeler.
- Bruk kun medikamenter i flytende form som er egnet for inhalasjonstherapi. Rådfør deg med legen din eller en apoteker om brukstid, dosering, brukshyppighet og valg av medikamenter før du starter terapi med apparatet.
- Bruk ikke ublandet vann for forstøring.
- Dette apparatet er ikke ment å brukes av personer (barn inkludert) med begrensede fysiske, sansemessige eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller kunnskap, med mindre slike personer er under tilsyn av eller får anvisning om hvordan apparatet skal brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Smådeler som f.eks. luftfilteret kan komme til å svevelges. Lagre og avhend derfor alle smådeler på en slik måte at de er utlignelig for barn.
- Bruk eller lagre ikke apparatet på steder hvor det utsettes for giftig damp eller lettfordampelige stoffer.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av anestesiblænder som sammen med luft eller oksygen er brennbare.
- Unngå at apparatet kommer i kontakt med spiss eller skarpe gjenstander.
- Ventilasjonsåpningen ⑤ til apparatet må alltid være fri. Sett aldri stopsetet på steder der ventilasjonsåpningen kan bli blokkert, og legg aldri gjenstander oppå apparatet (f.eks. håndklær, duker osv.).
- Luftfilterdekslet skal aldri blokkeres ②.
- Før aldri gjenstander eller kroppsdeler (som f.eks. fingre) inn i apparatet.
- Apparatet skal ikke være i drift på teglplugg eller i veldig støvete omgivelser (som f.eks. under sengen).
- Forstøveren er ikke egnet til bruk i anestesi-respirasjonsenheter eller lungemaskin.
- Bruk aldri apparatet når du bader eller dusjer.
- Bruk aldri apparatet i omgivelsener med en romtemperatur høyere enn 40 °C.
- La ikke apparatet bli stående ute eller i fuktige omgivelser. Apparatet er ikke vannrett.
- Bruk og lagre apparatet kun på steder hvor det står sikert og slik at det ikke kan falle ned. Det er fare for at det kan oppstå skade på personer eller gjenstander som befinner seg nedenfor.
- Bruk aldri apparatet i nærheten av høyfrekvente elektromagnetiske sendere.
- Berør aldri nettkabelen med våte hender.
- Bruk aldri apparatet dersom nettkabelen eller stopsetet er defekt.
- Ved å trekke stopsetet ut av stikkontakten kobles apparatet fullstendig fra strømforsyningen.
- Apparatets slanger og ledninger må plasseres på en slik måte at de ikke utgjør en snublefare og slik at kvelning ikke er mulig.
- Før ikke nettkabelen over skarpe kanter, klem den ikke og bruk den ikke i nærheten av varmekilder.
- For å unngå elektrisk støt, trekk straks stopsetet ut av stikkontakten:
 - ved forstyrrelser under bruk
 - etter hver bruk
 - før rengjøring og vedlikehold
- Ikke snurr kabelen rundt apparatet.
- Hvis kabelen er skadet, skal den bare byttes av **medisana**, en godkjent forhandler eller tilsvarende kvalifisert personell, for å unngå farlige situasjoner.
- På plass til at dette kommer vann inn i apparatet. Dersom apparatet likevel skulle komme i kontakt med fuktighet, skal du straks trekke stopsetet ut av stikkontakten og kontakte servicestedet.
- Apparatet skal aldri rennes under rennende vann.
- I tilfelle skal du ikke reparere apparatet selv. La reparasjoner bare utføres av autorisert servicested.
- Når det er medikamentaerosoler i forstøverbegeret skal forstøveren ikke transporteres eller forlates uten tilsyn.
- Unngå å røre apparatet og la det ikke falle ned.
- Bruk ikke apparat på dyr.
- Bruk aldri apparatet ved trøtthet eller svimmelhet.
- Dersom du har diabetes eller andre sykdommer bør du forhøre deg med legen din før bruk.
- Gravide bør overholde de nødvendige forholdsreglene og ta hensyn til individuell belastbarhet. Ta kontakt med legen om du er usikker.
- Ikke bruk apparatet på områder av kroppen som oppviser hevelse, brannskader, betennelse, utslett på huden, sår eller på følsomme områder.
- Behandlingen skal føles behagelig. Dersom du føler smerte eller føler at bruken er ubehagelig, må du slutte å bruke apparatet og rådføre deg med legen din.

Før bruk

ADVARSEL
Fare for infeksjon ved uren forstøver! Pass på at vanlige hygienetiltak (f.eks. grundig håndvask) utføres før hver bruk, og forsikre deg om at forstøveren renjes og desinfiseres før første bruk og etter hver bruk ifølge anvisningene under «Rengjøring og vedlikehold»!

- Før første bruk og etter hver bruk senere eller når apparatet ikke har vært i bruk på lenge, skal du desinfisere alle delene i forstøversettet inkludert munnstykke og maske.
- Etter desinfeksjon må alle deler av forstøveren skylles i rent, oppkølt vann.
- Kontroller før hver bruk at kassen, nettkabelen, stopsetet, luftslangen ⑩ og slangetilkoblingsåpningene (① og ⑦) er uskadet og at apparatet fungerer normalt.
- Dersom apparatet har synlige skader eller du mistenker en defekt, skal inhalatoren ikke tas i bruk. Trekk da stopsetet straks ut av stikkontakten og kontakt servicestedet.
- Før du kobler apparatet til strømforsyning må du forsikre deg om at nettspenningen angitt ved symbol samsvarer med strømningen til strømnernettet ditt. Bruk aldri flervæskestikkontakt eller skjøtedeining.
- Fyll aldri mer enn 10 ml egnet inhalasjonsvæske i forstøverbegeret.
- Forsikre deg om at alle deler er satt sammen på riktig måte før du bruker apparatet.
- Forsikre deg om at luftfilteret ② er rent. Dersom luftfilteret har fargeforandring eller har vært i bruk i 2 måneder, må det skiftes ut. Forsikre deg om at det er korrett montert.
- Før å unngå at luftslangen ⑩ løsner når apparatet er i bruk, skal du forsikre deg om at slangen er godt festet i de respektive tilkoblingene (① og ⑦) på apparatet og på forstøverenheten. Slangen kan ev. vris litt ved tilkobling.

Under bruk

- Bruk alltid kun ny medikamentaerosol.
- Apningen på forstøveroverdelen skal aldri blokkeres ①.
- Bruk forstøveren i loddrett posisjon når dette er mulig. Rist den ikke når du bruker den.
- Når apparatet er i bruk skapes en vibrasjon og en støyutvikling gjennom kompressorfunksjonen. Dette er normalt og tyder ikke på feilfunksjon.

Efter bruk

- Tøk aldri apparatet i mikrobøleovn eller med fôner.
- Apparatet og alle deler skal alltid lagres på et tørt og rent sted og alt skal være tørt og tørt for innhold.
- Etter inhalasjonsbruk skal eventuelle rester av medikamentaerosol fjernes. Alle deler må renjes og desinfiseres grundig, se kapittel «Rengjøring og pleie».
- Luftslangen ⑩ skal ikke være bøyd eller vridd under lagring.

Leveransens innhold og emballasje

Sjekk at leveransens er fullstendig og at produktet ikke har noen skader. Bruk ikke produktet ved tvilstilfeller. Kontakt bruker service. Leveransens innhold:

- 1 medisana inhalator IN 500 med forstøversett og luftslange, 1 munstykke, 1 neseadapter for voksne,
- 1 neseadapter for barn, 1 voksenmaske og 1 barnemaske
- 5 reserve-luftfiltere
- 1 bruksanvisning

Emballasjen kan gjenbrukes eller resirkuleres. Kast uønsket emballasje på riktig måte. Hvis du ser en transportskade når du pakker ut apparatet, skal du umiddelbart ta kontakt med forhandleren.

ADVARSEL
Pass på at ikke barn får tak i emballeringsfolie!
Fare for kvelning!

Forberedt inhalasjonen

ADVARSEL
Rengjør og desinfiser forstøversettet som beskrevet under «Rengjøring og vedlikehold» for å unngå infeksjon som følge av urene deler! I tillegg må alle vanlige hygienetiltak som desinfeksjon av hender, hygienisk håndtering av medikamenter osv. overholdes.

MERKNAD
Rådfør deg med legen din før terapien starter om dosering og hvor lenge og ofte du skal bruke apparatet. Bruksmåten skal velges ut fra målet for terapien (f.eks. lungebehandling = munnstykkebruk, behandling av nesesvelgrommet = maskebruk). Rådfør deg med legen din også vedrørende dette.

- Vri forstøverbegeren ① mot klokka og ta den av forstøverbegeret ③.

- Plasser forstøverbegeret ① på røystykke ③.

- Fyll på med mengden av inhalasjonsvæske som legen eller produsenten har opplyst om (min. 2 ml og maks. 10 ml) i forstøverbegeret ③. Dersom du har fylt på for mye, må du tömme begeret og rengjøre forstøversettet som beskrevet i «Rengjøring og vedlikehold».

- Fest forstøverbegeren ① ved å skru den med klokka på forstøverbegeret ③, til den sitter.

- Sett deretter enten munnstykke ⑫ eller en neseadapter (⑬ eller ⑭) med overgangsstykke ⑯ for munnstykke og neseadapter ⑮ på forstøverbegeren ① ved overgangsstykke ⑯ inn på ansatsstykket ⑯ på oversiden av forstøverbegeren ①, og skyv så munnstykke ⑫ eller neseadapteren (⑬ eller ⑭) inn i den korte siden på overgangsstykke ⑯.

- Alternativt kan du bruke voksenmasken eller barnemasken (⑪ eller ⑫) til inhalasjon. Da må du bruke maskovergangsstykke istedet overgangsstykke ⑯. Forsikre deg om at Av-/På-bryteren ③ står i posisjon Av („0“) og sett stopsetet inn i stikkontakten. Sett enden av luftslangen ⑩ fast på tilkoblingen for luftslangen ① på kompressoren. Den andre enden festes til tilkoblingen for luftslangen ⑦ på forstøversettet.

MERKNAD
- Forsikre seg om at alle deler sitter godt sammen. Slangetilkoblingen må festes godt til kompressorens luftavløp og forstøversettet.

- Pass på så ikke noe av inhalasjonsvæsken går til spille.
- Bruk forstøverboderen ④ for midlertidig lagring av forstøversettet.

Inhalasjon

Sett deg i en så opprett stilling som mulig.

a) Inhalasjon med munnstykke:

Omslutt munnstykke ⑫ helt med leppene. Slå apparatet på („1“) med Av/På-bryteren ③. Forstøveren produserer en synlig damp (aerosol). Pust nå dypt og langsomt inn gjennom munnen og så ut igjen gjennom nesen. Dersom du trenger en pause, stopper du og tar munnstykke ⑫ ut av munnen. Ta den inn i munnen igjen (lukk leppene godt rundt) og pust igjen langsomt inn og ut.

b) Inhalasjon med maske og neseadapter:

Som alternativ til munnstykke ⑫ medfølger også en barnemaske ⑪, en voksenmaske ⑫, samt neseadapter (⑬ eller ⑭). Da kan aerosolen pustes inn gjennom nesen, som gjør det mulig å bruke apparatet først og fremst for de øvre luftveiene. Denne bruksmåten oppleves særlig av barn som behageligere.

Maske: Hold masken med ett trykk over nesen. Masken må omsluttne nesen skikkelig, men uten å klemme.

Neseadapter: Før begge slangen forsiktig inn i neseåpningene og hold dem der mens du inhalerer. Slå apparatet på („1“) med Av/På-bryteren ③. Forstøveren produserer en synlig damp (aerosol). Pust nå dypt og langsomt inn gjennom nesen. Pust tilslutt langsomt ut.

Avturte inhalasjonen

Når du er ferdig med inhalasjonen, skrur du apparatet av ved å trykke på Av/På-bryteren („0“) ③ også selv om du ikke har brukt opp alt innholdet. Fjern det resterende innholdet. Bruk det ikke mer.

Rengjør apparatet straks etter hver bruk (se også «Rengjøring og vedlikehold»).

MERKNADER

- Ved bruk av maske eller neseadapter etterlates det en større aerosolmengde på slimhinnen i nesesvelgrommet enn ved munnstykkebruk.

- Etter at munnstykke har vært i bruk en tid, kan det forekomme at det ved bruk samler seg noen draper av væsken i munnstykrets ansatsrør. Det har imidlertid ingen innvirkning på apparatets bruk eller funksjon. Fjern drapene etter bruk med en myk klut.


Rengjøring og vedlikehold

Gjennomfør følgende trinn for rengjøring og desinfeksjon av apparatet før første gangs bruk, etter hver bruk og etter at apparatet ikke har vært i bruk på lang tid (ca. 4 uker).

- Rengjør apparatet og trekk stopsetet ut av stikkontakten.
- Trekk luftslangen ⑩ ut av forstøverenheten og demonter forstøveren. Tøm forstøverbegeret for eventuelle medikamentrester. Med tanke på vannforurensning bør ikke medikamentrestene tömmes i kloakk, men kastes i restavfallet.

- Vask alle deler av forstøversettet med varmt vann (ca. 40 °C) og litt oppvaskmiddelet. Tilslutt skyller du av alle deler med varmt vann (ca. 40 °C uten oppvaskmiddelet). Forstøverenhetens deler må desinfiseres igjen - se under «Desinfeksjon».

- Kompressoren kan du tørke av med en myk, lett fuktet klut. Ikke bruk aggressive stoffer i rengjøringen, som f.eks. skuremidler eller andre rengjøringsmidler.

**DK Brugsanvisning
Inhalator IN 500**

Apparat og betjeningselementer
Kompressoren

- 1 Tilslutning til luftslangen på apparatet
- 2 Luftfilter (med afdækning) ③ Tænd-/slukknap ④ Bæregreb
- 5 Ventilationsåbning ⑥ Forstøverholder

Forstøversæt

- 7 Forstøvertilslutning til luftslange ⑧ Forstøvertank
- 9 Studs ⑩ Forstøverhoved ⑪ Forstøverens overdel
- 12 Forbindelsesstykke til mundstykke og næseadapter
- 13 Luftslangen ⑭ Voksenmaske med maskeforbindelsesstykke
- 15 Børnemaske med maskeforbindelsesstykke
- 16 Næseadapter til voksne ⑯ Næseadapter til børn
- 18 Mundstykke ⑯ Luftfilter til udskiftning

Tegnforklaring

Denne brugsanvisning er en del af apparatet. Den indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagning og anvendelse. Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem. Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre alvorlige personskader eller skader på apparatet.



ADVARSEL
Disse advarsler skal overholdes for at undgå mulige personskader på brugerne.



BEMÆRK
Disse anvisninger skal overholdes for at undgå mulige skader på apparatet.



BEMÆRK
Disse henvisninger indeholder praktiske tillægsoplysninger om montering eller anvendelse.



Enhedsklassificering:
Type BF



Beskyttelseskasse II



Batchnummer



Producent

Formålsbestemt brug

- Denne medisana-Inhalator IN 500 er tiltænkt brug i forbindelse med oral eller nasal inhalationstherapi med medicin i væskeform i private hjem. Apparatet må kun anvendes af patienter, der har sat sig indgående ind i apparatets funktionalitet, og sammen med medicin i væskeform, der er ordineret eller anbefalet af en læge eller apoteker.
- Brugeren skal først have læst og forstået denne brugsanvisning, dens indhold og betjeningen af apparatet.
- Følg altid anvisingerne i indlægssedlen til den anvendte inhalationsmedicin eller fra din læge eller apoteker.

Kontraindikationer

- Denne medisana-Inhalator IN 500 må kun anvendes af personer, der er i stand til selvstændigt at trække vejret, og som er ved bedstidet.
- Apparatet egnar sig ikke til brugere, der trækker vejret gennem en kunstig åbning i lufrøret (tracheostomi).

VIGTIGE ANVISNINGER! SKAL OPBEVARES!

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden apparatet tages i brug, det gælder især sikkerhedsanvisningerne. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Hvis du videregiver apparatet til tredjejpart, skal brugsanvisningen altid medfølge.


Sikkerhedsanvisninger

- Brug kun apparatet i henhold til bestemmelserne som angivet i brugsanvisningen. Ved formålsstridig anvendelse bortfalder garantien.
- Enhver anden anvendelse end den her beskrevne gælder som formålsstridig og klassificeres dermed som farlig. Ved formålsstridig anvendelse overgår ansvaret for apparatsikkerheden til brugeren.
- Apparatet må højst bruges 20 minutter ad gangen.
- Brug altid kun originale reservedele og tilbehør fra producenten.
- Til inhalationstherapi må der kun anvendes egnet medicin i væskeform. Inden behandlingen med apparatet påbegyndes, bør du rådføre dig med din læge eller apoteker angående varighed, dosering, hyppighed og valg af lægemidler.
- Forstøveren må ikke anvendes med vand alene.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive benyttet af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, psykiske, sensoriske eller ændelige evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden.
- Med mindre de er under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller har modtaget instruktion fra denne i, hvordan apparatet skal benyttes.
- Børn skal overvåges for derved at forhindre, at de leger med apparatet.
- Apparatet indeholder små dele, f.eks. luftfilteret, som børn kan sluge og blive kvalt i. Opbevar og bortsaf for alle smådele uden for børns rækkevidde.
- Brug eller opbevar ikke apparatet på steder, hvor det udsættes for giftige dampe eller flygtige stoffer.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af luftblandingr indeholdende anæstesiemedler, som er brandbare i kontakt med luft eller ilt.
- Undgå kontakt med spidse eller skarpe genstande.
- Ventilationshullerne ⑬ på apparatet må aldrig dækkes til. Stil ikke apparatet på steder, hvor ventilationshullerne kan blive blokeret, og læg ikke genstande oven på apparatet (f.eks. håndklæder, tæpper osv.).
- Luftfilter-afdækningen må aldrig blokeres ⑭.
- Stik ikke genstande eller legermeddele (fingre o.l.) ind i apparatets indre.
- Apparatet må ikke anvendes på tæpper eller i meget støvbelastede omgivelser (som f.eks. under sengen).
- Forstøveren egnar sig ikke til anæstesi-respirationssystemer eller lungeventilationssystemer.
- Brug ikke apparatet i badekarret eller brusebadet.
- Brug ikke apparatet i omgivelser med temperaturer på over 40 °C.
- Anvend aldrig apparatet i dels eller i fugtige omgivelser. Apparatet er ikke vandtæt.
- Brug og opbevar kun apparatet på steder, hvor det står sikret og ikke kan falde ned. Risiko for person- eller materiale-skader for levende væsener eller genstande, der befinner sig under apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes på tæpper eller i meget støvbelastede omgivelser (som f.eks. under sengen).
- Forstøveren egnar sig ikke til højfrekvente, elektromagnetiske sendere.
- Rør aldrig ved strømkablet med våde hænder.
- Apparatet må ikke anvendes med fejlstrømkabel eller strømtik.
- Strømforsyningen til apparatet kan afbrydes fuldstændig ved at tage stikket ud af strømkontakten.
- Apparates slanger og ledninger skal anbringes på sådan, at de ikke udgør en snublefare, ikke bliver bøjet og ikke udgør nogen risiko for kvælning.
- Strømkablet må ikke føres forbi skarpe kanter, og det må ikke klemmes sammen og heller ikke anvendes i nærheden af varmekilder.
- For at undgå risikoen for elektrisk stød skal stikket straks trækkes ud af strømkontakten i følgende tilfælde:
 - ved driftsfortryrelser under brugen
 - efter hver brug
 - før alle former for rengøring og pleje.
- Hvis strømkablet er beskadiget, må det kun udskiftes af enten medisana, en autoriseret forhandler eller en person med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer.
- Der må ikke kunne trænge vand ind i apparatet. Skulle der alligevel trænge væske ind i apparatet, skal stikket straks trækkes ud. Kontakt herefter medisana kundeservice.
- Rengør aldrig apparatet ved at holde det under rindende vand.
- Ved driftsfejl må du ikke selv reparere apparatet. Reparationer må kun foretages af et autoriseret serviceværksted.
- Undgå transport af forstøveren, og efterlad den ikke uden opsyn med inhalationsaerosoler i forstøvertanken.
- Beskyt apparatet mod rystelser, og sørge for, at det ikke falder ned.
- Apparatet må ikke anvendes på dyr.
- Brug aldrig apparatet ved træthed eller svimmelhed.
- I tilfælde af diabetes eller andre sygdomme skal du rådføre dig med egen læge inden brug af apparatet.
- Gravide skal overholde de nødvendige forsigtighedsforanstaltninger og være opmærksomme på deres individuelle belastningsevne. Ved tvivlsområder kan egen læge konsultere.
- Undlad at behandle kropsområder, der udviser hævelser, forbrændinger, betændelse, hudulstæt, sår eller følsomme steder.
- Behandlingen må ikke gøre ondt. Hvis du føler smertier eller oplever brugen af apparatet som ubehagelig, skal du standse brugen og rådføre dig med din læge.

Før brug


ADVARSEL
Infektionsrisiko grundet kontamineret forstøver! Overhold de generelle hygiejeforskrifter (f.eks. grundig håndvask for brug) og sørge for korrekt rengøring og desinficerung i henhold til informationerne i afsnittet "Rengøring og pleje" inden første ibrugtagning og efter alle efterfølgende anvendelser!

- Alle dele af forstøversættet skal desinficeres inden første brug, inklusive mundstykke og maske, samt efter alle efterfølgende anvendelser samt efter længere tid opbevaring, se anvisningerne i afsnittet "Rengøring og pleje".
- Efter desinficeringer skal alle forstøverens dele skyldes med rent, kogt vand.
- Inden hver brug skal det kontrolleres om huset, strømkablet, stikket, luftslangen ⑧ og indgangene til slangetilslutningen (① og ⑦) er intake, og om apparatet fungerer normalt.
- Hvis apparatet udviser tydelige skader, eller hvis der er formodninger om defekter, må inhalatoren ikke benyttes. Træk straks stikket ud af strømkontakten, og henvend dig herefter til kundeservice.
- Inden du slutter apparatet til strømforsyningen, skal du sikre dig, at den angivne elektriske spænding på etiketten stemmer overens med netspændingen på dit anvendelsessted. Anvend hverken multistikdåser eller forlængerledninger.
- Følg aldrig forstøvertanken med mere end 10 ml inhalationsvæske af passende type.
- Forud for anvendelsen skal du altid tække, om alle dele er sat korrekt sammen.
- Kontroller, at luftfilteret ⑯ er rent. Hvis luftfilteret udviser farveforandringer eller allerede har været i brug i 2 måneder, skal det udskiftes. Kontroller, at luftfilteret er tilsluttet korrekt.
- For at undgå, at luftslangen ⑧ løsner sig under anvendelsen, skal du kontrollere, at den er slutted korrekt til de pågældende tilslutninger (① og ⑦) på apparatet og på forstøverenheden. Slangen kan eventuelt drejes let ved tilslutningen.

Under brugen

- Brug altid kun frisk inhalationsaerosol.
- Bloker aldrig åbningerne i forstøverens overdel ⑪.
- Brug så vidt muligt forstøveren i lodret position. Ryst ikke forstøveren under brug.
- Under brug forårsager apparatets kompressor funktion vibrationer og en summende lyd. Dette er normalt og ikke tegn på fejlfunktion.
- Apparatet skal først have læst og forstået denne brugsanvisning, dens indhold og betjeningen af apparatet.
- Følg altid anvisingerne i indlægssedlen til den anvendte inhalationsmedicin eller fra din læge eller apoteker.

Efter brug

- Tør aldrig apparatet i en mikrobølgeovn eller med en hårtører.
- Opbevar altid apparatet og alle dele i helt tør og tom tilstand på et tørt og rent sted.
- Efter anvendelsen skal eventuelle medicinrestre fjernes. Alle dele skal rengøres og desinficeres grundigt, se kapitlet "Rengøring og pleje".
- Apparatet må ikke opbevares med bojet strømkabel eller snoet luftslangen ⑧.

Leveringsomfang og emballage

Kontroller først, at leveringen er komplet, og at varen på ingen måde er beskadiget. I tvivlstilfælde skal du ikke tage varen i brug, men i stedet kontakte vores kundeservice. Leveringen omfatter:

- 1 medisana-inhalator IN 500 med forstøverenset og luftslang, 1 mundstykke, 1 næseadapter til voksne, 1 næseadapter til børn, 1 voksemaske og 1 børnemaske
- 5 luftfilter til udskiftning
- 1 brugsanvisning

Emballagen kan genbruges eller afleveres til genanvendelse. Bortsaf overskydende emballagematerialer på miljøvenlig vis. Skulle du bemærke transportskader under udpakningen, skal du straks kontakte din forhandler.

ADVARSEL

Børn må ikke få fat i emballagefolien.

Risiko for kvælning!

Forberedelse af inhalation

ADVARSEL

Rengør og desinficer forstøversættet som beskrevet i afsnittet "Rengøring og pleje", med henblik på at undgå infektioner som følge af forurende dele! Herudover skal almene hygiejeforskrifter såsom desinficerung af hænderne, hygiejisk håndtering af lægemidler osv. til hver etid overholdes.

BEMÆRK

I Inden du starter behandlingen, bør du rådføre dig med din læge vedrørende varighed, dosering og hyppighed. Den bedst egnede behandlingstype udvælges alt efter behandlingsformålet (f.eks. behandling af lungerne = terapi med mundstykke, behandling af næsen og svælget = terapi med maske). Rådfør dig i den forbindelse med din læge.

1. Drej den øverste del af forstøveren ⑪ imod uret og tag den ud af forstøvertanken ⑩.
2. Anbring forstøverhovedet ⑩ på studsen ⑨.
3. Fyld nu den angivne mængde inhalationsoplösning i forstøvertanken ⑩ i henhold til lægens eller producentens angivelser (mindst 2 ml og højst 10 ml). Hvis du er kommet til at fyde for meget i tanken, skal du tömme den og rengøre forstøversættet som beskrevet i afsnittet "Rengøring og pleje".
4. Fastgør den øverste del af forstøveren ⑪, idet du skruer den fast på forstøvertanken ⑩ med uret, indtil den sidder godt og sikert.
5. Sæt herefter enten mundstykket ⑯ eller en næseadapter ⑯ på forstøveren ⑪. Tænd forstøveren ved hjælp af forbindelsesstykke til mundstykket og næseadapteren ⑯. I den forbindelse skubbes forbindelsesstykket ⑯ længst side ned over studserne på oversiden af den øverste del af forstøveren ⑪. Herefter skubbes mundstykket ⑯ eller næseadapteren ⑯ (eller ⑯) ind i forbindelsesstykkelets kort side ⑯.
6. Alternativt kan inhalationen også gennemføres med voksen- eller barnemaske (⑯ eller ⑯). I den forbindelse skal du bruge maskeforbindelsesstykke i stedet for forbindelsesstykke ⑯. Sørg for, at tænd-/slukknappen ⑯ står på slukket ("O"), og kom herefter stikket i stedet. Slut den ene ende af luftslangen ⑧ til tilslutningen beregnet til kompressoren luftslangen ⑧. Den anden ende sluttes til tilslutningen beregnet til forstøversættet luftslangen ⑧.

BEMÆRKNINGER

i **Sørg for, at alle dele er fast forbundet med hinanden. Slangetilslutningerne skal sidde godt fast i lufttudgangen på kompressor og forstøversættet.**
- Undgå at spilde inhalationsoplösningen.
- Brug forstøverholderen ⑯ til midlertidig opbevaring af forstøversættet.

Udfør inhaleringen

Sæt dig så vidt muligt i opret position.

a) Inhalation med mundstykket:

Luk læberne helt om mundstykket ⑯. Tænd for apparatet på tænd-/slukknappen ⑯ ("O"). Forstøveren udsender nu en synlig tåge (aerosol). Tag nu en langsom og dyb indånding gennem munden. And herefter ud gennem næsen. Hvis du har brug for at tage en pause, kan du kortvarigt afbryde behandlingen ved at tage mundstykket ⑯ ud af munden. Kom mundstykket ind i munnen igen (læberne skal omlægge mundstykket helt tæt), og and igen langsomt ud igen.


b) Inhalation med maske eller næseadapter:

Som alternativ til mundstykket ⑯ indeholder pakken også en barnemaske ⑯, en voksenmaske ⑯, samt en næseadapter (⑯ eller ⑯). Dermed kan aerosolen indåndes via næsen, hvilket gør det muligt at målrette behandlingen til de øvre luftveje. Især born foretrækker ofte denne anvendelsesform.

Maske: Hold masken let presset mod næsen. Masken skal slutte helt tæt om næsen, dog uden at trykke næsen sammen.

Næseadapter: For sigtigt at adaptempler komponenten ind i næseborene. Her skal de blive sidde under hele inhalationen.

Tænd for apparatet på tænd-/slukknappen ⑯ ("O"). Forstøveren udsender nu en synlig tåge (aerosol). Tag nu en langsom og dyb indånding gennem næsen. And herefter langsomt ud igen.

**Urządzenie i elementy obsługi**

Elementy sprężarki
 1 Przyłącze przewodu powietrza 2 Filtr powietrza (z przykrywką)
 3 Włącznik 4 Uchwyty do przenoszenia 5 Wywietrzniki
 6 Uchwyty nebulizatora

Zestaw nebulizatora
 7 Przyłącze nebulizatora z przewodem powietrza
 8 Zbiornik nebulizatora 9 Końcówka 10 Końcówka rozpylająca
 11 Nasadka nebulizatora 12 Złączka do ustnika i końcówki do nosa 13 Przewód powietrza 14 Maska dla dorosłych z przyłącze 15 Maska dla dzieci z przyłącze
 16 Końcówka do nosa dla dorosłych 17 Końcówka do nosa dla dzieci 18 Ustnik 19 Zapasowy filtr

Objaśnienie symboli
 Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchamiania i obsługi urządzenia. Należy ją dokładnie przeczytać. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do ciężej urazów lub szkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE!
 Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć eventualnych urazów ciała.

UWAGA
 Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć eventualnego uszkodzenia urządzenia.

WSKAZÓWKA
 Wskazówki te zawierają przydatne informacje dotyczące instalacji i stosowania.

Klasifikacja urządzenia: typ BF	Ochrona przed wilgocią
Klasa ochrony II	Napięcie przemienne
LOT	SN Numer seryjny
Wytwarzca	Data produkcji

Użycowanie inhalatora zgodnie z przeznaczeniem

• Inhalator medisana IN 500 przeznaczony jest do użytku domowego w terapii inhalacyjnej aerosolem przez nos lub drogą orальną. Urządzenie może być stosowane wyłącznie przez pacjentów, którzy potrafią je obsługiwać, do terapii płynnym lekiem przepisany bądź zalecanym przez lekarza lub farmaceuta.
 • Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi urządzenia.
 • Przed inhalacją należy zawsze zapoznać się z informacjami załączonymi na leku do inhalacji lub postępować zgodnie ze wskazaniami lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

• Inhalator medisana IN 500 mogą stosować wyłącznie osoby, które są w stanie oddychać samodzielnie i są przytomne.
 • Inhalator nie jest przeznaczony dla osób, które przeszły zabieg tracheotomii i oddychają za pomocą rurki tracheotomijnej.

WAŻNE WSKAŻÓWKI! KONIECZNIE ZACHOWAĆ!
 Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki bezpieczeństwa, i starannie przechowywać instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Przekazując urządzenie osobom trzecim, należy wrzucić też niniejszą instrukcję obsługi.

**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji obsługi. Użycowanie niezgodne z przeznaczeniem prowadzi do utraty roszczeń gwarancyjnych.
- Każde użycie inhalatora w sposób inny niż opisano w niniejszej instrukcji jest niewłaściwy i niebezpieczny. Użytkownik ponosi ryzyko uszkodzenia inhalatora w przypadku użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Jedna inhalacja nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części producenta.
- Do inhalacji używaj wyłącznie odpowiednich leków w płynie. Przed rozpoczęciem terapii przy użyciu inhalatora skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą co do długoterapii, dozowania i częstotliwości inhalacji oraz wyboru właściwego leku.
- Do nebulizacji nie wolno stosować czystej wody.
- Tego urządzenia nie mogą obsługwać osoby (zwłaszcza dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Nie powinno go też używać osoby bez odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia.
- Dorosły powinni dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Ze względu na istniejące ryzyko polknienia drobnych elementów, np. filtra powietrza, przechowuj drobne elementy i utylizuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na trujące opary lub substancje lotne.
- Nie włączaj inhalatora w pobliżu mieszanek środków znieczulających, które są łatwopalne w kontakcie z powietrzem lub tlenem.
- Unikaj kontaktu ze spiczastymi lub ostrymi przedmiotami.
- Nie zatykaj otworów wentylacyjnych inhalatora. Nie stawiaj urządzenia w miejscach, które mogłyby blokować otwory wentylacyjne. Nie kładź żadnych przedmiotów na inhalatorze (np. ręczników koca, itp.).
- Nie blokuj pokrywy filtra powietrza ②.
- Nie wprowadzaj żadnych przedmiotów lub części ciała (np. palców) do wnętrza urządzenia.
- Nie korzystaj z inhalatora na dywanie lub mocno zatkanych powierzchniach (np. pod łóżkiem).
- Rozpylacz nie nadaje się do stosowania w urządzeniach anestezjologicznych lub aparatów do sztucznego oddychania.
- Nigdy nie używaj urządzenia w wannie ani pod prysznicem.
- Nie korzystaj z inhalatora w temperaturze otoczenia powyżej 40°C.
- Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym otoczeniu. Urządzenie to nie jest wodoszczelne.

- 5. Do inhalacji używaj wyłącznie odpowiednich leków w płynie. Przed rozpoczęciem terapii przy użyciu inhalatora skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą co do długoterapii, dozowania i częstotliwości inhalacji oraz wyboru właściwego leku.
- 6. Dostępne są nowe wersje inhalatora, które mają zmienioną konstrukcję i nie są kompatybilne z dotychczasowymi modelami. W związku z tym, aby uniknąć ryzyka polknienia drobnych elementów, należy zawsze kupować oryginalne części producenta.
- 7. Unikaj kontaktu kabla zasilania z ostrymi powierzchniami; nie zaciskaj go i nie używaj w pobliżu gorąca.
- 8. Aby uniknąć porażenia prądem, natychmiast wyciągnij wtyczkę przewodu inhalatora z gniazda elektrycznego:
 - w przypadku awarii podczas użytkowania
 - po każdym użytkowaniu
 - przed każdym czyszczeniem i pielęgnacją.
- 9. Nie owijaj kabla zasilania wokół inhalatora.
- 10. Uszkodzony kabiel sieciowy może wymagać tylko **medisana**, autoryzowany serwis lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
- 11. Użwazy, by do wnętrza inhalatora nie dostała się woda. W przypadku kontaktu wnętrza z wodą natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazda elektrycznego i skontaktuj się z serwisem klienta.
- 12. Podczas czyszczenia nigdy nie wkładaj inhalatora ani zestawu inhalatora pod bieżącą wodą.
- 13. W razie usterek nigdy nie naprawaj samodzielnie urządzenia. Naprawę należy zlecić autoryzowanemu zakładowi serwisowemu.
- 14. Nie przenosz inhalatora i nie pozostawiaj bez nadzoru, gdy w jego pojemniku znajduje się lek.
- 15. Unikaj wstrząsów, nie rzucaj inhalatora na podłogę.
- 16. Nie stosuj inhalatora na zwierzętach.
- 17. Nie korzystaj z inhalatora w przypadku zmęczenia lub zawrotów głowy. W przypadku cukrzycy lub innych schorzeń, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym.
- 18. Kobiety w ciąży powinny przestrzegać koniecznych środków ostrożności, aby nie obciążać nadmiernie organizmu; w razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem.
- 19. Nie używaj urządzenia, jeżeli na twarzy występują obrzędzenia, oparzenia, stany zapalne, wysypki skórne, rany lub podrażnienia.
- 20. Terapia powinna sprawiać przyjemność. Jeżeli odczuwasz ból lub terapia nie sprawia Ci przyjemności, przerwij zabieg i skontaktuj się z lekarzem.

Przed użyciem

OSTRZEŻENIE!
Korzystanie z zabrudzonego nebulizatora niesie ryzyko infekcji! Przed każdym użyciem inhalatora przestrzegaj ogólnych zasad higieny (np. dokładnie umyj ręce) i upewnij się, że nebulizator przed pierwszym uruchomieniem i po każdym kolejnym użyciu jest czyszczony i dezynfekowany zgodnie z instrukcjami pkt. „Czyszczenie i pielęgnacja”!

- Przed pierwszym uruchomieniem inhalatora, po każdym kolejnym jego użyciu oraz po dłuższym okresie nieużywania zdejmuj wszystkie elementy inhalatora, również usterki i maskę, zgodnie z instrukcją pkt. „Czyszczenie i pielęgnacja”.
- Po dezynfekowaniu wszystkie elementy inhalatora opłucz czystą ugotowaną wodą.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy obudowa, kabel zasilania, wtyczka, przewód powietrza ①, wejścia na sprężarki i nebulizatora nie uległy uszkodzeniu i urządzenie działa poprawnie.
- Nie włączaj inhalatora, jeżeli ten posiada widoczne uszkodzenia lub wykazuje możliwą wadę. Natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazda elektrycznego i skontaktuj się z serwisem klienta.

- Przed podłączeniem inhalatora do prądu sprawdź, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada prądowi z sieci.
- Nie podłączaj inhalatora do złącza wielowłutowego, nie korzystaj i przedłużaczki. Do zbiornika nebulizatora nie należy wlewać nigdy więcej niż 10 ml płynu do inhalacji.
- Przed włączeniem inhalatora upewnij się, że wszystkie elementy są ze sobą prawidłowo połączone.

- Po zakończeniu inhalacji włącz urządzenie przyciskiem zasilania ③ („O”), również wtedy, gdy inhalator nie jest całkowicie opróżniony. Wylej resztkę inhalatu. Nie używaj go ponownie. Wyczyść urządzenie natychmiast po każdym użyciu (patrz też „Czyszczenie i pielęgnacja”).
- Upewnij się, że filtr powietrza ② jest czysty. Filtr, który zmienił kolor lub jest w użyciu ponad dwa miesiące, podlega wymianie. Sprawdź, czy został zamontowany prawidłowo.

- Aby uniknąć poluzowania przewodu powietrznego ① w trakcie pracy inhalatora, upewnij się, że został on stabilnie podłączony do wejścia sprężarki i nebulizatora. W razie potrzeby lekko przekręć przewód w miejscu podłączenia.

W trakcie użytkowania

- Przy każdym użyciu stosuj wyłącznie świeży lek aerosolowy.
- Nie wolno zakrywać płynem otworów w nasadce nebulizatora ⑪.
- Używaj nebulizatora w pozycji pionowej. Nie potrząsaj nim w trakcie stosowania.

Sprężarka w trybie pracy wibruje i wydaje dźwięk. Jest to typowy objaw pracy sprężarki i nie świadczy o jego wadzie.

Po zakończeniu użytkowania

- Nie susz inhalatora w mikrofalii lub przy użyciu suszarki do włosów.
- Pred schowaniem osusz i opróżnij inhalator oraz wszystkie jego elementy; przechowuj wyłącznie w suchym i czystym miejscu.
- Po zakończeniu inhalacji usuń ewentualne pozostałości po leku. Wszystkie elementy dokładnie wyczyść i dezynfekuj, patrz pkt. „Czyszczenie i pielęgnacja”.

Przewód powietrny należy przechowywać bez zagięć lub pętli ①.

Zakres dostawy i opakowanie

Sprawdź, czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone. W razie wątpliwości nie uruchamiaj urządzenia, skontaktuj się z sklepem lub punktem serwisowym. W zakres dostawy wchodzą:

- 1 Inhalator medisana IN 500 z nebulizatorem oraz przewodem powietrza, 1 usterka, końcówka do nosa dla dorosłych, 1 końcówka do nosa dla dzieci, 1 maska dla dorosłych, 1 maska dla dzieci
- 2 5 zapasowych filtrów
- 3 1 instrukcja obsługi

Opakowanie może być użyte ponownie lub przekazane do punktu zbiorowego surowców wtórnego. Niepotrzebne części opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gdy podczas rozpakowywania zostaną zauważone uszkodzenia spowodowane transportem, należy niezwłocznie skontaktować się z sprzedawcą.

**OSTRZEŻENIE!**

Zwracaj uwagę na to, aby folie z opakowania nie dostały się w ręce dzieci.

Grozi uduszenie!

Przygotowanie do inhalacji

**OSTRZEŻENIE!**

Zestaw nebulizatora należy poddawać dezynfekcji zgodnie z instrukcją pkt. „Czyszczenie i pielęgnacja” dla uniknięcia infekcji w wyniku zastosowania zabrudzonych elementów inhalatora. Dodatkowo należy przestrzegać ogólnych zasad higieny tj. dezynfekowania rąk, higienicznego kontaktu z lekiem itp.

WSKAZÓWKI

Przed rozpoczęciem terapii skonsultuj się z lekarzem w sprawie długości, dozowania i częstości zabiegów. Zależnie od celu terapii (np. inhalacja płuc = stosowanie ustnika lub inhalacja nosogardzieli = stosowanie maski) należy wybrać odpowiedni sprzęt. Skonsultuj się w tej sprawie z lekarzem.

- 1 Przekreć nasadkę nebulizatora ⑪ odwrotnie do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ze zbiornika nebulizatora ⑧.

- 2 Umieść głowicę rozpylającą ⑩ na króćcu ⑨.

- 3 Nalać odpowiednią ilość roztworu inhalacyjnego, zgodnie ze wskazówkami lekarza bądź producenta (zawartość min. 2 ml i maks. 10 ml.) do zbiornika nebulizatora ⑧. Jeśli do zbiornika dostało się zbyt wiele płynu, należy opróżnić go i wyczyścić nebulizator zgodnie z instrukcją i podanymi w punkcie Czyszczenie i pielęgnacja.

- 4 Umocować nasadkę nebulizatora ⑪ przykłócając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do zbiornika nebulizatora ⑧ aż do momentu, kiedy będą stabilnie połączone.

- 5 Następnie nałożyć usterik ⑫ lub końcówkę do nosa (⑬ lub ⑭) za pomocą złączki ⑫ na nasadkę nebulizatora. W tym celu należy nasunąć złączkę ⑫ dłuższą częścią na króćce na nasadce nebulizatora ⑪ po czym wsunąć usterik ⑫ lub końcówkę do nosa (⑬ lub ⑭) w krótszą stronę złączki ⑫.

- 6 Alternatywnie można też używać do inhalacji maski dla dorosłych lub dla dzieci (⑬ lub ⑭). Do tego celu potrzebne jest przyłącze do maski zamiast złączki ⑫. Proszę się upewnić, że włącznik ③ znajduje się w pozycji wyłączony („O”) i włożyć wtyczkę do gniazdku. Jedną z końcówek przewodu powietrza ⑮ należy nałożyć mocno na odpowiednie przyłącze ⑪ na nebulizatorze. Drugą końcówkę należy nałożyć na odpowiednie przyłącze ⑦ na sprężarce. Drugą końcówkę należy nałożyć na uchwyty ④.

Przeprowadzanie inhalacji

Usiądź w pozycji prostowanej.

a) **Inhalacja zapomoc usterką:**

Obójmię wargami usterkiem ⑫. Włącz urządzenie, naciśkając przycisk zasilania ③ („I“). W nebulizatorze dochodzi do widocznego rozpylania podawanego leku do postaci aerosolu. Teraz wykonuj powoli wdych przez usta i wydech przez nos. Jeżeli chcesz zrobić krótką przerwę, zatrzyj zabieg i wyciągnij usterik ⑫ z ust. Włoż go ponownie do ust (wargi szczelnie obejmują usterik) i wykonuj powoli wdych i wydech.

b) Inhalacja przy użyciu maski/końcówki do nosa:


Alternatywnie do usterka ⑫ zestaw zawiera również maskę dla dzieci (⑬), maskę dla dorosłych (⑭), oraz końcówkę do nosa (⑮). Dzięki temu aerosol może być wydany przez nos, co umożliwia stosowanie do inhalacji raczej górnych dróg oddechowych. Ten sposób stosowania jest przejmniejszy zwłaszcza dla dzieci.

Maska: przyłożyć maskę do twarzy dziecka lekko przyciskając. Maska musi szczelnie okalać nos, nie dociskaj.

Końcówka do nosa: wprowadź widele ostrożnie do otworów nosowych i przytrzymaj je w nosie w trakcie inhalacji.

Włącz inhalator przyciskając włącznik ③ („I“). Nebulizator w widocznny sposób rozpyli lek do postaci aerosolu. Proszę wziąć powoli głęboki wdych przez nos. Następnie powoli wypuścić powietrze.

<div data-bbox="464 575 518 587" data-label="Section-Header



Přístroj a ovládací prvky

Komprezorová jednotka

- 1 přípojka vzduchové hadice na přístroji
- 2 vzduchový filtr (s krytem)
- 3 spínač ZAP/VYP
- 4 držadlo
- 5 větrací otvory
- 6 držák rozprašovače

Rozprašovací sada

- 7 přípojka vzduchové hadice na rozprašovači
- 8 nádržka rozprašovače
- 9 hrdlo
- 10 rozprašovací hlava
- 11 horní část rozprašovače
- 12 spojovací díl náustku a nosního adaptéra
- 13 vzduchová hadice
- 14 maska pro dospělé se spojovacím dílem masky
- 15 maska pro děti se spojovacím dílem masky
- 16 nosní adaptér pro dospělé
- 17 nosní adaptér pro děti
- 18 náhradní vzduchové filtry

Vysvětlivky symbolů:

Tento návod k obsluze je určen pro tento přístroj. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a o obsluze. Přečtěte si celý návod k obsluze. Nedodržování tohoto návodu může dojít k vážným úrazům nebo k poškození přístroje.

VAROVÁNÍ
Dopržte tyto výstražné pokyny, zabráňte tak možnému úrazu uživateli.

PPOZOR
Dopržte tyto pokyny, zabráňte tak možnému poškození přístroje.

UPOZORNĚNÍ
Tato upozornění vám poskytnou další užitečné informace o instalaci nebo provozu.

Klasifikace přístroje:
Typ BF

Krytí II

LOT

Výrobce

Použití v souladu s určeným účelem

- Inhalátor **medisana IN 500** je určen k orální nebo nasální inhalacní terapii pomocí léku ve formě aerosolu v domácím prostředí. Přístroj směřuje používat pouze pacienti, kteří se důkladně seznámili s fungováním přístroje a používají jej s kapalným lečivem, předepsaným resp. doporučeným lekárem nebo lékárníkem.
- Uživatel si musí nejprve přečíst návod k obsluze, porozumět jeho obsahu a pochopit obsluhu přístroje.
- Vždy respektujte údaje v příbalovém letáku inhalovaného lečiva, resp. řidte se pokyny svého lékaře nebo lékárníka.

Kontraindikace

- Inhalátor **medisana IN 500** směřuje používat pouze osoby, které jsou schopny samostatně dýchat a jsou při vědomí.
- Přístroj není vhodný pro uživatele, kteří dýchají pomocí chirurgicky vyrobeného otvoru do průdušnice (tracheostomie).

CZ
DŮLEŽITÉ POKYNY! PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Před prvním použitím přístroje si přečtěte návod k použití a především bezpečnostní pokyny. Návod k použití dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat dalším osobám, předejte spolu s ním i návod k použití.



Bezpečnostní pokyny

- Používejte inhalátor výhradně v souladu s jeho určením tak, jak je popsáno v návodu k obsluze. V případě použití v rozporu s určením zaniká nárok na záruční plnění.
- Jakékoli jiné použití než zde popsáno je pokládáno za nesprávné, a tudíž nebezpečné. V případě použití v rozporu s určeným účelem přechází ručení za bezpečné fungování přístroje na uživatele.
- Doba jednotlivých aplikací nesmí přesáhnout 20 minut.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství od výrobce.
- Používejte pouze kapalná lečiva vhodná pro inhalacní terapii. Před zahájením terapie přístrojem konzultujte se svým lékařem nebo lékárničkou dílku aplikace, dávkování, četnost aplikací a výběr lečiva.
- K rozprašování nepoužívejte čistou vodu.
- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které mají nedostatečně zkušenosť a znalosti s výjimkou případu, že výrobek používají pod dozorem osob, odpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud od těchto osob získali informace o tom, jak výrobek používat.
- Dávejte pozor na děti, aby si s výrobkem nehrály.
- Hrozí nebezpečí spouštění malých dílů, např. vzduchového filtru. Malé díly proto skladujte a likvidujte mimo dosah dětí.
- Přístroj nepoužívejte ani nesklaďujte na místech, na nichž by byl vystaven působení toxických výparů nebo těkavých látek.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti anestetických směsí, které se při styku se vzdudem nebo kyslikem mohou vznítit.
- Zaberte kontaktu se špicatými nebo ostrými předměty.
- Větrací otvory ⑤ přístroje musejí být vždy volné. Nestavte přístroj na místa, na nichž by větrací otvory mohly být blokovány, a nepokládejte na přístroj žádné předměty (např. ručníky, dečky atd.).
- V zářdném případě neblokujte kryt vzduchového filtru ②.
- Dó vnitřku přístroje nevklopejte žádné předměty nebo části těla (prsty apod.).
- Přístroj nesmí být používán na koberečných podlahách nebo v prostředí s vysokou prašností (např. pod posteli).
- Rozprašovač sada čistěte a dezinfikujte způsobem popsaným v kapitole „Čištění a údržba“, abyste se vyvarovali možné infekce způsobené znečištěnými částmi! Zároveň je nutné dodržovat obecné hygienické zásady, například dezinfekci rukou, hygienickou manipulaci s léky atd.

Rozsah dodávky a obal

Zkontrolujte nejprve, zda je přístrojkompletní než poškozený. Pokud máte pochybnosti, nesmíte přístroj používat. Odešlete jej do servisního střediska. K rozsahu dodávky patří:

- 1 inhalátor **medisana IN 500** s rozprašovací sadou a vzduchovou hadicí, 1 náustek, 1 nosní adaptér pro dospělé,
- 1 nosní adaptér pro děti, 1 maska pro dospělé a 1 maska pro děti
- 5 náhradních vzduchových filtrů
- 1 Návod k použití

Obaly jsou recyklátovatelné nebo se mohou odevzdat pro cirkulaci surovin. Zlikvidujte prosím již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy.

Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned svého prodejce.



VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětí.

Hrozí nebezpečí udušení!

Příprava inhalace



VAROVÁNÍ

Rozprašovací sadu čistěte a dezinfikujte způsobem popsaným v kapitole „Čištění a údržba“, abyste se vyvarovali možné infekce způsobené znečištěnými částmi! Zároveň je nutné dodržovat obecné hygienické zásady, například dezinfekci rukou, hygienickou manipulaci s léky atd.



UPOZORNĚNÍ

Před zahájením terapie konzultujte s lékařem délku, dávkování a intervaly aplikace. V závislosti na terapeutickém cíli (např. léčba plic = použití náustku nebo léčba v oblasti nosohltanu = použití masky) je nezbytné vybrat vhodný způsob aplikace. Konzultujte tuto problematiku se svým lékařem.

- 1 Odstraněte horní část rozprašovače ① proti směru hodinových ručiček a sejměte ji z nádržky rozprašovače ③.

- 2 Nasadte rozprašovací hlavici ⑩ na hrdo ④.

- 3 Nádržku rozprašovače ③ napříte množstvím inhalacního roztoku, doporučeným lékem nebo výrobcem (obsah minimálně 2 ml a maximálně 10 ml). Pokud nádržku přeplňte, vyprázdněte ji a rozprašovací sadu vyčistěte způsobem popsaným v kapitole „Čištění a údržba“.

- 4 Horní část rozprašovače ① připevněte na nádržku rozprašovače ③ šroubováním ve směru hodinových ručiček, dokud spoj není pevný.

- 5 Pomocí spojovacího dílu náustku a nosního adaptéra pak na horní část rozprašovače nasadte bud' náustek ⑬ nebo nosní adaptér ⑭ nebo ⑯. Za tímto účelem spojovací díl ⑫ delší stranou nasuňte na připojovací hrdo na horní část rozprašovače ① a poté náustek ⑬ nebo nosní adaptér ⑭ nebo ⑯ zasuňte do kratší strany spojovacího dílu ⑫.

- 6 Alternativně můžete k inhalaci použít masku pro dospělé nebo pro děti ⑮ nebo ⑯. V tomto případě nepoužívejte spojovací díl náustku a nosního adaptéra ⑪, ale spojovací díl masky. Ujistěte se, že se spíná ZAP/VYP ③ nachází v poloze VYP („0“) a zapojte siťovou zástrčku do zásuvky. Jeden konec vzduchové hadice ⑭ zasuňte do přípojky vzduchové hadice ⑪ kompresoru. Druhý konec zasuňte dopříjemky vzduchové hadice ⑦ rozprašovací sady.



UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že jsou všechny části vzájemně pevně spojené. Hadicové přípojky musejí být pevně nasunuté na výstup vzdachu kompresoru a na rozprašovací sadu.

- Dbejte na to, abyste inhalacní roztok nerozilili.

- Pro dočasně uložení rozprašovací sady použijte držák rozprašovače ⑥.

Provedení inhalace

Rovně se posadte.

a) Inhalace s použitím náustku:

Sevřete náustek ⑬ mezi rty. Zapněte přístroj stisknutím vypínače ③ („1“). Rozprašovač začne vytvářet viditelnou mlhu (aerosol). Nyní se pomalu a zhluboka nadechujte ústy a vdechujte nosem. Pokud si chcete udělat přestávku, přerušte na chvíli inhalaci a vyměňte náustek ⑬ z úst. Potom jej opět vložte do úst (pevně sevřete náustek rty) a opět se pomalu nadechujte a vdechujte.

b) Inhalace s maskou, resp. nosním adaptérem:

Alternativně k náustku ⑬ obsahujte balení masku pro děti ⑯, masku pro dospělé ⑭ a nosní adaptér ⑪ a ⑯. S jejich pomocí lze aerosol vdechovat nosem, což umožňuje aplikaci výhodnější pro horní cesty dýchací. Tato aplikace je příjemnější zvláště pro děti.

Maska: Masku jemně přitiskněte kolem nosu. Maska musí těsně přilhat k nosu, ale nesmí tlačit.

Nosní adaptér: Obě tyčinky opatrně zavедte do nosních dírek a během inhalace je v dírkách přidržujte.

Zapněte přístroj spínačem ZAP/VYP ③ (poloha „1“). Rozprašovač začne vytvářet viditelnou mlhu (aerosol). Pomalu a zhluboka vdechujte nosem. Poté zase pomalu vydechněte.



UPOZORNĚNÍ

- Rozprašovací jednotku držte pokud možno ve svislé poloze. Menší sklon inhalátoru však nemůže nepřiznivě ovlivnit aplikaci (pojistka proti vytěcení obsahu). Pro dosažení plné funkčnosti během inhalace dbejte, abyste inhalátor耐něli o více než 45° v jakémkoliv směru.

- Účinky terapie můžete zlepšit, pokud po nadechnutí na chvíli zadržíte dech. Pro obecný úspěch terapie to ovšem není nezbytné. Důležité je, abyste zůstali klidní a uvolnění, zatímco se pravidelně nadechujete a vdechujete.

Cíštění a údržba

Po ukončení inhalace vypněte inhalátor stisknutím vypínače ③ („0“). Přístroj vypněte i v případě, že jste nevpotřebovali šeřinu. Zbytek inhalátoru vylíje. Nepoužívejte jej. Ihned po ukončení každé aplikace inhalátor očistěte (viz též část „Čištění a údržba“).



UPOZORNĚNÍ

- Při použití masky zůstává na sliznicí nosohltanu viceaerosolu, než při aplikaci s použitím náustku.

- Jestliže náustek již nějakou dobu používáte, mohou se v připojovací trubici náustku nahromadit kapky roztoku. Na provoz a fungování přístroje to však nemá žádný vliv. Po aplikaci kapky setřete měkkým hadříkem.

Cíštění a údržba

Za účelem cíštění a dezinfekce před prvním použitím, po každém dalším použití a v případě, že jste přístroj delší dobu (cca 4 týdny) nepoužívali, provedte následující kroky.


Cíštění

1. Vypněte přístroj a siťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

2. Odpojte vzduchovou hadici ⑭ od rozprašovací jednotky a rozprašovač rozeberte na jednotlivé části. Popř. odstraňte zbytky leku v nádržce rozprašovače. V souladu s aktivní ochranou vodních zdrojů by se zbytky leku neměly likvidovat v kanalizaci, ale např. ve čtverecích buníčcích v domácím odpadu.

3. Všechny části rozprašovací sady opláchněte teplou vodou (cca 40°C) s trochu prostředku na mytí nádobí. Následně musíte části rozprašovací jednotky ještě vydezinfikovat – viz kapitola „Dezinfece“.

4. Komprese můžete oříti měkký



Prístroj a ovládacie prvky

Jednotka kompresoru

- ① Pripojenie prístroja pre vzduchovú hadicu (so zakrytím) ② Vzduchový filter (spinač zapnutia/vypnutia)
③ Držiak ④ Vetracie otvory ⑤ Držiak rozprášovača

Súprava rozprášovača

- ⑥ Pripojenie rozprášovača pre vzduchovú hadicu ⑦ Nádržka rozprášovača ⑧ Nátrubok ⑨ Rozprášovacia hlava ⑩ Vrchná časť rozprášovača ⑪ Spojovací kus pre nástavok a nosný nadstavec ⑫ Vzduchová hadica ⑬ Maska pre dospelú osobu so spojovacím kusom masky ⑭ Detská maska so spojovacím kusom masky ⑮ Nosný nadstavec pre dieťa ⑯ Náustok ⑰ Náhradný vzduchový filter

Vysvetlenie značiek:

Tento návod na použitie patrí k tomuto prístroju. Obsahuje dôležité informácie k uvedeniu do prevádzky a manipulácií. Prečítajte si celý tento návod na použitie. Nedodržanie tohto návodu môže spôsobiť vážne poranenia alebo škody na prístroji.



VÝSTRAHA
Aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa, musia byť dodržiavané tieto výstražné upozornenia.



POROZ
Aby sa zabránilo možným poškodeniam prístroja, musia byť dodržiavané tieto pokyny.



UPOZORNENIE
Tieto upozornenia vám poskytujú užitočné dodatočné informácie k inštalácii alebo k prevádzke.



Klasifikácia prístroja: typ BF

Chráňte pred vlnkou!



Trieda ochrany II

Striedavé napätie



LOT Výrobca

Sériové číslo



Wytvórcu

Dátum výroby

Zamyšľané použitie

Inhalátor IN 500 medisana je určený na orálnu alebo nazáľnu inhaláčnu terapiu s aerosolom obsahujúcim liečivá. Prístroj smú používať len pacienti, ktorí sa dôkladne oboznámili s fungovaním prístroja a používaným teplým predpisany, prípadne odporúčaným lekárom alebo lekárnikom.

Používateľ si najskôr musí prečítať tento návod na použitie a porozumieť jeho obsahu a obsluhe prístroja.

Vždy dbajte na údaje v sprievodných informáciách inhalovaného lieku, prípadne postupujte podľa pokynov väčšo lekára alebo lekárnika.

Kontraindikácie

Inhalátor IN 500 medisana smú používať len osoby, ktoré dokážu dýchať samostatne a sú pri vedomi.

Prístroj nie je vhodný pre používateľov, ktorí dýchajú cez operatívne vytvorený otvor v prieudníci (tracheostómia).

**SK DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA!
BEZPODMIENEČNE USCHOVAJTE!**
Skôr ako prístroj použijete, pozorne si prečítajte návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné upozornenia a návod na použitie uschovajte pre ďalšie použitie. Keď prístroj odovzdávate tretej osobe, bezpodmienečne s ním odovzdajte aj tento návod na použitie.



Bezpečnostné upozornenia

- Prístroj používajte len primerane k jeho určeniu podľa návodu na použitie. Pri použití v rozpore s určením zaniká nárok zo záruky.
- Každé iné použitie, ako tu opisané, nie je v súlade s určením a klasifikuje sa ako nebezpečné. Pri nenáležitom použíti prechádza ručenie za bezpečnosť funkciu prístroja na používateľa.
- Trvanie jednotlivého použitia nesmie prekročiť 20 minút.
- Používajte len originálne dodatočné a náhradné diely výrobcu.
- Používajte len liečivá v forme vhodnej na inhaláčnu terapiu. Skôr ako začnete terapiu s prístrojom, poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o trvaní použitia, dávkovaní, frekvencii použitia a výbere liečiv.
- Na rozprášovanie nepoužívajte čistú vodu.
- Prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnou skúsenosťou a/alebo nedostatočnými znalosťami, iba ak by boli pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo boli touto osobou poučené o použíti prístroja.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Malé dievy, ako napr. vzduchový filter, je možné prehliadnúť. Preto všetky malé diely skladujte a likvidujte na mieste mimo dosahu detí.
- Prístroj nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde je vystavený jedovatým parám alebo prachom.
- Prístroj neprevádzkujte v blízkosti zmesí anestetik, ktoré sú horľavé vplyvom vzduchu alebo kyslíka.
- Zábranite kontaktu so štipatíckym alebo ostrym predmetom.
- Vetracie otvory ⑤ prístroja musia byť neutáste voľne. Prístroj nikdy neukládajte na miesta, kde by mohli byť vetracie otvory zablokované a na prístroj neukládajte žiadne predmety (napr. uteráky, prikrývky, atď.).
- V žiadnom prípade neblokujte zakrytie vzduchového filtra ②.
- Do vnútra prístroja neukládajte žiadne predmety alebo časť tela (prsty, a pod.).
- Prístroj sa nesmie prevádzkovať na dĺžku zakrytie kobercom alebo v prostredí silne znečistenom prachom (ako napr. pod postelou).
- Rozprášovač nie je vhodný na použitie v anestetických dýchacích systémoch alebo pre systémy dýchacích prístrojov.
- Prístroj nikdy nepoužívajte pri kúpaní alebo sprchovaní.
- Prístroj nepoužívajte v prostredí s teplotou v miestnosti vyššou ako 40°C.
- Prístroj nenechajte poloholený vonku alebo vo vlnkom prostredí. Prístroj nie je vodotesný.
- Prístroj prevádzkujte a skladujte len na miestach, na ktorých je zabezpečené bezpečné umiestnenie a prístroj nemôže spadnúť. Hrozí nebezpečenstvo poranenia ľudu alebo iných živých organizmov, prípadne rozbítia predmetov, nachádzajúcich sa pod ním.
- Prístroj nikdy neprevádzkujte v blízkosti vysokofrekvenčných magnetických vysielačov.
- Sielotvôrny kabla sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami.
- Prístroj neprevádzkujte s poškodeným sieťovým káblom alebo sieťovou zástrčkou.
- Prístroj je možné úplne odpojiť z elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky zo sieťovej zásuvky.
- Hadicie a vedenia prístroja musia byť položené tak, aby nehrizoľo nebezpečenstvo potknutia a vylúčilo sa riziko zaškrtenia.
- Sielotvôrny kábel neťažajte ponad ostré hrany, nezasekávajte ho a nepoužívajte ho v blízkosti tepelných zdrojov.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky:
 - pri poruchách počas použitia
 - pred každým čistením a údržbou.
 - pri silných vlnkach.
 - Keď je sieťový kábel poškodený, smie byť vymený len medisana, autorizovaný specializovaný predajca alebo primerane kvalifikovaná osoba.
 - Dbajte na to, aby sa dovnútra prístroja nedostala žiadna voda. Ak by napriek tomu prístroj prišiel do kontaktu s vlnkou, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku a kontaktujte servisné pracovisko.
 - Prístroj za účelom čistenia nikdy nedávajte pod tečúcu vodu.
 - V prípade poruch prístroj neoprávňajte sami. Opravy nechajte vykonať len autorizovanými servisnými pracoviskami.
 - Počiaľ sa ešte v nádrži rozprášovača nachádza aerosol s liečivom, rozprášovač neprepravujte a nenechávajte ho bez dozoru.
 - Zabráňte otrasmom prístroja a nenechajte ho spadnúť.
 - Prístroj neaplikujte na zvieratá.
 - Prístroj nikdy nepoužívajte pri únave alebo závrate.
 - V prípade diabetu alebo iných ochorení by ste mať pred použitím prístroja poradiť so svojím lekárom.
 - Tehotné ženy by mali dbať na nutné bezpečnostné opatrenia a rešpektovať svoju individuálnu zatažiteľnosť, prípadne sa poradiť so svojím lekárom.
 - Prístroj nikdy nepoužívajte, keď oblasť použitia vykazuje opuchy, popáleniny, zápal, kožnú vyrážku, rany alebo citlivé miesta.
 - Ošetrovanie by malo byť prijímené. Ak pocítujete bolesť alebo je aplikácia neprijemná, prerušte použitie a poradte so svojím lekárom.

pred použitím

VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo infekcie spôsobené znečisteným rozprášovačom! Pred každým použitím vykrajte všeobecnú hygienickú opatrenia (napr. dôkladné umytie rúk) a uistite sa, že je rozprášovač vyčistený a vydezinfikovaný podľa pokynov uvedených v bode „Čistenie a údržba“ pred prvým použitím a po každom použití!

- Pred prvým použitím a neskôr po každom použiti, ak aj pri dlhšom nepoužívaní, vydezinfikujte všetky časti súpravy rozprášovača vrátane náustku, pozrite pokyny v bode „Čistenie a údržba“.
- Po dezinfekcii musia byť všetky časti rozprášovača opätkrát čistou, prevarenou vodou.
- Pred každým použitím skontrolujte neporušenosť krytu, sieťového kabla, sieťovej zástrčky, vzduchového hadice ⑩ a otvorov pripojenia hadice ① a ⑦ a skontrolujte, či prístroj funguje normálne.
- Ak je prístroj viditeľne poškodený alebo predpokladáte nejaké poškodenie, inhalátor nesmiete uvádzať do prevádzky. Okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a kontaktujte servisné pracovisko.
- Skôr ako prístroj zapojite do elektrickej siete, dbajte na to, aby sa sieťové napätie uvedené na výrobnom štítku zhodovalo s vašou elektrickou sieťou. Nikdy nepoužívajte viacnásobné zásuvky alebo predlžovací kábel.
- Do rozprášovača vložte vlasok ažiaci vlnky do vlnky do vlnky.
- Skôr ako budete prístroj používať, uistite sa, že sú všetky časti správne zložené.
- Uistite sa, že je vzduchový filter ② čistý. Ak by vzduchový filter vykazoval zmienu farby alebo by sa vzduchový filter používal už 2 mesiace, musí byť vymený. Uistite sa, že je správne namontovaný.
- Aby sa zabránilo uvoľneniu vzduchového hadice ⑩ počas prevádzky, uistite sa, že táto bola pevne pripojená na príslušných pripojkach ① a ⑦ na prístroji na jednotku rozprášovača. Prípadne je možné hadicu pri pripojovaní mierne otočiť.

počas používania

- Pri každej aplikácii použite len čerstvý aerosol s liečivom.
- Nikdy neblokujte otvory hornej časti rozprášovača ⑤.
- Rozprášovač podľa možnosti používajte vo zvislej polohe. Počas aplikácie ním netreste.
- Počas prevádzky dochádza funkcia kompresora k vibrácií a vydávaniu zvuku. Toto je normálne a neznamená to chybnú funkciu.
- používania
 - Pri prístroji nesušte v mikrovlnnej rúre ani pomocou fénu.
 - Pri prístroji a všetky časti skladujte len v úplne vyschnutom a vyprázdnenom stave na suchom a čistom mieste.
 - Po inhaláčnej aplikácii musia byť odstránené prípadné zvyšky aerosolu s liečivom. Všetky časti musia byť dôkladne vyčistené a vydezinfikované, pozrite kapitolu „Čistenie a údržba“.
 - Prístroj neskladujte so založenou alebo pretočenou vzduchovou hadicou ⑩.

Obsah dodávky a balenie

Najskôr skontrolujte, či je obsah dodávky úplný a výrobok nevykazuje žiadne poškodenia. V prípade pochybností výrobok nepoužívajte a kontaktujte servisné pracovisko. Do obsahu dodávky patrí:

- 1 inhalátor IN 500 so súpravou rozprášovača a vzduchovou hadicou, 1 náustok, 1 nosný nadstavec pre dospelé osoby, 1 nosný nadstavec pre deti, 1 maska pre dospelé osoby a 1 detská maska
- 5 náhradných vzduchových filtrov
- 1 návod na použitie

Obaly sa môžu opäťovne využiť alebo je ich možné odvodať na recykláciu surovín. Obalový materiál, ktorý už nepotrebuje, riadne likvidujte. Ak ste si počas vybalovania všimli poškodenie spôsobené prepravou, okamžite kontaktujte svojho predajcu.

VÝSTRAHA
Dbajte na to, aby sa obalové fólie nedostali do rúk deťom.
Hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Príprava inhalácie


VÝSTRAHA
Súpravu rozprášovača čistite a dezinfikujte podľa pokynov v bode „Čistenie a údržba“, aby sa zabránilo možnej znečisteným časťam!

Dodatočne musia byť dodržiavané všeobecné hygienické opatrenia ako dezinfekcia rúk, hygienická manipulácia s liečmi, atď.

UPOZORNENIE

i Pred začatím terapie sa so svojím lekárom poradte o dížke, dávkovaní a frekvencii použitia. V závislosti od cieľu terapie (napr. ošetrovanie plúc = aplikácia náustku alebo ošetrovanie nosu a nosohlastu = aplikácia masky) by sa mal zvoliť druh aplikácie. Aj v tejto súvislosti sa poradte so svojím lekárom.

1. Vrchná časť rozprášovača ⑪ otočte proti smeru hodinových ručiek a odoberte nádržku rozprášovača ③.
2. Rozprášovač hlavu ⑩ nasadte na nátrubok ⑨.
3. Množstvo inhaláčneho roztoku (obsah minimálne 2 ml a maximálne 10 ml) uvedené lekárom alebo výrobcom napište do nádržky rozprášovača ③. Ak ste nádržku preplňili, vyprázdnite ju a vycistite súpravu rozprášovača podľa pokynov v bode „Čistenie a údržba“.
4. Hornú časť rozprášovača ⑪ upevnite tak, že ju v smere hodinových ručiek zaskrutkujete na nádržku rozprášovača ③, pokiaľ nie je spojenie pevné.
5. Potom na vrchnú časť rozprášovača nasadte buď náustok ⑯ alebo nosný nadstavec ⑰ (alebo ⑯ alebo ⑰). Kvôli tomu sa spojovací provok pozdĺžnej strany spojovacieho prvku ⑪ zasunie náustok ⑯ alebo nosný nadstavec ⑰ (alebo ⑰).
6. Alternatívne môžete na inhaláciu použiť masku pre dospelú osobu alebo detskú masku ⑭ alebo ⑮. Na to potrebujete spojovací provok masky namiesto spojovacieho prvku ⑪. Uistite sa, že sa spinač zapnutia/vypnutia ③ nachádza v pozícii polohy (.O.).
7. Alternatívne môžete na inhaláciu použiť masku pre dospelú osobu alebo detskú masku ⑭ alebo ⑮. Na to potrebujete spojovací provok masky namiesto spojovacieho prvku ⑪. Uistite sa, že sa spinač zapnutia/vypnutia ③ nachádza v pozícii polohy (.O.).
8. Hornú časť rozprášovača ⑪ upevnite tak, že ju v smere hodinových ručiek zaskrutkujete na nádržku rozprášovača ③, pokiaľ nie je spojenie pevné.
9. Potom na vrchnú časť rozprášovača nasadte buď náustok ⑯ alebo nosný nadstavec ⑰ (alebo ⑯ alebo ⑰). Kvôli tomu sa spojovací prov



Naprava in elementi za upravljanje

Enota kompresorja

- 1 Priključek naprave za zračno cev
- 2 Zračni filter (s pokrovom)
- 3 Stikalo za vkllop/izklop
- 4 Nosilni ročaj
- 5 Zračna zareza
- 6 Držalo nebulatorja

Komplet nebulatorja

- 7 Priključek nebulatorja za zračno cev
- 8 Rezervoar nebulatorja
- 9 Podpore
- 10 Razprtinska glava
- 11 Zgornji del nebulatorja
- 12 Povezovalni kos za ustnik in nastavek za nos
- 13 Zračna cev
- 14 Maska za odrasle s povezovalnim kosom maske
- 15 Maska za otroka s povezovalnim kosom maske
- 16 Nastavek za nos za otroke
- 17 Nastavek za nos za otreke
- 18 Ustnik
- 19 Nadomestni zračni filter

Pojasnilo rabe

Ta navodila za uporabo sodijo k tej napravi. Vsebujejo pomembne informacije o prvem zagotonu in upravljanju naprave. Navodila za uporabo preberite v celoti. Neupoštevanje teh navodil lahko prpelje do težkih poškodb ali škode na napravi.



OPOZORILO
Te varnostne napotke je potrebno upoštevati, da se preprečijo morebitne poškodbe uporabnika.



POZOR
Te napotke je potrebno uporabljati, da se preprečijo možne poškodbe naprave.



NAPOTEK
Ti napotki Vam zagotavljajo dodatne informacije za inštalacijo ali obravnavanje.



Zaščitite pred vlagom



Izmenični tok



Stevilka LOT



Datum proizvodnje

Pravilna uporaba

Inhalator **medisana IN 500** je namenjen za oralno ali nazalno inhalacijsko terapijo z zdravilnim aerosolom v zasebnih gospodinjstvih. Napravo lahko uporabljajo bolniki, ki so temeljito seznanili z načinom delovanja naprave in jo uporabljajo s tekočim zdravilom, ki ga je predpisal oz. priporočil zdravnik ali lekarnar. Uporabnik mora predhodno prebrati navodila za uporabo in razumeti njihovo vsebino in delovanje naprave. Vedno upoštevajte podatke v spremni dokumentaciji zdravila za inhaliranje oz. sledite navodilom Vašega zdravnika ali lekarnarja.

Kontraindikacije

Inhalator **medisana IN 500** lahko uporabljajo samo osebe, ki lahko samostojno dihajo in so pri zavesti. Naprava ni namenjena uporabnikom, ki dihajo preko operativno izvedene odprtine sapnika (traheostoma).

SI POMEMBNI NAPOTKI! OBVEZNO SHRANITE!

Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke. Navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo. Če napravo posredujete tretjim osebam, potem obvezno priložite ta navodila za uporabo.



Varnostni napotki

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo. Ob nepravilni uporabi preneha pravica do garancije.
Vsaka druga uporaba od takoj navedene velja kot nepravilna uporaba in se smatra kot nevarna. Pri nepravilni uporabi preide jamstvo za varno delovanje naprave na uporabnika.
Trajanje posamezne terapije ne sme presegati 20 minut.
Uporabljajte samo zdravila v tekoči obliki, ki so primerna za inhalacijsko terapijo. Pred začetkom terapije z napravo se posvetujte z zdravnikom ali lekarjam, glede trajanja terapije, doziranja, pogostosti uporabe in izboru zdravila.
Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali pomanjkanjem znanja, razen, če jih pri tem nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost ali pa so od te osebe prejeli navodila za uporabo naprave.
Za zagotovitev, da se otroci ne igrajajo z napravo, morajo biti pod nadzorom.
Majhne dele kot npr. zračni filter, lahko otroci pogoljte. Vse majhne dele zaradi tega shranjujte in odlagajte izven dosega otrok.
Naprave na uporabljanje in ne skladite v mestih, kjer je izpostavljenia nevarnim param ali hlapnim spojinam.
Naprave ne uporabljajte v bližini zmesi za anestezijo, ki so vnetljive z zrakom ali kisikom.

Preprečite stik s končastimi ali ostrimi predmeti.

Zračna zareza **5** naprave mora vedno biti dostopna. Naprave nikoli ne postavljajte na mesta, kjer je zračna zareza blokirana in na napravo tudi ne odlagajte nobenih predmetov (npr. brisače,odeje itd.).

V nobenem primeru ne blokirajte pokrova zračnega filtra **2**.

V notranjost naprave ne vstavljajte nikakršnih predmetov ali telesnih delov (prstov ipd.).

Naprave ne uporabljajte na preproghah ali v okolju, močno obremenjenem s prahom (kot npr. pod posteljo).

Nebulator ni primeren za uporabo v anestezijskih dihalnih sistemih ali sistemih za pljučno očiščevanje.

Naprave ne uporabljajte pri kopanju ali tuširjanju.

Naprave ne uporabljajte v okolju z več kot 40°C temperaturo.

Naprave ne puščajte zunaj ali v vlažnem okolju. Naprava ni vodotesna.

Naprave uporabljajte in shranjujte samo na mestih, na katerih je zagotovljena varna postavitev, da ne more pasti. Obstaja nevarnost poškodb oz. nevarnosti loma, da pod napravo nahajajoča se bitja ali predmete.

Naprave ne uporabljajte v bližini visokofrekvenčnih elektromagnetskih oddajnikov.

Kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.

Če sta kabel ali vtični priključek naprave poškodovan, potem naprave ne uporabljajte.

Če potegnete vtič iz vtičnice lahko napravo popolnoma odklopite iz električnega napajanja.

Vse cevi in kabli naprave morajo biti napeljani tako, da ne predstavljajo nevarnosti spotikanja in da je izključeno tveganje zadušitve.

Kabla naprave ne vlecite čez ostre robe; ne zatikajte ga in ne uporabljajte ga v bližini virov vročine.

Da bi preprečili nevarnost električnega udara takoj izvlecite vtič iz vtičnice:

- ob motnjah v času uporabe,

- pred vsaki uporabo,

- pred vsakim čiščenjem in nego.

Kabla naprave nikoli ne ovijajte okrog naprave.

Če je kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo podjetje **medisana**, pooblaščen strokovni prodajalec ali ustrezno usposobljeni oseba, da bi preprečili poškodbe.

Bodite pozorni na to, da v notranjost naprave ne vdre voda. Če pride naprava v stik z vlogo, takoj izvlecite vtič in se posvetujte s servisnim mestom.

Naprave pri čiščenju nikoli ne držite pod tekočo vodo.

V primeru motjeni naprave ne popravljajte sami. Popravila naj izvede pooblaščen servis.

Ko se zdravilni aerosol nahaja v rezervoarju nebulatorja, tegu ne prevažajte in ga ne puščajte brez nadzora.

Preprečite tresljaje naprave in pazite, da Vam ne pada na tla.

Naprave ne uporabljajte za živali.

Naprave nikoli ne uporabljajte če ste zaspani ali omotčeni.

V primeru diabetesa ali drugih bolezni se pred uporabo naprave posvetujte s svojim zdravnikom.

Nosečnice morajo upoštevati potrebne previdnostne ukrepe in svojo največjo individualno obremenitev, po potrebi se naj posvetujte s svojim zdravnikom.

Naprave ne uporabljajte, če področje uporabe izkazuje otekline, opekline, vnetja, kožne izpuščaje, rane ali občutljiva mesta.

Terapija bi moralta biti prijetna. Če občutite bolečine ali se Vam terapija zdi neprijetna, potem prekinite s terapijo in se posvetujte s svojim zdravnikom.

Pred uporabo

OPOZORILO

Zaradi onesnaženega nebulatorja obstaja tveganje za okužbo. Pred vsako uporabo upoštevajte higienische ukrepe (npr. temeljito umivanje rok) in se prepričajte, da nebulator pred prvo uporabo in po vsaki uporabi očistite in razkužite v skladu z navodili v »Čiščenje in nega«.

Pred prvo uporabo razkužite vse dele nebulatorja, vključno z ustnikom in masko in kasneje tudi po vsaki uporabi, kar tudi po doljšem obdobju, ko naprave niste uporabljali, glejte napoditev pod »4.1. Čiščenje in nega«.

Po razkuževanju je potrebno vse dele nebulatorja splahtiti s čisto, prekuhanim vodo.

Pred vsakim uporabom preverite ohjše, kabel, vtič, zračna cev **1** in odprtine za priključke cevi (**1** in **7**), da so nepoškodovani in preverite ali naprava pravilno deluje.

Če je naprava vidno poškodovana ali domnevate, da ima napako, potem inhalatorja ne uporabljajte. Takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se posvetujte s servisnim mestom.

Preden napravo priključite na elektriko bodite pozorni na to, da na tipski tablici navedena omrežna napetost ustreza tisti Vašega električnega omrežja. Ne uporabljajte vtičnic z več priključki ali podaljškov.

Rezervoar nebulatorja nikoli ne polnite z več kot 10 ml ena ustrezne tekočine za inhalacijo.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Prepričajte se, da so vsi stenski deli pravilno sestavljeni.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.


Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.

Preden začnete z uporabo naprave se prizadetih delov vstavite v ustnik.



Uredaj i elementi za upravljanje

Kompressorska jedinica

- 1 priključak za crijevo za zrak na uredaju
- 2 zračni filter (s poklopcom) 3 tipka uljik/liski 4 ručka
- 5 otvor za ventilaciju 6 držać raspršivača maglice

Komplet za raspršivanje maglice

- 7 priključak za crijevo za zrak na raspršivaču maglice
- 8 spremnik raspršivača 9 nastavak 10 glava raspršivača
- 11 gornji dio raspršivača maglice 12 spojni element za usni nastavak i nosni nastavak 13 crijevo za zrak 14 maska za odrasle sa spojnim elementom za masku 15 dječja maska sa spojnim elementom za masku 16 nosni nastavak za odrasle 17 nosni nastavak za djecu 18 usni nastavak 19 zamjenski zračni filter

Objašnjenje znakova

Ova Uputa o uporabi pripada ovom uređaju. Ona sadrži važne informacije o stavljanju u pogon i za rukovanje. Pročitajte u cijelosti ovu Upitu o uporabi. Nepričuvanje ovih naputaka može dovesti do teških ozljeda ili šteta na uređaju.



UPOZORENJE
Ovih se upozorenja treba pridržavati, kako bi se izbjegle moguće ozljede korisnika.



POTRJENJE
Ovih se napomena treba pridržavati, kako bi se sprječila moguća oštećenja na uređaju.

NAPOMENA	Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu uređaja.
Klasifikacija uređaja:	Tip BF
Razred zaštite II	Zaštiti od vlage
LOT	Izmjenična struja
Proizvođač	Serijski broj
	Datum proizvodnje

Namjensko korištenje uređaja

- Inhalator **medisana IN 500** predviđen je za oralnu i nazalnu inhalacijsku terapiju lijekovima u obliku aerosola u privatnim kućanstvima. Uredaj smiju koristiti samo pacijenti koji su se podrobit upoznali s funkcionišanjem uređaja i to samo s tekućim lijekom koji je propisao, odnosno preporučio liječnik ili ljekarnik.
- Korisnik bi prije terapije trebao pročitati ovu Upitu o uporabi i morao razumjeti njezin sadržaj te način rukovanja uređajem.
- Obratite pozornost na podatke u popratnim informacijama lijeka koji se mora inhalirati, odnosno pridržavajte se naputaka svog liječnika ili ljekarnika.

Kontraindikacije

- Inhalator **medisana IN 500** smiju koristiti samo osobe koje mogu samostalno disati i koje su pri svijesti.
- Uredaj nije prikidan za korisnike koji dišu preko operativno napravljenog otvora na dušniku (traheostoma).

HR VAŽNE NAPOMENE! OBAVEZNO SAČUVATI!
Pažljivo pročitajte Uputu o uporabi, osobito sigurnosne napomene, prije nego započnete s radom uređaja i sačuvajte ovu Uputu za kasnije korištenje. Kada uređaj dajete drugima na korištenje, obavezno im uručite i njegovu Uputu o uporabi.

**Sigurnosne napomene**

- Uredaj koristite samo u skladu s njegovom namjenom i prema Uputi o uporabi. U slučaju nenamjenskog korištenja gubi se pravo na jamstvo.
- Svaku drugo korištenje od ovog ovde opisanog nije stručno i mora se smatrati opasnim. U slučaju korištenja koje nije u skladu s propismima, jamstvo za sigurno funkcionišanje uređaja prelazi na korisnika.
- Trajanje pojedinačne primjene ne smije prekoraci 20 minuta.
- Koristite samo originalne dodatne i rezervne dijelove proizvođača.
- Za inhalacijsku terapiju koristite samo prikladne lijekove u tekućem obliku. Prije nego započnete terapiju ovim uređajem, porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom o trajanju primjene, doziranju, učestalosti primjene i odabiru lijekova.
- Za stvaranje maglice ne koristite običnu čistu vodu.
- Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe kojima nedostaje iškustvo i/ili odgovarajuće znanje, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili ako su od iste doble upute o tome kako koristiti ovaj uređaj.
- Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se zajamčilo da se ne igraju uređajem.
- Sitni dijelovi, kao na primer zračni filter, mogu se progutati. Stoga sve sitne dijelove uređaja skladište i zbrinjavajte na način da se nedostupni djeci.
- Nemojte koristiti ili skladištiti uređaj na mjestima gdje je izložen otrovnim parama ili hljaljivim supstancijama.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini mješavina anestezičkih sredstava koje su zapaljive sa zrakom ili kisikom.
- Izbjegavajte kontakt uređaja sa šljivom ili oštrim predmetima.
- Prorez za ventilaciju ⑬ na uređaju moraju uvijek biti slobodni. Ne postavljajte uređaj na mjestima gdje se može blokirati otvore za ventilaciju ili ne stavljamte nikakve predmete na uređaj (npr. ručnike, deke i sl.).
- Ni u kom slučaju nemojte blokirati poklopac zračnog filtra ⑭.
- Ne gurajte nikakve predmete ili dijelove tijela (prste i sl.) u unutrašnjost uređaja.
- Uredaj ne smije koristiti na tapisonima ili u okruženju izloženom velikoj količini prašine (kao npr. ispod kreveta).
- Raspršivač maglice nije prikladan za korištenje u sustavima za udizanje anestezije ili u sustavima za umjetno dijanje.
- Uredaj nikada ne koristite priklomicom kupanja ili tuširanja.
- Ne koristite uređaj u okruženju čija je temperatura viša od 40°C.
- Ne ostavljajte uređaj vani ili u vlažnom okruženju. Uredaj nije vodonepropustan.
- Koristite ili odlažite uređaj samo na mjestima na kojima je zajamčeno stabilno stajanje i na kojima uređaj ne može pasti na pod. Postoji opasnost od ozljede živih blizu uređaja od lomova predmeta koji se nalaze ispod.
- Ne koristite uređaj u blizini visokofrekventnih elektromagnetskih odašiljača.
- Mrežni kabel nemjotice nikada dirati mokrim rukama.
- Ne koristite uređaj, ako su mrežni kabel ili mrežni utikač neispravni.
- Izvlačenjem mrežnog kabla iz utičnice uređaj se može u potpunosti odvojiti od napajanja strujom.
- Čjevčice i vodovi uređaja moraju se položiti tako da ne postoji opasnost od spoticanja i da je isključen rizik od strangulacije.
- Mrežni kabel nemjotice povlačiti preko ostrih rubova, nemojte ga prignjeti i ne koristite ga u blizini izvora topline.
- Kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara, odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice:
 - u slučaju smrtnog tijekom korištenja
 - nakon svakog korištenja
 - prije svakog čišćenja i njegе.
- Ako je mrežni kabel oštećen, zamjenjiti ga smje same **medisana** ovalsteni specijalizirani prodavač ili odgovarajuće kvalificirano osoblje kako bi se sprječile opasnosti.
- Prijapazite da u unutrašnjosti uređaja ne dođe voda. Ako bi uređaj unatoč toga došao u kontakt s vlagom, odmah izvucite mrežni utikač i kontaktirajte servisnu službu.
- Uredaj nikada ne držite pod tekućom vodom radi čišćenja.
- U slučaju smrtnog, ne popravljajte sami uređaj. Popravke prepustite samo ovaštenom servisu.
- Nemojte transportirati raspršivač maglice i ne ostavljajte ga bez nadzora, dok se u spremniku jedinice za stvaranje maglice nalazi aerosol lijeka.
- Izbjegavajte trenje uređaja i nemojte dopustiti da padne.
- Ne koristite uređaj na životinjama.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj ako/kada ste umorni ili imate vrtoglavicu.
- U slučaju dijabetesa ili drugih bolesti prije korištenja uređaja trebate se posavjetovati sa svojim liječnikom.
- Trudnice bi trebale podsetiti potrebne mjere opreza i obratiti pažnju na vlastito opterećenje te se, prema potrebi, posavjetovati sa svojim liječnikom.
- Ne koristite uređaj, ako je područje primjene zahvaćeno oteklinama, opekotinama, upalama, osipom, ranama ili se tu nalaze osjetljiva mesta.
- Korištenje uređaja treba biti ujedno i ugodno. Ako osjetite bolove ili ako korištenje doživljavate kao neugodno, prekinite s tretnjom i konzultirajte svojeg liječnika.

Prije korištenja

- UPOZORENJE**
- Opasnost od infekcije zbog prljavog raspršivača maglice! Pridržavajte se općih higijenskih mjeđu i temeljito pranje ruku prilikom svakog korištenja uređaja te osigurajte da je raspršivač maglice očišćen i dezinficiran prije korištenja i nakon svake daljnje uporabe prema uputama navedenim u poglaviju „Čišćenje i održavanje“!
- Dezinficirajte sve dijelove kompleta za raspršivanje maglice uključujući usni nastavak i masku, prije prve uporabe, a kasnije nakon svakog korištenja, kao i nakon dužeg nekorištenja; pogledajte napomene pod „Čišćenje i održavanje“
 - Nakon dezinfekcije svih dijelova raspršivača maglice moraju se isprići čistom, prokuhanom vodom.
 - Prekontrolirajte prije svake uporabe jesu li kućište, mrežni kabel, mrežni utikač, crijevo za zrak ⑬ te priključni otvori za cjevčicu ① i ⑦ neoštećeni te isto tako provjerite funkcionalnost i uređaj normalno.
 - Ako je inhalator ima vidljivih oštećenja ili sumnje na kakav kvar, nemojte ga stavljati u pogon. Odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice i kontaktirajte servisnu službu.
 - Prije priključivanja uređaja na električnu mrežu pripravite da električni napon naveden na tipskoj označi uređaja odgovara naponu vašeg izvora struje. Ne koristite produžne letve ili produžne kablove.
 - U spremnik raspršivača maglice nemojte naložiti ulijevi više od 10 ml prikladne tekućine za inhalaciju.
 - Prije upotrebe uređaja provjerite jesu li svi dijelovi pravilno sastavljeni.
 - Provjerite je li zračni filter ⑪ čist. Ako bi se na zračnom filteru primijetilo promjene u boji ili se zračni filter koristio duže od 2 mjeseca, onda ga se mora zamjeniti. Provjerite je li ispravno montiran.
 - Kako bi se izbjeglo da se crijevo za zrak ⑬ odvoji tijekom rada, provjerite je li isto čvrsto priključeno na odgovarajuće priključke ① i ⑦ na uređaju i u jedinici za raspršivanje maglice. Eventualno se cjevčica prilikom spajanja može lagano zakrenuti.

Tijekom korištenja

- Prije svake primjene koristiti samo svježi aerosol lijeka.
- Nemojte nikada blokirati otvore gornje dijelova raspršivača maglice ⑩.
- Ako je ikakve moguće, koristite raspršivač maglice u uspravnom položaju. Nemojte ga tresti tijekom korištenja.
- Tijekom uporabe uređaja zbog rada kompresora nastaju vibracije i šumovi. To je normalno i ne ukazuje na krivo funkcioniranje uređaja.

Nakon korištenja

- Uredaj nikada ne sušite u mikrovalnoj pećnici ili fenom.
- Uredaj i sve dijelove čuvajte samo prazne i u potpunu suhom stanju na suhom i čistom mjestu.
- Nakon inhalacije eventualni ostaci aerosola lijeka moraju se zbrinuti. Svi se dijelovi moraju temeljito očistiti i dezinficirati, vidi poglavje „Čišćenje i održavanje“.
- Uredaj nikada ne čuvajte s presavijenim ili izvitoperenim crijevom za zrak ⑬.

Opseg isporuke i ambalaža

Molimo provjerite najprije je li sve isporučeno i ima li na proizvodu kakvih oštećenja. U slučaju dvojbe ne koristite proizvod i stupite u kontakt sa servisnom službom. U opseg isporuke pripada:

- 1 **medisana** inhalator IN 500 s kompletom za raspršivanje maglice i crijevom za zrak, 1 usni nastavak, 1 nosni nastavak za odrasle, 1 nosni nastavak za djecu, 1 maska za odrasle i 1 maska za djecu
- 5 zamjenski zračni filteri
- 1 Uputa o uporabi

Ambalaža se može ponovno iskoristiti ili vratiti u kružno gospodarstvo. Ambalažni materijal koji vam više nije potreban zbrinjite u skladu s propismima. Ako prilikom raspakiranja primijetite štetu nastalu u transportu, molimo da odmah stupite u kontakt sa svojim trgovcem.

UPOZORENJE

Vodite računa o tome da folije ambalaže ne dospiju u ruke djece.

Postoji opasnost od gušenja!

Priprema inhalacije**UPOZORENJE**

Očistite i dezinficirajte komplet za raspršivanje maglice kako je opisano u poglaviju „Čišćenje i održavanje“ kako bi se izbjegla moguća infekcija zbog prijavljenih dijelova! Dodatno se treba pridržavati općih higijenskih mjeđu i očišćenja!

NAPOMENA

Razgovarajte sa svojim liječnikom prije početka terapije o dužini, doziranju i učestalosti primjene. Ovisno o ciljevima terapije (npr. liječenje pluća = korištenje usnog nastavka ili liječenje područja nosa i grla = korištenje maske) mora se odabrati način primjene. Posavjetujte se i o tome s svojim liječnikom.


- 1. Odvrnite gornji dio raspršivača maglice ⑩ u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i skinite ga sa spremnikom raspršivača maglice ⑨.
- 2. Stavite glavu raspršivača ⑩ na nastavak ⑨.

- 3. Napunite spremnik raspršivača maglice ⑩ otopinom za inhalaciju u količini koju odredi liječnik ili proizvođač (minimalni sadržaj 2 ml i najviše 10 ml). Ako ste punili spremnik, ispraznite ga i očistite komplet za raspršivanje maglice kako je navedeno u poglaviju „Čišćenje i održavanje“.

- 4. Prikružite gornji dio raspršivača maglice ⑩ tako što ćete ga navrnuti na spremnik raspršivača maglice ⑩ u smjeru kazaljke na satu, sve dok crto ne sjedne.

- 5a. Nakon toga nataknite ili usni nastavak ⑯ ili nosni nastavak ⑯ sa spojnim elementom za usni nastavak i nosni nastavak ⑯ na gornji dio raspršivača maglice. Pri tome spojni element ⑯ s dužom stranom nataknite na cijevni nastavak na gornjoj strani gornjeg dijela raspršivača maglice ⑩ i potom umetnite usni nastavak ⑯ ili nosni nastavak ⑯ u kraču stranu spojnog elementa ⑯.

- 5b. Alternativno za inhalaciju možete koristiti masku za odrasle ili djecu ⑬ ili ⑭. U tom slučaju vam je potreban spojni element za masku umjesto spojnog elementa ⑯. Provjerite je li tipka za uključivanje/isključivanje ③ nalazi u polazu isključujuće („O“) i gurnite mrežni utikač u utičnicu. Nataknite čvrsto kraj crijeva za zrak ⑬ na priključak za crijevo za zrak ⑩ na kompresoru. Drugi kraj nataknite na priključak crijeva za zrak



A készülék és a kezelőelemek

Kompresszoregység
 1 Készülék tükrítvelegő-csonka ② Légszűrő (fedéllel)
 3 BE/KI – kapcsoló ④ Hordozó fogantyú
 5 Szellőzönylás ⑥ Porlasztó-készülék tartó foglalat

Párasító szett
 7 Légtömörícsont a porlasztó-készüléken ⑧ Porlasztó-viztartály
 9 Csonkok ⑩ Porlasztófej ⑪ Porlasztó-készülék felsőrész
 12 Összekötőelem a szájréz és orradapter között ⑫ Légtömörícsont
 14 Maszk felnőtek számára maszkcsatlakozó csonkkal
 15 Gyermekmaszk maszkcsatlakozó csonkkal
 16 OrradAPTER felnőtek számára ⑯ OrradAPTER gyermek
 számára ⑮ Szájréz ⑯ Tartalék légszűrőbetét

Jelmagyarázat

A használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről. Olvassa el teljesen a használati útmutatót. Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a felhasználót fenyegető sérülésekkel lehessen kerülni.

FIGYELEM!

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a készülék károsodását el lehessen kerülni.

MEGJEZYÉS

Ezek az útmutatók fontos információkkal szolgálnak az összeszerelésről és az üzemeltetésről.

A készülék osztályba sorolása: BF típusú

Védelmi osztály II

LOT LOT szám

Gyártó

Rendeltezzszerű használat

A medisana IN 500 Inhalátor készüléke a gyógyszer-aeroszolos belélegezettes terápia száján vagy orron keresztül történő alkalmazására készült magán-háztartások számára. A készüléket csak olyan használhatják, akiik alaposan ismerik a készülék működését, és aikor orvos vagy gyógyszerész által rendelt vagy ajánló folyékony gyógyszerrel használjanak.

Olvasva el teljesen a használati útmutatót. A felhasználó előzetesen olvassa el ezt a használati útmutatót, melynek tartalmából megismeri a készülék kezelését.

Mindig vegye figyelembe az inhalálandó gyógyszerhez mellékelt információkat, illetve kövesse orvosra vagy gyógyszerészre utasításait.

Ellenjavallatok

A medisana IN 500 inhalátor csak olyan személyek használhatják, akik önállóan tudnak lélegezni, és tudatuknál vannak.

A készülék nem alkalmazható olyan felhasználók számára, akik mitűtételekkel kialakított légszönylésen (tracheostoma) keresztül lélegeznek.

HU FONTOS UTASÍTÁSOK! FELTÉTELNÜL ÖRIZZE MEG!

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel az alábbi biztonsági tudnivalókra, és örizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót.



Biztonsági útmutatók

- Csak a használati útmutató szerinti rendeltezésnek megfelelően használja a készüléket. A célnak nem megfelelő használat esetén a garancia érvénytelen.
- Az itt leírtak elérő, egyéb alkalmazás nem minősül szakszerűnek, és veszélyes besorolásnak számít. Nem rendeltezzszerű használat esetén a készülék biztonságos működésére kiterjedő szavatosság átszall a felhasználóra.
- Az egyes alkalmazások időtartama nem lépheti túl a 20 percet.
- Csak a gyártó eredeti kiegészítő és cserealkatrészeit használja.
- Kizárolag inhalációs terápiához, folyékony gyógyszerekkel alkalmazzon. Mielőtt elkezdené a készülékkal a terápiát, beszélje meg orvosával vagy gyógyszerészével az alkalmazás időtartamát, az adagolást, az alkalmasság gyakoriságát, és a gyógyszerek kiválasztását.
- Nem használjon tiszta vizet a kódöntéshez.
- A készülék nem alkalmazkorlatozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek általi használatra (a gyermeket is beleértve), kivéve, ha a biztonságért felelős személy felügyeli a műveletet vagy útmutatást ad a készülék használatára.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, így biztosítva, hogy ne játszanak vele.
- A kisebb alkalmazások, mint pl. a levegőszűrő, lenyelhetők. Ezért valamennyi kis alkalmazás tiszta gyermek számára hozzáérhetetlen módon tárolja és távolítsa el.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol mérgező gázok vagy folyékony anyagok érhetik.
- Ne üzemeltesse a készüléket olyan helyeken, ahol altatószerek közéleben, amelyek levegő vagy oxigén hatására gyűlikékonyak.
- Kerülje a heges vagy elés tárgyakat való érintkezést.
- A készülék levegőnyilásának ③ minden szabadság kell lennie. Ne állítsa fel olyan helyeken a készüléket, ahol a levegőnyilás elzáróthat, és ne helyezzen tárgyat a készülékre (pl. zsebkendőt, takarót, stb.).
- Semmi esetben se fedje le a levegőszűrő fedelét ②.
- Ne helyezzen tárgyakat vagy testrészeket (az ujját, stb.) a készüléke. A készüléket nem szabad padlósönyegen vagy nagyobb porterehhez köthetően kírni.
- A párolgatót nem alkalmassánezésztársító légszűrő- és tüdő-lelegeztetőrendszerhez történő használásra.
- Soha ne használja a készüléket fáradtság vagy zuhanymozás közben.
- Nem használja a készüléket olyan környezetben, ahol a teremhőmérséklet 40°C felett van.
- Ne hagyja a készüléket szabadban vagy egyéb nedves környezetben állni. A készülék nem vízálló.
- Csak olyan helyeken használja és tárolja a készüléket, ahol biztosított a stabilitánya, és a készülék nem eshet le. Fennáll a sérülés, illetve a törs veszélye az alatta található elölégenek és tárgyak tekerkezésében.
- Ne üzemeltesse a készüléket nagy frekvencias elektromágneses adók közelében:

 - használjon közbeni zavarok esetén
 - minden használat után
 - minden tisztaítás és ápolás előtt.

- Ne tekerje körbe a kábel a készüléken.
- Ha a hálózati kábel sérült, a cseréjét csak medisana, vagy arra feljogosított márkakereskedő vagy egy megfelelő minősítéssel rendelkező személy végezheti.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön víz. Ha a készülék egyszer mégis nedvességgel kerül kapcsolatba, akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- Tisztaítás céljából soha ne tartsa a készüléket vagy a kódöntő szettet folyó víz alá.
- Meghibásodás esetén soha ne próbálkozzon a készülék javításával. A javításokat szakszervizel végezte.
- A kódöntőt szállítja, és ne hagyja felügyelet nélkül, miközben minden gyógyszeres aeroszol található a kódöntő tartályában.
- Kerülje a készülék rázsdásítását, és vigyázzon arra, hogy ne essen le.
- Ne alkalmazza a készülék átlapotknál.
- Soha ne használja a készüléket kimerítésg vagy szédülés esetén.
- Cukorbetegek vagy egyéb betegség esetében a készülék használata előtt egyeztessen háziorvosával.
- Allapotos nők ügyeljenek a szükséges öntézések betartására és egyéni terhelhetőségekre; addott esetben egyeztessen az orvosukkal. Ne használja a készüléket duzzanatos, égesi sérlések, gyulladt, kitüntetés, sebes vagy érzéken területeken.
- A kezelésnek kellemes hatásának kell lennie. Ha fájdalmat érez, vagy kellemetlennek érzi a használatot, szüneteltesse, és egyeztessen az orvosával.

használat előtt

FIGYELEM!

Fertőzésveszély a szennyezett párásító által! Minden használat előtt vegye figyelembe az általános higiéniai intézkedéseket (pl. alapos kézmosás), és győződjön meg arról, hogy a párásító a „Tisztaítás és ápolás” fejedeletben olvasható utasítások szerint tisztaították meg és fertőtlenítették az első használat előtt, illetve minden egyes használat után!

- A párásító szett összes részét fertőtlenítse, beleérte a szájdarabot és a maszkot az első használat előtt, és később minden használat után, valamint szababság idejű tárolás esetén, láss a „Tisztaítás és ápolás” fejezetet.
- Fertőtlenítés után a párásító összes részét tisztaít, kiforrít vízzel át kell öblíteni.
- Minden használat előtt árulja ki a hálózati kábelt, a hálózati dugaszat, a levegőszűrőt ⑧ és a csöcsatlakozó nyílásokat szélesteng szemponjából, és viszgálja meg, hogy a készülék normális módon működik-e.
- Ha a készüléken látható sérelmek tapasztalhatók, vagy hiba gyanúja áll fenn, akkor a készüléket nem szabad üzembe helyezni. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- Mielőtt csatlakoztatna a készüléket a hálózathoz, ügyeljen arra, hogy a típusában megadott hálózati feszültség megegyezzen azon belülről. Használjon többszörös csatlakozó aljzatot vagy hosszabbító kábelt.
- Ha a készüléken látható sérelmek tapasztalhatók, vagy hiba gyanúja áll fenn, akkor a készüléket nem szabad üzembe helyezni. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- A párásító-tártalyló sohase töltse fel 10 ml-nél több folyadékkel az előírt inhaláció folyadékba.
- Győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész megfelelően illeszkedik, mielőtt használná a készüléket.
- Győződjön meg arról, hogy a levegőszűrő ⑯ tiszta. Ha a levegőszűrőn színeltérítést tapasztal, vagy a levegőszűrőt már 2 hónapig használja, akkor ki kell cseréljen. Ellenőrizze, hogy megfelelően van felszerelve.
- A párásító-lehetőleg függőleges helyzetben használja. Ne rázza a használat során.
- Az üzemeltetés közben a kompresszor működése által vibráció és zaj keletkezik. Ez normális, és nem hibás működés eredménye.

használat közben

- Minden alkalmazás során kizárolag friss gyógyszer-aeroszolt használjon.
- A dugaszolja el a porlasztó-felsőrész ⑯ nyílását.
- A párásító-lehetőleg függőleges helyzetben használja. Ne rázza a használat során.
- Az üzemeltetés közben a kompresszor működése által vibráció és zaj keletkezik. Ez normális, és nem hibás működés eredménye.
- használat után
- Soha ne száritsa a készüléket mikrohullámú sütőben, vagy hajszáritóval.
- A készüléket és valamennyi részét kizárolag teljesen száraz és tűres állapotban tárolja száraz, valamint tiszta helyen.
- Az inhalációs alkalmazás után az esetleges gyógyszer-aeroszol maradványokat teljesen el kell távolítani. Valamennyi alkatrész általában meg kell tisztítani és fertőtleníteni, láss a „Tisztaítás és ápolás” fejezetet.
- Ne tárolja a készüléket megtört vagy elcsavarodott levegőszűrővel ⑯.
- A kompresszort puha, enyhén benedvesített ruhával tárolja meg. Ne használjon agresszív szerekkel, mint pl. szúrószert vagy egyéb tisztítószert. A felület megsérülhet általuk.

A csomagolás tartalma és a csomagolás

Kérjük, először ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan-e és nincs rajta sérülés. Kétséges esetben ne használja a készüléket, ha minden forduljon kereskedőjéhez vagy a szervizhez. A csomagoláshoz tartozik:


- 1 medisana inhalátor IN 500 porlasztó-készlettel és légtömölvél, 1 szájréz, 1 orradapter felnőttek számára, 1 orr-adapter gyermek számára, 1 felnőtt maszk és 1 gyermekmaszk
- 5 tartalek légszűrőbetét
- 1 használati utasítás

A csomagolások újrahasznosíthatók vagy visszajuttathatók a nyersanyagkörforgásba. Kérjük, hogy a már nem használt csomagolásianyagot szabályosan ártalmatlanítson! Ha kicsomagolás közben szállítási sérülést észlel, haladéktalanul lépjön kapcsolatba a kereskedőjével, akién a termék vette.

FIGYELEM!

Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermeket kezébe!

Fulladásveszély áll fenn!



Aparat și elemente de comandă

Unitate compresor
 1 răcord aparat pentru furtunul de aer 2 filtru de aer (cu capac)
 3 întrerupător Pornit/Oprit 4 mâner 5 blocare pentru capacul compartimentului de depozitare 6 compartiment de depozitare

Set de nebulizare

7 răcord nebulizator pentru furtunul de aer
 8 rezervor nebulizator 9 ștuf 10 cap de pulverizare
 11 parte superioară nebulizator 12 piesă de legătură cu dispozitiv pentru gură și adaptor pentru nas 13 furtun de aer
 14 mască pentru adulți cu piesă de legătură pentru mască
 15 mască pentru copii cu piesă de legătură pentru mască
 16 adaptor pentru nas pentru adulți 17 adaptor pentru nas pentru copii 18 dispozitiv pentru gură 19 filtru de aer de rezervă

Explicarea desenelor

Acest manual de utilizare aparține de acest aparat. Acesta conține informații importante privind punerea în funcțiune și manipularea. Citiți manualul de utilizare în întregime. Nerespectarea acestei indicații poate cauza accidentări grave sau deteriorarea aparatului.

AVERTIZARE

Aceste indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica posibilele accidentări ale utilizatorului.

ATENȚIE

Aceste indicații trebuie respectate, pentru a împiedica posibilele deteriorări ale aparatului.

INDICAȚIE

Aceste indicații vă oferă informații suplimentare utile privind

Clasificarea aparatului : Protejați-vă de umiditate

Clasă de protecție II

LOT

Producător

Dată de producție

Utilizare corespunzătoare scopului

Inhalatorul medisana IN 500 este prevăzut pentru terapia de inhalatie orală sau nazală de aerosoli de medicamente în gospodării private. Aparatul are voie să fie utilizat numai de către pacienți care sau familiarizat în detaliu cu acesta și îl utilizează cu un medicament lichid prescris de medic sau farmacist.

Utilizatorul trebuie să fi citit în prealabil acest manual de utilizare, să fi înțeles conținutul acestuia și utilizarea aparatului.

Respectați întotdeauna indicațiile din informațiile medicamentului de inhalat respectiv respectați indicațiile medicului sau farmacis-tilor.

Contraindicații

Inhalatorul medisana IN 500 are voie să fie folosit numai de căte persoane, care pot respira autonom și sunt conștienți.

Aparatul nu este adecvat pentru utilizatorii, care respiră prin intermediul unui orificiu realizat pe cale chirurgicală în trachea (trah-ostomie).

RO INDICAȚII IMPORTANTE ! A SE PĂSTRA OBLIGATORIU!

Citiți cu atenție manualul de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul de utilizare pentru utilizări ulterioare.

Dacă dați aparatul mai departe, predăți obligatoriu de asemenea manualul de utilizare.



Indicații de siguranță

- Utilizați aparatul numai corespunzător scopului conform manualului de utilizare. În caz contrar se anulează garanția.
- Orice altă utilizare față de cea descrisă aici este considerată ca fiind neconformă și se clasifică a fi periculoasă. În cazul utilizării necorespunzătoare scopului răspundere pentru o funcționare sigură a aparatului și-o asumă utilizatorul.
- Durata unei singure utilizări nu are voie să depășească 20 de minute.
- Utilizați doar accesorioarele originale și piese de schimb ale producătorului.
- Folosiți numai medicamente lichide adecvate pentru terapia de inhalatie. Înainte de a începe o terapie cu aparatul discutați cu medicul sau farmacista dvs. durata de utilizare, dozarea, frecvența de utilizare și alegerea medicamentelor.
- Nu folosiți apă curată pentru aerosoli.
- Aparatul nu este prevăzut pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau spirituală limitată sau cu lipsă de experiență, exceptie fiind cazul când aceștia sunt supravegheați de către o persoană responsabilă de siguranța lor sau dacă au primit instrucțiuni de folosire a aparatului.
- Copii trebuie supravegheați pentru a se asigura ca aceștia să nu se joace cu aparatul.
- Componentele mici precum de ex.: filtru de aer, pot fi înghițite. De aceea, lăsați toate componentele mici la distanță față de copii.
- Nu utilizați sau depozitați aparatul în locuri unde este expus vaporilor toxicii sau substanțelor volatile.
- Nu folosiți aparatul în apropierea amestecurilor de anestezic, care sunt inflamabile prin aer sau oxigen.

Împiedicați contactul cu obiecte ascuțite.

- Fantele de aerisire ④ ale aparatului trebuie să fie întotdeauna libere. Nu amplasați aparatul în locuri unde s-ar putea bloca fantele de aerisire și nu așezați obiecte pe aparat. (de ex.: prosop, pătură s.a.m.d.)
- În niciun caz nu blocăți capacele filtrelor de aer ②.
- Nu introduceți obiecte sau părți ale corpului (degete și altele similare) în interiorul aparatului.
- Aparatul nu are voie să fie utilizat pe covoare sau în mediu cu mult praf (precum de ex.: sub pat).
- Nebulizatorul nu este adecvat pentru utilizarea în sistemele respiratorii anestezice sau sistemele respiratorii ale plămânilor.
- Nu folosiți aparatul în timp ce faceți dus sau baie.
- Nu folosiți aparatul într-un mediu cu o temperatură înconjurătoare mai mare decât 40 de grade.

Împiedicați contactul cu obiecte ascuțite.

- Utilizați și depozitați aparatul numai în locurile unde stabilitatea sa este asigurată și nu poate cădea. Există pericol de accidentare respectiv de rupere pentru ființele și obiectele aflate sub acesta.
- Nu introduceți aparatul în apropierea emitorilor electromagneticii de înaltă frecvență.

Nu folosiți aparatul cu un cablu de alimentare sau cu mânăile ude.

- Prin scoaterea stecărului din priză potrivită pot deconectați complet de la alimentarea cu curent.
- Furtunurile și cablurile aparatului trebuie astfel amplasate, încât să nu existe pericolul de împiedicare și riscul strângării.
- Nu trageți cablul de alimentare peste multe ascuțe; nu îl blocăți și nu îl folosiți în apropierea sursei de căldură.

Pentru a împiedica electrocucură scoateți imediat stecărul din priză când:

- apar defecțiuni în timpul funcționării
- după fiecare utilizare
- înainte de efectuarea oricărui lucru de curățare și întreținere

Nu înfașurați cablul de alimentare în jurul aparatului.

- Dacă este defect cablul de alimentare, are voie să fie înlocuit numai de către un comerciant autorizat de medisana sau de către o persoană calificată corespunzător.

Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. Dacă totuși, aparatul intră contact cu umiditatea, scoateți imediat stecărul din priză și contactați punctul de service.

Pentru curățarea nînenițăricădă aparatul sub un jet de apă.

- În caz de defecțiuni nu reparați dvs. aparatul. Dispuneți efectuarea lucrărilor de reparări de către un atelier de service autorizat.

Nu transportați nebulizatorul și nu îl lăsați nesupravegheat dacă, se mai află aerosoli de medicamente în rezervorul acestuia.

- Evități scuturarea aparatului și nu îl lăsați să cadă.

Nu folosiți aparatul la animale.

- Nu folosiți niciodată aparatul cănd sunteți obosit sau amețit.

Dacă suferiți de diabet sau de alte boli trebuie să contactați medicul dvs. înainte de a folosi aparatul.

- Nu folosiți aparatul dacă zona de utilizare prezintă umflături, arsuri, inflamații, erupții cutanate, râni deschise sau locuri sensibile.

Tratamentul ar trebui să fie plăcut. Dacă simțiți dureri sau tratamentul vă provoacă o senzație neplăcută, oprîjiți și contactați medicul dvs.

inainte de utilizare

AVERTIZARE

Pericol de infecție datorită nebulizatorului murdar! Respectați înainte de fiecare utilizare măsurile generale de igienă (de ex.: spălarea bună a mâinilor) și asigurați ca nebulizatorul să fie curățat și dezinfecțat conform indicațiilor de la "Curățare și întreținere" înainte de prima și după fiecare utilizare!

- Desinfectați toate componentele nebulizatorului inclusiv dispozitivul pentru gură și masă înainte de prima utilizare și ulterior după fiecare utilizare precum și atunci când aparatul nu este folosit mai mult timp, indicații a se vedea "Curățare și întreținere".

- După dezinfecție toate componentele nebulizatorului trebuie clăite cu apă împede, fiartă și răcită.

- Înainte de fiecare utilizare controlați dacă carcasa, cablul de alimentare, stecărul, furtunul de aer ③ și orificele de racordare ale furtunului sunt intacte și verificați dacă aparatul funcționează.

- Dacă aparatul este deteriorat vizibil sau suspectăți un defect, inhalatorul nu are voie să fie folosit. Scoateți imediat stecărul din priză și contactați un atelier de service.

- Înainte de a conecta aparatul la rețea de curent electric aveți grijă ca tensiunea de rețea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului să corespundă cu cea a rețelei de curent. Nu folosiți prelungitoare sau prize multe.

- Nu umpleți niciodată rezervorul nebulizatorului cu mai mult decât 10 ml de lichid de inhalatie corespunzător.

- Asigurați că toate componentele să fie corect montate înainte de a utiliza aparatul.

- Asigurați că filtrul de aer ⑦ să fie curat. Dacă filtrul de aer are o culoare modificată sau dacă acesta a fost folosit deja de 2 luni, trebuie schimbat. Asigurați să fie montat corect.

- Pentru a împiedica despărțirea furtunului de aer ③ în timpul funcționării, asigurați că acesta să fie bine fixat la racordurile corespunzătoare la aparat și la unitatea de nebulizare. La nevoie poate fi întors usor la racordare.

în timpul utilizării

- În timpul utilizării folosiți doar aerosoli de medicamente proaspăti.

- Pe nu blocăți niciodată orificele părții superioare ale nebulizatorului ①.

- Pe că nu folosiți nebulizatorul în poziție verticală. Nu îl scuturați în timpul utilizării.

- În timpul utilizării apare o vibrare și se aude un zgomot datorită funcției de compresor. Aceasta este normal și nu indică o defecțiune.

după utilizare

- Nu uscați niciodată aparatul în cuporul cu microunde sau cu un uscător de păr.

- Deponați aparatul și toate componentele doar în stare complet uscată și golită la un loc uscat și curat.

- După inhalare trebuie să dețineți eventuala restură de aerosoli de medicament. Toate componentele trebuie bine curățate și dezinfecțiate, a se vedea capitolul Curățare și întreținere.

- Nu depozitați aparatul cu furtunul de aer ③ înainte sau răscuț.

Pachet de livrare și ambalaj

Verificați mai întâi dacă pachetul de livrare este complet și articolul nu prezintă nicio deteriorare. În caz de dubii nu folosiți articolul și contactați un atelier de service. De pachetul de livrare aparțin:

- 1 inhalator medisana IN 500 cu set de nebulizare și furtun de aer, 1 dispozitiv pentru gură, 1 adaptor de nas pentru adulți, 1 adaptor de nas pentru copii, 1 mască pentru adulți și 1 mască pentru copii
- 5 filtre de aer de schimb
- 1 manual de utilizare

Ambalajele sunt reciclabile și pot fi introduse în circuitul de materii prime. Înlăturați-le în mod corespunzător. Dacă în timpul despărțirii observați o deteriorare cauzată de transport, contactați imediat comerciant dvs.

AVERTIZARE

Aveți grijă ca foliile de ambalare să nu ajungă la îndemâna copiilor.

Există pericol de asfixiere!

Pregătirea inhalării

AVERTIZARE

Curățăți și dezinfecța setul de nebulizare așa cum s-a descris la "Curățare și întreținere", pentru a împiedica o posibilă infecție datorită componentelor murdare!

Adițional trebuie respectate măsurile generale de igienă precum dezinfecția mâinilor, manipula-

INDICAȚIE

Înainte de a începe terapia discutați cu medicul dvs. cu privire la durată, dozare și frecvența de utilizare.

În funcție de scopul terapiei (de ex.: tratarea plămânilor = utilizarea măștii) trebuie să se aleagă tipul de utilizare. Pentru aceasta solicitați sfatul medicului dvs.


1. Rotiți partea superioară a nebulizatorului ① către stânga și lăuați-o de pe rezervorul nebulizatorului ⑧.

2. Așezați capul de pulverizare ⑩ pe stat ⑨.

3. Umpleți cantitatea de soluție de inhalare indicată de medic sau producător (conținut minim 2 ml și maxim 10 ml) în rezervorul nebulizatorului ⑧. Dacă ați umplut rezervorul în exces, goliti-l și curățați setul de nebulizare așa cum s-a indicat la "Curățare și întreținere".

4. Fixați partea superioară a nebulizatorului ① prin însurătarea către dreptul de rezervorul nebulizatorului ⑧, până când îmbinarea este fixă.

- 5a. Introduceți apă dispozitivul pentru ⑧ gură sau un adaptor de nas ⑬ sau ⑭ cu piesa de legătură pentru dispozitivul pentru gură și adaptorul de nas ⑩ pe partea superioară a nebulizatorului. Pentru aceasta împingeți piesa de legătură cu partea mală lungă pe stăruțul de așezare pe partea superioară a nebulizatorului ① și apoi împingeți dispozitivul pentru gură ⑧ sau

Уред и контролни
елементи

- Компресорен механизъм
1 Връзка на уреда за маркуч за въздух 2 Въздушният филтър (с капак) 3 Превключвател за включване/изключване
4 Дръжка за носене 5 Вентилационни отвори
6 Стойка за пулверизатор

Комплект пулверизатор

- 7 Връзка на пулверизатора за маркуч за въздух
8 Резервоар на пулверизатора 9 Щукер 10 Глава на пулверизатора 11 Горна част на пулверизатора
12 Съвръзващ елемент за накрайник за уста и адаптер за нос
13 Маркуч за въздух 14 Маска за възрастни със съвръзващ елемент на маската 15 Маска за дъга със съвръзващ елемент на маската 16 Адаптер за нос за възрастни 17 Адаптер за нос за деца 18 Накрайник за уста 19 Резервен въздушен филтър

Обяснение на знаците

Настоящото ръководство за употреба принадлежи към този уред. То съдържа важна информация за пуска в експлоатация и работата с уреда. Проверете изцяло това ръководство за употреба. Неследоването на това указание може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Тези предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят евентуални наранявания на потребителя.

ВНИМАНИЕ
Тези указания трябва да се спазват, за да се предотвратят евентуални повреди на уреда.

УКАЗАНИЕ
Тези указания ви дават полезни допълнителни информации за монтажа или за работата.

Класификация на уреда
Тип BF
Да се пази от влага

Клас на защита II
Променлив ток

LOT
Сериен номер
Производител
Дата на производство

Употреба по предназначение

- Инхалаторът **medisana IN 500** е предназначен за орална или назална инхалационна терапия с медикаментозен аерозол в частни домакинства. Уредът трябва да се използва само от пациенти, които са се запознали подробно с функцията на уреда и го използват с предписан, resp. препоръчен от лекар или фармацевт течен медикамент.
- Потребителят трябва предварително да е прочел това ръководство за употреба и трябва да е разбрал съдържанието му и начина на работа с уреда.
- Винаги спазвайте указанията в придружаващата информация на медикамента за инхалация, resp. следвайте инструкциите на Ваш лекар или фармацевт.

Противопоказания

- Инхалаторът **medisana IN 500** може да се използва само от лица, които могат да дишат самостоятелно и се намират в съзнание.
- Уредът не е подходящ за потребители, които дишат през оперативно създаден отвор на дихателните тръби (трахеостома).

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ! НЕПРЕМЕННО ЗАПАЗЕТЕ!

Прочетете внимателно ръководството за употреба и в частности указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете ръководството за употреба за понататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и това ръководство за употреба.

**Указания за безопасност**

- Използвайте уреда само по предназначение съгласно ръководството за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Всяка друга употреба, различна от описаната тук, не е по предназначение и трябва да се причисли като опасна. При употреба не по предназначение отговорността за безопасната функция на уреда се прехвърля върху потребителя.
- Продължителността на едно приложение не трябва да надвиши 20 минути.
- Използвайте само оригинални допълнителни и резервни части на производителя.
- Използвайте само подходящи за инхалационната терапия медикаменти в течна форма. Преди да започнете терапия с уреда, обсъдете с Вашия лекар или фармацевт продължителността на употребата, дозировката, честотата на приложението и избора на медикамент.
- Не използвайте чиста вода за пулверизация.
- Този уред не е предвиден да бъде използван от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и/или с липса на знания, освен ако не са наблюдавани от отговарящ за тяхната безопасност лице или не са получили от него инструкции как трябва да се използва уредът.
- Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Малки части, като напр. въздушният филтър, могат да бъдат погълнати. Поради това съхранявайте и изхвърляйте всички малки части по недостъпен за децата начин.
- Не използвайте или съхранявайте уреда на места, където той е изложен на отровни изпарения или течни субстанции.
- Не експлоатирайте уреда близост до смеси от анестетики, които могат да се възпламенят от въздух или кислород.
- Избегвайте контакта на със застории или режещи предмети.
- Вентилационните отвори ⑨ на уреда трябва винаги да са свободни. Не поставяйте уреда на места, където вентилационните отвори могат да бъдат блокирани, и не поставяйте предмети върху уреда (напр. кърпи, одеяла и др.).
- В никакъв случай не блокирайте капака на въздушния филтър ②.
- Не вкарвайте предмети или части на тялото (пръсти и др.) във вътрешността на уреда.
- Уредът не трябва да се използва върху подове с килими или в сънло замърсена с прах среда (като напр. под леглото).
- Пулверизаторът не е подходящ за използване в анестезиращи дихателни системи или за системи за обдишване на болни дробове.
- Не използвайте уреда при къпане или взимане на душ.
- Не използвайте уреда в среди със стайна температура над 40°C.
- Не оставяйте уреда на външна среда. Уредът не е водонепроницаем.
- Използвайте и съхранявайте уреда само на места, на които е гарантирано неговото стабилно положение и той не може да падне. Съществува опасност от нараняване или счупване за намиращите се отдолу живи същества и предмети.
- Не използвайте уреда в близост до високочестотни електромагнитни предаватели.
- Никога не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце.
- Не използвайте уреда с повреден захранващ кабел или захранващ щепсел.
- Чрез изключване на захранващия щепсел от контакта, уредът може да се отключи напълно от електроизхранването.
- Маркучите и кабелите на уреда трябва да се поставят така, че не представляват опасност от спъване и рисков от заплитане да е изключен.
- Не прекарвайте захранващия кабел върху остри ръбове, не го пръскайте и не го използвайте в близост до източници на топлина.
- За да предотвратите опасността от токов удар, незабавно изключете захранващия щепсел от контакта:
 - при повреди по време на употреба
 - след употреба
 - преди всяко почистване и поддръжка.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен само от фирма **medisana**, оторизиран специализиран търговец или съответно квалифицирано лице, за да се избегнат опасности.
- Внимавайте за това във вътрешността на уреда да не налива вода. Ако вътре в уреда се използва въздушният филтър, трябва да се избегнат опасности.
- Започнаването на уреда не поднасят уреда под течща вода.
- В случаите на повреди, не ремонтирайте уреда сами. Поверете извършването на ремонтите на оторизирани сервизи.
- Не транспортирайте пулверизатора и не го оставяйте без надзор, докато в резервоара на пулверизатора се намира медикаментен аерозол.
- Избегвайте състремене на уреда и не му позволявайте да пада.
- Не използвайте уреда при животни.
- Никога не използвайте уреда при умора или световъртеж.
- В случаите на диабет или други заболявания, преди употреба на уреда трябва да се консултирате с личния си лекар.
- Бременни жени трябва да спазват необходимите предиздадени мерки и своята индивидуална възможност за натоварване, а при нужда да се консултират със своя лекар.
- Не използвайте уреда при животни.
- Никога не използвайте уреда при умора или световъртеж.
- В случаите на диабет или други заболявания, преди употреба на уреда трябва да се консултирате с личния си лекар.
- Бременни жени трябва да спазват необходимите предиздадени мерки и своята индивидуална възможност за натоварване, а при нужда да се консултират със своя лекар.

преди употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от инфекции в резултат на замърсен пулверизатор! Преди всяка употреба спазвайте общите мерки за безопасност (напр. старательно измиване на ръцете) и се уверявайте, че пулверизаторът се почиства и дезинфекцира съгласно посочените в точка „*Почистване и грижа*“ указания преди първата и след всяка следваща употреба!

- Дезинфекцирайте всички части на комплекта пулверизатор, вкл. накрайника за уста и маската преди всяка употреба и след това след всяка употреба, както и при по-дълго неизползване, винаги указанията в точка „*Почистване и грижа*“.
- След дезинфекциране всички части трябва да се изпакнат с чиста, преварена вода.
- Преди всяка употреба проверявайте целостта на корпуса, захранващия кабел, захранващия щепсел, маркуча за въздух ② и отворите за съвръзващ на маркуч (① и ⑦), и проверявайте, дали уредът функционира нормално.
- Ако уредът е видимо повреден или експодозиран, че има повреда, инхалаторът не трябва да се пуска в експлоатация. Незабавно изключете захранващия щепсел от контакта и се съвръжете със сервизния отдел.
- Преди да съвръжете уреда към вашето електроизхранване, обрънете внимание на това, дали посоченото върху табличка мяркождане съответства с това на вашата електрическа мрежа. Не използвайте разклонителни контакти или удължаващи кабели.
- Никога не пълнете резервоара на пулверизатора с повече от 10 ml подходяща инхалационна течност.
- Уверете се, че всички части са слободни правилно, преди да използвате уреда.
- Уверете се, че въздушният филтър е чист. Ако въздушният филтър има промяна на цвета или ако той вече е бил използван за повече от 2 месеца, той трябва да бъде сменен. Уверете се, че филтърът е монтиран правилно.
- За да предотвратите откъване на маркуч за въздух ② по време на работа се уверете, че той е съвръзан здраво към съответните връзки (① и ⑦) върху уреда и върху механизма на пулверизатора. При нужда маркучът може при спъване леко да се завърти.

по време на употреба

- При всяко приложение използвайте само пресен медикаментен аерозол.
- Никога не блокирайте отворите на горната част на пулверизатора (①).
- По възможност използвайте пулверизатора във вертикална позиция. Не го клатете по време на приложение.
- По време на работа в резултат на функцията на компресора се получават вибрации и се чува шум. Това е нормално и не е признак за грешно функциониране.
- след употреба
 - Никога не съществува уреда в микровълново устройство или със сешар.
 - Съхранявайте уреда и всички части само в напълно подсушено и изпразнено състояние на сухо и чисто място.
 - След инхалационно приложение евентуалните остатъци от медикаментен аерозол трябва да бъдат отстранени. Всички части трябва да се почистят и дезинфекцират добре, винаги глава/Почистване и грижа.
 - Не съхранявайте уреда с прегънат или усукан маркуч за въздух (②).

Окончателкова на доставката и опаковка

Моля, първо проверете, дали окончателковата на доставката е пълна, и дали артикулът няма повреди. В случай на съмнение не използвайте артикула и се свържете със сервисния отдел. Към окончателковата на доставката спадат:

- 1 и хналатор **medisana IN 500** с комплект пулверизатор и маркуч за въздух, 1 накрайник за уста, 1 адаптер за нос за възрастни, 1 адаптер за нос за деца, 1 маска за възрастни и 1 маска за деца
- 5 резервни въздушни филтри
- 1 ръководство за употреба

Опаковките подлежат на рециклиране или могат да се върнат в стокообразщие. Моля, изхвърляйте вече неужупен опаковъчен материал по правилен начин. Ако при разопаковането забележите транспортна повреда, моля свържете се незабавно с вашия търговец.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте за това опаковъчните фолии да не попадат в ръцете на деца.

Съществува опасност от задушаване!**Подготовка на инхалацията****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Почистете и дезинфекцирайте комплекта пулверизатор, както е описано в „*Почистване и грижа*“, за да предотвратите възможна инфекция от непочиствени части! Допълнително трябва да се спазват общите хигиенични мерки, като дезинфекцията на ръцете, хигиеничното боравене с медикаменти и др.

УКАЗАНИЕ

Консултирайте се с вашия лекар преди началото на терапията относно продължителността, дозировката и честотата на приложението. В зависимост от целта на терапията (напр. лечение на белите дробове = приложение на накрайника за уста или лечение на носо-гърлената област = приложение на маска) трябва да се избере видът на приложение. За целта се консултирайте с вашия лекар.


1. Завъртете горната част на пулверизатора срещу часовниковата стрелка и я свалете от резервоара на пулверизатора (④).
2. Поставете главата на пулверизатора (⑩) върху щупчера (⑨).

3. Напълнете посоченото от лекара или производителя количество инхалационен разтвор (съдържание минимум 2 ml и максимум 10 ml) в резервоара на пулверизатора (⑧). Ако сте препълнили резервоара, изпразнете резервоара и почистете комплекта пулверизатор, както е описано в „*Почистване и грижа*“.

4. Закрепете горната част на пулверизатора (⑪) като завийте срещу часовниковата стрелка върху резервоара на пулверизатора (③), докато се получи здрава връзка.

5a. След това поставете или накрайника за уста (⑩) или адаптер за нос (⑫ или ⑬) със съвръзващи елемент за накрайник за уста и адаптер за нос 12 въздушна част на пулверизатора. За целта съвръзващият елемент се накрайник за уста и адаптер за нос 12 въздушна част на пулверизатора. За целта съвръзващият елемент се въздушна част на пулверизатора (⑩) или адаптер за нос (⑫ или ⑬) със съвръзващи елемент (⑪) за накрайник за уста и адаптер за нос (⑭) за инхалация.

5b. Алтернативно можете да използвате маската за възрастни или деца (⑮ или ⑯) за инхалация. За целта се нуждате от съвръзващия елемент за маска вместо съвръзващия елемент (⑪). Уверете се, че превърнатите за възпроизвеждане на инхалацията са съвместими със захранващия щепсел в контакт. Вкарайте края на маркуча за въздух (②) добре върху

**EE Kasutusjuhend
Inhalator IN 500**

Seade ja juhtelemendid
Kompressor

① öhuvooliku ühenduspessa seadmel ② öhufilter (kattega)

③ toitelülit ④ kandesang ⑤ öhutusavas

⑥ nebulisaatori hoidik

nebulisaatori komplekt

⑦ öhuvooliku ühenduspessa nebulisaatori ⑧ nebulisaatori paak

⑨ otsak ⑩ nebulisaatori pea ⑪ nebulisaatori ülemine osa

⑫ huuliku ja ninaotsaku liitmik

⑬ öhuvoolik ⑭ täiskasvanu mask koos maski liitmikuga

⑮ läpse mask koos maski liitmikuga

⑯ ninaotsak täiskasvanule ⑰ ninaotsak lapsele

⑲ huulik ⑳ asendus-öhufilter

Sümbolite selgitus

Käesolev kasutusjuhend kuulub selle seadme jurde. See sisaldab olulist teavet seadme kasutuselevõtu ja käsitsemise kohta. Lugege juhend põhjalikult läbi. Selle jäheni mittejärgmisse võib põhjustada raskeid vigastusi või kahjustada seadet.

HOIATUS

Neid hoitatusjuhiseid tuleb järgida, et vältida kasutaja võimalikke vigastusi.

TÄHELEPANU

Neid hoitatusjuhiseid tuleb järgida, et vältida seadme võimalikku kahjustamist.

JUHIS

Need juhised annavad Teile vajalikku lisateavet paigaldamise või kasutamise kohta.

Seadme klassifikatsioon: Kaitsta niiskuse eest

Kaitseklass II

LOT Partii number

Tootja

Otstarbekohane kasutamine

• **medisana inhalator IN 500** on mõeldud kodustes tingimustes suu- või ninakaudnööks inhalatsiooniraviks ravimaerosooliga. Apa- rati võivad kasutada ainult patsientid, kes on seadme funktsioo- niga põhjalikult tutvunud ja kes kasutavad seadmes arsti või apteekri määratud või soovitud vedelaid ravimeid.

• Kasutaja peab enne seda kasutusjuhendit lugema, aru saama se- le sisust ja sellest, kuidas seadet kasutatakse.

• Järgige alati inhalederitavate ravimitega kaasasolevat teavet ja arsti või apteekri juhiseid.

Vastutäidustused

• **medisana inhalator IN 500** tohivad kasutada ainult isikud, kes on võimelised iseeseisvalt hingama ja on teadvusel.

• Seade ei ole mõeldud kasutajatele, kes hingavad läbi hingitoru kirurgiliselt loodud ava (trahheostoom).

EE TÄHTIS TEAVE! HOIDKE JUHEND TINGIMATA ALLES!
Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate seadme edasi kolmandale isikule, andke tingimata kaasa ka kasutusjuhend.



Ohutusjuhised

- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel. Vale kasutamise korral muutub garantiiöue kehtetus.
- Mis tahes muu kasutamine kui siin kirjeldatud, on sobimatud ja tuleb klassifitseerida ohiltuks. Ebaõige kasutamise korral vastutab seadme ohutu toimimise eest kasutaja.
- Üks kasutuskord ei tohi olla pikem kui 20 minutit.
- Kasutage ainult tootja originaaltarvikuid ja -varuosid.
- Kasutage ainult inhalatsiooniravi jaoks sobivaid ravimeid vedelal kujul. Enne seadmega ravi alustamist pidage kasutusaja, annuse, kasutusjuhendiga ja ravimite valikul osas nõu oma arsti või apteekriga.
- Arge kasutage phustamiseks puhat vett.
- Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiline, sensorsete või vaimsete võimete või puuduvate teadmiste ja/või kogemustega isikud (sh lapsed), v.a
- juhul kui nad teevad seda nende ohutuse eest vastutava isiku järelvalve all või kui neile selgitatakse, kuidas seadet kasutada.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Esinet väikste osade, nt öhufiltril alllaneelamise oht. Seepärast hoidke ja utiliseerge köiki väikseid osi lastele kättesaamatus kohas.
- Arge kasutage ega hoidke seadet kohades, kus see puutub kokku mürjiste aurude või lenduvate ainetega.
- Arge kasutage seadet tuimestusainete segude lähehal, mis on õhu või hapnikuga kokkupuutel tuletohlikud.
- Vältige seadme kokkupuutumist teravate otste või teravate esemeteaga.
- Seadme ventilatsiooniavat ③ peavat alati vabalt olla. Arge asetage seadet kohadesse, kus ventilatsiooniavat võivad ummistada, ja ärge asetage seadmele mingeid esemeid (nt rätkuid, tekid jne).
- Öhufiltril katet ② ei tohi mingil juhul blokeerida.
- Arge sisestage seadmesse esemeid ega kehaosi (nt sörme).
- Seadet ei tohi kasutada väipaikataga põrandal ega väga tolmulesses keskkonnas (nt voodi all).
- Nebulisaatori ei sobi kasutamiseks anesteesias kunstliku ventilatsiooni süsteemides ega kopsude kunstliku ventilatsiooni süsteemides.
- Seadet ei tohi kasutada vannis ega dušil all.
- Arge kasutage seadet keskkondades, kus ruumitemperatuur on üle 40 °C.
- Arge jätkake seadet õue niiskesse keskkonda. Seade ei ole veekindel.
- Kasutage ja hoidke seadet ainult kohades, kus see seisab kindlast ja just see maha ei saa kukkuda. Selle all olevad elus- olendid võivad vähada sada viiga või kahjustada.
- Arge kasutage kõrgasendulisele elektromagnetilisele saatjate läheades.
- Arge kasutage seadet kõrgete lähetundidega.
- Arge kasutage seadet kõrge lähetundidega.
- Seadme saab töötavaks eemaldamiseks täielikult tööst eraldada.
- Seadme voolikul ja juhtmed peavad paiknema nii, et nendesse ei saa komistada ega tekiks läbimisohtu.
- Veenduge, et toitejuhe ei jookseks üle teravate ääre. Arge muljuge seda ega kasutage soojusallikate läheades.
- Elektrilõigi ohu vältimiseks tömmake pistik kohe pesast välja
 - kui kasutamisel esineb häireid
 - pärast igas kasutuskorda
 - enne puhastamist ja hoidlamist.
- Arge mähkige kaablit seadme ümber.
- Kui vörjuguju on kahjustatud, võib seda ohtude vältimeiseks asendada ainult **medisana**, volitatud edasimüöja või vastava väljapõrguseks.
- Kindlustage, et seadme sisemusesse ei tungiks vett. Kui seade siiski niiskusega kokku puutub, eemaldage see kohe toitevõrgust ja võtke ühendust teeninduspunkti.
- Arge hoidke seadet puhamastiseks kunagi voolava vee all.
- Rikete korral arge parandage seadet ise. Lase seadet remontida vaid volitatud teenindusettevõttele.
- Arge transportige nebulisaatori ega jätkake seda järelvalvela, kui nebulisaatori paagis on veel ravimaerosooli.
- Vältige seadme raputamist ja arge laskke sel maha kukkuda.
- Arge kasutage seadet loomade jaoks.
- Arge kunaagi kasutage seadet, kui olete väsinud või uimane.
- Diabeedi või muude haiguste korral pidage enne seadme kasutamist nõu oma perearstiga.
- Rasedad peavad jälgima nõutud ettevõtusabinõusid ja oma individuaalsest koormust, vajadusel konsulteerige arstiga.
- Arge kasutage seadet kui kasutuskohas esinevad tersed, pöletused, pöletikud, nahalööbed, haavad või tundlikud kohad.
- Ravi peab olema meeldiv. Kui tunnete seadme kasutamisel valu või ebamugavust, lõpetage kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Enne kasutamist

HOIATUS
Saastunud nebulisaatorist tingitud nakatumisoht! Enne iga kasutuskorda järgige üldisi hügieenimeetmeid (nt põhjalik kätepesu) ja veenduge, et nebulisaator on enne esimest ja pärast iga kasutuskorda puhamstatud ja desinfiteeritud vastavalt peatükis „Puastamine ja hooldus“ esitatud juhistele!

- Desinfiteerige nebulisaatori komplekti kõik osad, sealhulgas huulik ja mask, enne esmakordset kasutamist ja hiljem pärast iga kasutamist ning kui seda pikka aega ei kasutata. Juhisel leiate peatükist „Puastamine ja hooldus“.
- Pärast desinfiteerimist tuleb nebulisaatori kõik osad puhta keedetud veega üle loputada.
- Enne iga kasutuskorda kontrollige, et korpus, toitejuhe, toitepistik, öhuvoolik ① ja vooliku ühenduskohtade avad (① ja ⑦) oleksid terved ja kontrollige, et seade töötaks korralikult.
- Kui seade on vahetust kasutustest välja tuletatud, et seade on defektne, ei tohi inhalatorit kasutada. Eemaldage toitejuhe kohe pistikupesast ja võtke ühendust teeninduspunkti.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku, kontrollige et tüübisisild märgitud nimipinge langeks kokku teie vooluvõru pingega. Arge kasutage pistikupesast ja arge kunaagi kasutuseks.
- Arge kasutage pistikupesast ja arge kunaagi kasutuseks.
- Arge täitke nebulisaatori pesa kunaagi enam kui 10 ml sobiva inhalatsioonivedelikuga.
- Enne seadme kasutamist veenduge, et kõik seadme osad oleksid õigesti kokku pandud.
- Veenduge, et öhufilter ② oleks puhas. Kui öhufilteri värvis on muutunud või kui seda on juba 2 kuud kasutatud, tuleb see välja. Veenduge, et see oleks õigesti paigaldatud.
- Vältimaks öhuvooluki ③ lahtitülemist töötamise ajal, veenduge, et see oleks seadme ja nebulisaatori vastavate ühenduskohtade ① ja ⑦ kinnitatud ühendatud. Vajadusel võib voolikut ühendamise ajal kergelt pöörata.

Kasutamise ajal

- Arge kasutage seadet kunaagi värsket ravimaerosooli.
- Arge blokeerige kunaagi nebulisaatori ülemise osa ① avasid.
- Arge kasutage nebulisaatori vöimalikult vertikaalses asendis. Arge loksutage seda kasutamise ajal.
- Töö ajal tekib kompressor vibratsiooni ja mürä. See on normaalne ja ei tähenda, et seade oleks rikkis.

pärast kasutamist

- Arge kuhvitage seadet kunaagi mikrolaineahus ega fööninga.
- Hoidke seadet ja kõiki osi ainult täiesti kuivadel ja tühjas olekus kuivas ja puhtas kohas.
- Pärast inhalatsiooniravi tuleb ravimaerosooli vöimalikud jäädid eemaldada. Kõik osad tuleb põhjalikult puhamstatada ja desinfiteerida. Vt peatükki „Puastamine ja hooldus“.
- Holustamisel ei tohi seadme öhuvoolik ① olla väändunud või keerdus.

Tarnekomplekt ja pakend

Kontrollige esmalt, kas tarnekomplekt on terviklik ja kas tootel pole minäge kahjustusi. Kahtluste korral ärge toodet kasutage ja võtke ühendust hoidlusega. Tarnekomplekti kuuluvad:

- 1 medisana inhalator IN 500, mille juurde kuuluvad nebulisaatori komplekt ja öhuvoolik, 1 huulik, 1 ninaotsak täiskasvanutele, 1 ninaadapter lastele, 1 täiskasvanumask ja 1 lapsemask
- 5 asendus-öhufilter
- 1 kasutusjuhend

Pakendide saab taaskasutada või suunata materjaliringlusse. Pakkematerjalid, mida te enam ei vaja, tuleb nõuetekohaselt kõrvalevõtta. Kui märkate seadme pakendist väljavõtmisel transpordihajustusi, võtke viivitamatult ühendust oma edasimüüjaga.

HOIATUS
Jäljige, et pakkekile ei satuks laste kätte.
Lämmibusioht!

Inhalatsiooni ettevalmistamine

HOIATUS
Puastage ja desinfiteerige nebulisaatori komplekt peatükis „Puastamine ja hooldus“ kirjeldatud viisil, et vältida vöimalikku nakatumist puhamstata osade kaudu! Lisaks tuleb järgida üldisi hügieenimeetmeid, nagu käte desinfiteerimine, ravimite hügieeniline käsitsimine jne.

JUHIS

Konsulteerige enne ravi alustamist oma arstiga kestuse, koguse ja kasutussageduse osas. Kasutamise viis tuleks valida vastavalt ravi eesmärgile (nt kopsude ravi = huuliku kasutamine või ninaneelu piirkonna ravi = maski kasutamine). Konsulteerige ka selles osas oma arstiga.

1. Pöörake nebulisaatori ülemine osa ⑪ vastupäeva ja eemalda see nebulisaatori paagi ⑧ küljel.
2. Asetage nebulisaatori peaa ⑩ otsakule ⑨.
3. Täike nebulisaatori paak ⑨ arsti või tööja soovitatud inhalatsioonilahuse kogusega (minimaalselt 2 ml ja maksimaalselt 10 ml). Kui paagi üle täidate, tühjendage paak ja puhastage nebulisaatori komplekt peatükis „Puastamine ja hooldus“ kirjeldatud viisil.
4. Kinnitage nebulisaatori ülemine osa ⑪ pärüpäeva pöörates nebulisaatori paagi ⑧ külje, kuni see püsib seal kindlast.
- 5a. Seejärel kinnitage huulik ⑩ või ninaotsak ⑪ või ⑫ huuliku ja ninaotsaku liitmikuga ⑬ nebulisaatori ülaosa külje. Seejuures lükatakse liitmik ⑬ pikema küljele nebulisaatori ülaosa ⑪ peal oleva ühenduslõike peale ja seejärel lükatakse huulik ⑩ või ninaotsak ⑪ või ⑫ liitmik ⑬ lühikesse osasse.
- 5b. Alternatiivsena võite inhalatsiooni jaoks kasutada täiskasvanu- või läpsemaski ⑭ või ⑮. Sel juhul peab liitmikus ⑬ kasutamiseks vähemalt 20 minuti. Täpsustage kasutamiseks vähemalt 40 minuti.

MÄRKUSED

- Veenduge, et kõik osad oleksid omavahel kindlast ühendatud. Voolikuühendused peavad olema kindlast kinnitatud kompressori öhul vähjalaskeava ja nebulisaatori komplekti külge.
- Olge ettevaatlik, et inhalatsioonilahus ei loksuis maha.

Nebulisaatori komplekti ajutiseks hoidmiseks kasutage nebulisaatori hoidikut ⑬.

Inhalatsiooni läbiviimine

Istuge võimalikult sirgelt.
a) Inhalatsioon huulikuga:

Ümbrisgeesse huulik ⑩ täielikult hulutega. Lülitage seade toitenupust ③ siisse („O“). Nebulisaator tekib nähtava udu (aerosool). Hingake aeglaselt ja siugavalt suu kaudu sisse ja nina kaudu jäle välja. Kui soovite pausi teha, katkestege korras ja eemalda ge huulik ⑩ suust. Pange huulik tagasi suhu (huldet selle ümber) ja hingake jäle aeglaselt siisse ja välja.

b) Hingamine maski või ninaotsakuga:


Huulik ⑩ alternatiividena on tarnekomplektis läpsemask ⑭, täiskasvanu mask ⑬ ja ninaotsak (⑪ või ⑫). Nende abil saab aerosooli siis hingata nina kaudu, mis võimaldab seda rohkem kasutada ülemiste hingamistesse jaoks. Eriti lastele tundub see kasutusviis meeldivam.

Mask: Hoidke maski kergelt nina ümber surutuna. Mask peab olema tihedalt nina ümber, ilma seda pigistamata.

Ninaotsak: Siisestage mõlemad ninaotsaku osad ettevaatlikult ninasöörmetesse ja hoidke neid inhalatsiooni ajal seal.

Lülitage seade toitenupust ③ siisse („O“). Nebulisaator tekib nähtava udu (aerosool). Hingake aeglaselt ja siugavalt nina kaudu sisse. Seejärel hingake aeglaselt jäle välja.

MÄRKUSED
</div

**LV Lietošanas instrukcija
Inhalators IN 500**

Ierīce un vadības elementi

- 1 Ierīces gaisa šūtenes pieslēgvīta
- 2 Gaisa filtrs (ar pārsegū)
- 3 Barošanas slēdzis
- 4 Rokturs pārnēsāšanai
- 5 Ventilācijas atveres
- 6 Smidzinātāja turētājs
- 7 Smidzinātāja gaisa šūtenes pieslēgvīta
- 8 Smidzinātāja tvertnē
- 9 Izcilēdējošā galva
- 10 Smidzinātāja augšējā daļa
- 11 Tscaurules
- 12 Izkledējošā galva
- 13 Smidzinātāja tvertnē
- 14 Savienotājs iemutim un deguna adapterim
- 15 Gaisa šūtenes
- 16 Pieaugušo maska ar maskas savienotāju
- 17 Bērnu maska ar maskas savienotāju
- 18 Deguna adapteris pieaugušajiem
- 19 Deguna adapteris bērniem
- 20 Iemutis
- 21 Rezerves gaisa filtrs

Simbolu skaidrojums

- Šī lietošanas instrukcija ir dala no šīs ierīces.
Tā satur svarīgu informāciju par lietošanas uzsākšanu un rīcību ar ierīci. Pilnībā izslieš šī lietošanas instrukciju. Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagus traumas vai ierīces bojājumus.

BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet šīs brīdinājuma norādes, lai novērstu iespējamās lietotāja traumas.

UZMANĪBU

Ievērojiet šīs norādes, lai novērstu iespējamos ierīces bojājumus.

IEVĒRĪBAI

Šīs norādes sniedz Jums noderigu papildu informāciju par uzstādīšanu vai lietošanu.

Ierīces klasifikācija: Sargāt no slapjuma

II aizsardzības klase Maiņstrāva

LOT numurs SN Sērijas numurs

Ražotājs Ražošanas datums

Noteikumiem atbilstoša lietošana

- medisana inhalators IN 500 ir paredzēts privātai lietošanai mājas apstākļos, lai veiktu orālu vai nazāļu inhalācijas terapiju ar medikmentu aerosolu. Ierīci drīkst lietot tikai tādi pacienti, kuri ir pilnībā apguvuši ierīces funkcijas. Terapijai drīkst izmantot tikai ārsta vai aptiekāra nozīmētu, resp., ieteiku šķidro medikamentu.
- Lietotājs drīkst lietot ierīci tikai pēc tam, kad viņš ir izsliejis šī lietošanas instrukciju un sapratis tās saturu un ierīces lietošanas principu.
- Vienmēr jemiet vērā inhalājamajam medikamentam pievienoto informāciju un/vai ieteikties atbilstoši ārsta vai aptiekāra norādījumiem.

Kontrindikācijas


- medisana inhalatoru IN 500 drīkst lietot tikai tādas personas, kuras spēj pastāvīgi elpot un ir pie samaras.
- Ierīce nav piemērota lietotājiem, kuri elpošanai izmanto māksligi izveidotu atveri trahejā (traheostomu).

SVĀRĪGAS NORĀDES! OBLIGĀTI SAGLABĀT!

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabājet lietošanas instrukciju turpmākai izmantošanai. Nododot ierīci trešajām personām, obligāti iedodiet līdzi ar šo lietošanas instrukciju.



- Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam paredzētajam mērķim. Nelietojot ierīci atbilstoši paredzētajam mērķim, garantija zaudē savu spēku.
- Jebkāds cits lietojums, kas neatbilst šīt norādītajam, ir noteikumiem neatbilstošs un uzskatāms par bīstamu. Noteikumiem neatbilstošs lietošanas gadījumā ietotājs uzņemēs atbilstu pēdējām 20 minūtēm.
- Vienas atsevišķas procedūras ilgums nedrīkst pārsniegt 20 minūtēm.
- Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālos papildu piederumus un rezerves daļas.
- Izmantojiet tikai inhalācijas terapijal piemērotus šķidrus medikamentus.
- Pirms sākat izmanto ierīci terapijai, konsultējieties ar ārstu vai aptiekāru par procedūras ilgumu, dozu, lietošanas biezumu un medikamenti izvēli.
- Smidzināšanai neizmantojiet tikai tīru ūdeni.
- Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietot cilvēki (tostarp bēri) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci vīktās, kur tā ir pakļauta indīgu garaijai vai gaistošu vielu iedarbībai.
- Nedarbīniet ierīci anestezējošu līdzekļu maiņojumu tuvumā, kuri gaisa vai skābekļa ieteikmē var uzliesmot.
- Izvairieties no ierīces saskares ar smailiem vai asiem priekšmetiem.
- Ierīces ventilācijas atveres ⑨ nedrīkst aizsegt. Neuzstādīt ierīci vīktās, kurās ventilācijas atveres var tikt bloķētas, un nenovietojiet uz ierīces nekādu priekšmetu (piem., dīvus, segas utt.).
- Nekādā gadījumā nobloķējiet gaisa filtra pārsegū ②.
- Nedrīkst ierīces iekšējēi levirzīt priekšmetu vai kerējām dajās (pirkstus u.c.).
- Smidzinātājs nav piemērots izmantošanai anestēzijai paredzētās elpināšanas sistēmās vai mākslīgās elpināšanas sistēmās.
- Nelietojiet ierīci vānnā vai dušā.
- Nelietojiet ierīci, ja apkārtējā vides temperatūra ir augstāka nekā 40 °C.
- Neatstājiet ierīci ārpus tēpām vai mitrā vidē. Ierīce nav hermētiska.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs cilvēku vīņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīta kompetenta persona var arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēri ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerorādājas ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazās daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēri nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet ierīci un neglabājiet ierīci vīktās, kurās ierīce nav ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām

Prietaisas ir valdymo
elementai

1 prietaiso jungtis oro vamzdeliui 2 oro filtras (su dangteliu)
3 JUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis 4 rankena
5 ventiliacijos anga 6 purkštuvu laikiklis

purkštuvu rinkinys
7 purkštuvu jungtis oro vamzdeliui 8 purkštuvu talpa
9 atramos 10 purkštuvu galutė 11 purkštuvu viršutinė dalis
12 jungtis kandikliui nosies adapteriui 13 oro vamzdelis
14 suaugusiuju kaukė su kaukės jungtimi 15 vaikiška kaukė su
kaukės jungtimi 16 nosies adapteris suaugusiemis
17 nosies adapteris vaikams 18 kandiklis
19 atsarginis oros filtrs

Simbolių paaškinimas

Ši naudojimo instrukcija priklauso šiam prietaisui.
Jeje pateikta svarbi informacija apie prietaiso naudojimą.
Perskaitykite visą naudojimo instrukciją.
Nesilaikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti
arba padaryti didelės žalos prietaisui.



ISPĖJIMAS
Privalote laikytis šio išspėjamojo nurodymo,
kad išvengtumėte galimų naudotojo sužeidimų.




DĖMESIO
Šiu nurodymų laikytis būtina, siekiant išvengti galimų
prietaiso pažeidimų.



NURODYMAS
Šie nurodymai jums suteikia naudingos papildomos
informacijos apie įrengimą ir naudojimą.



Prietaiso klasifikacija:
BF tipas




II apsaugos klasė



LOT Partijos numeris



Gamintojas



Pagaminimo data

Naudojimas pagal paskirtį

- medisana inhalatorius IN 500 skirtas gydymis iškepant vaistą aerozolio prasmei burną ar nosį ir gali būti naudojamas privačiomis reikmėmis. Prietais leidžiama naudoti pacientams, kurie gerai susipažinę su veikimu ir naudojimo gydymo arba vaistininko skirtą arba rekomenduotą skystą vaistą.
- Prie tai naudotojas turi būti perskaityęs naudojimo instrukciją, supratis jos turinį ir susipažinęs su prietaiso valdymu.
- Visuomet atsižvelkite į prie iškepiamo medikamento pridėtą informaciją arba į savo gydymo arba vaistininko pateikiamus nurodymus.

Kontraindikacijos

- medisana inhalatorius IN 500 leidžiama naudoti tik savarankiškai kvėpuojuantiems ir sąmoningiemis asmenims.
- Prietaisais neskiertas naudojotoms, kurie kvėpuoja per operacinių būdu sukurtą angą kvėpavimo takuose (tracheostoma).

SVARBŪS NURODYMAI! BŪTINAI IŠSAUGOKITE!
Prieš naudodamai prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač jos saugos nurodymus, ir ją išsaugokite, kad galėtumėte pasiskaityti vėliau. Perduodamai prietaisą tretiesiems asmenims, būtinai jduokite ir šią naudojimo instrukciją.

Saugos nurodymai

- Prietaisai naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioja.
- Naudojant kaip nors kitaip, nei čia aprašyta, prietaisai naudojamas netinkamai, tai yra pavojinga. Naudojant prietaisai ne pagal paskirtį, atskakymė už saugų prietaiso veikimą prisima naudotojas.
- Vieno naudojimo trukmė negali būti ilgesnė nei 20 minučių.
- Nepurkštinkite grynas vandenį.
- Būtina prizūrėti vaikus ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Mažai detalės, pvz., oro filtarų galima prarasti. Todėl visas smulkias daliai laikykite ir išmeskite taip, kad jų nepasielktų vaikai.
- Prietaiso nenaudokite arba nesaugokite vietose, kur gali būti nuodingų garų arba laikymų medžiagų.
- Prietaiso nenaudokite prie anestetinių priemonių mišinių, užsiliepsnojančių nuo oro arba degunios.
- Prizūrėkite, kad prietaisai nesileistų su smailais arba aštriais daiktais.
- Stebékite ③, kad prietaiso ventiliacijos angos visuomet būtų atidengtos. Nenestatykite prietaiso ten, kur gali būti uždengtos ventiliacijos angos ar ant prietaiso nedėkite jokių daiktų (pvz., rankšluosčių, užtikrinėlių ir t.t.).
- Jokiu būdu neleiskite oro filtrių dangtelio ②.
- I prietaisą nekiškite daiktų arba kūno dalių (pirštų ir kt.).
- Prietaiso nenaudokite ant kiliminių dangos arba aplinkoje, kurioje yra daug dulkių (pvz., po lova).
- Purkštuvu negalima naudoti anestetinėse kvėpavimo sistemos arba plaučių ventiliacijos sistemose.
- Nenaudokite prietaiso, kai maudotės vonioje arba prausiatės duše.
- Prietaiso nenaudokite patalpose, kuriuose patalpos temperatūra yra aukštesnė nei 40 °C.
- Prietaiso nelaikykite lauke arba drėgnoje aplinkoje. Prietaisais neatsparus vandeniu.
- Prietaiso nenaudokite tik tokiose vietose, kur stabili ir nera tikimybės prietaisui nukristi. Kyla po prietaisu esančių būtybių ir daiktų sužedimui arba sulažymo pavojus.
- Nenaudokite prietaiso šalia aukšto dažnio elektromagnetinių siųstuvų.
- Maitinimo laido neleiskite neleiskite drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas arba tinklo kištukas sugedes.
- Ištraukdami tinklio kištuką iš rozetės prietaisai neleiskite ištraukti.
- Prietaiso vamzdeliu ir laidai turėti būti nustelbtai, kad neleiskite pargrūti ir būti išvengti pavojus pasismaugti.
- Maitinimo laidai neleiskite prie aistrus kraštus; nesuspaskite jo prie šilumos šaltinių.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojus, maitinimo laidai nedelsdam ištraukite iš rozetės:
 - esant naudojimo triktimi
 - kas kartą panaudote
 - kas kartą ištraukite
- Maitinimo laidai nevyriuoti aplink prietaisą.
- Jei tinklo laidas sugadintas, jis pakeisti gali tik medisana įgaliotasis prekybininkas arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta.
- Užtirkinkite, kad į prietaiso vidų nepatektų vandens. Jei į prietaisą vis dėl pateko drėgmės, nedelsdam ištraukite maitinimo laidą ir susiekiu su klientu aptarnavimo tarnybą.
- Niekada nelaikykite prietaiso po tekančiu vandeniu norédami iš išvalyti; Jei prietaisais sugedo, netaisykite jo patrys. Remonto darbus paveiksite atlikti tik įgaliotomis klientų aptarnavimo tarnybomis.
- Purkštuvu negabenkite ir nepalikite jo priežiūros, kai purkštuvu talpoje yra medikamentinio aerosolio.
- Prietaiso nepratykite ir neleiskite jam nukristi.
- Prietaiso nenaudokite gyvūnams.
- Prietaiso neskaidraus, jei jaučiate nuovargį arba svaigsta galva.
- Jei sergate diabetu arba kitomis ligomis, prietaisai turėtumėte naudoti tik pasitarę su savo šeimos gydytoju.
- Nėšiosios turėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių ir atsižvelgti į savo individualią apkrovą; jei reikia, pastarkite su gydytoju.
- Prietaiso nenaudokite jei naudojimo srityje yra patinimų, nudegimų, uždegimų, odos bėrimų, žaizdų arba jautrių vietų.
- Gydymas turi būti malonus. Jei jaučiate skausmą arba naudojimas nėra malonus, nenaudokite ir pasitarkite su gydytoju.

priės naudodami

ISPĖJIMAS
Nešvarus purkštuvu kelia pavoju užsikrėsti!

Kas kartą priės naudodamai ir kas kartą panaudojė prietaisą laikykites bendrijų higienos taisykių (pvz., gerai nusiplaukite rankas) ir įsitikinkite, kad purkštuvas yra išvalytas ir dezinfikuotas, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

• Prieš pirmą kartą naudodamai prietaisą ir vėliau kas kartą panaudojė bei nenaudojė iš ligesnių laikų, dezinfikuokite visas savo purkštuvu ir kandikliu bei kaukės dalių, vadovaudamiesi nurodymais skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

• Atlikite dezinfekciją, visas purkštuvu dalis nuplaukite švariu, virinti vandeniu.

• Kas kartą priės naudodamai patirkinkite korpusą, tinklo laidą, kištuką, oro vamzdelių ⑩ ir angas jungties vamzdeliui (① ir ⑦), ar jie tinkamai sukonkuptuoti ir patirkinkite, ar prietaisai veikia normaliai.

• Inhalatoriavimai naudoti negalima: jei prietaisais regimai apgaudintas ar numanote, kad jis su trūkumais. Nedelsdam iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

• Prieš iungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad jis yra tinklo elektros lizdo tampa yra tokia, kaip nurodyta aprašo plokštéléje.

Nenaudokite kelių lizdų rozečių ar liginamojo laidą.

• Jų purkštuvu talpą neleiskite neplunksdami į 10 ml tinkamo iškvepiamojo tirpalą.

• Prieš naudodamai prietaisai įsitikinkite, ar visos dalias tinkamai surinktos.

• Įsitikinkite, kad orų filtro ⑪ svarus. Jei orų filtro spalva pasikeitė arba filtarų nenuodėjus, išvalykite orų filtro.

• Įsitikinkite, kad jis tinkamai pritrivintas prie atitinkamos prietaiso jungties (① ir ⑦) ir purkštuvu. Jei reikia, prijunkite vamzdelių ir ji nestipriai pasukite.

Kai naudojate:

• kas kartą nenaudokite tik šviežią medikamentinį aerosolį;

• Niekada neužblokuokite purkštuvu viršutinės dalių angą ⑪.

• Purkštuvu nudaude kiek įmanoma horizontalesnėje padėtyje; Kai prietaisai naudojate, jo nekratykite.

• Nenaudojant kompresorių vibruoja ir skleidžia trūkšmą. Tai yra normalu ir tai nereikią, kad prietaisais veikia netinkamai.

Panaudojate:

• Prietaiso niekuomet nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje arba naudodamai plaukų džiovintuvą;

• Purkštuvu nudaude kiek įmanoma horizontalesnėje padėtyje; Kai prietaisai naudojate, jo nekratykite.

• Atlikite inhalacijos procedūrą pašalinkite visus medikamentinio aerosolio likučius. Visas dalis kruopščiai išvalykite ir dezinfikuokite, žr. skyrius „Valymas ir priežiūra“.

• Nesaugokite ir nenaudokite prietaiso, kai jo oro vamzdelių ⑩ prispaustas arba persiūkė.

Pakuotės turinys ir pakuotė

Pakuotės turinys ir pakuotė Pirmuoju naudotais patirkinkite, ar pakuotėje yra visos dalys ir, ar prekė neturi pažeidimų. Jei dvejotate, nenaudokite prekės ir susisiekiu su aptarnavimo tarnyba. Pakuotė turinį sudaro:

- 1 medisana inhalatorių IN 500 su purkštuvu rinkiniu ir oro vamzdeliu, 1 kandiklis, 1 nosies adapteris suaugusiemis,
- 1 nosies adapteris vaikams, 1 suaugusiu kaukė ir 1 vaikiška kaukė
- 5 atsarginiai oro filtri
- 1 naudojimo instrukcija

Pakuotės turinys yra perdirbamos ir gali būti grąžinomas į žaliavų surinkimo punktą. Jau nenaudojamą pakuotės medžiagą pašalinkite laikydami taisykių. Jei išpakavę pastebėjote transportavimo pažeidimų, nedelsdam išsusiekiu su savo pardavėju.

ISPĖJIMAS
Saugokite, kad pakuotės plėvelė nepatektų į vaikų rankas.
Kyla pavojus uždusti!

Pasiruošimas inhalaciui

ISPĖJIMAS
Purkštuvu rinkinį valykite ir dezinfikuokite kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“, kad dėl nešvarų dalių išvengtumėte galimos infekcijos! Be to, laikykite bendrijų higienos taisykių, pvz., dezinfikuokite rankas, higieniškai naudokite medikamentus ir t.t.

NURODYMAS
Priės pradėdami naudoti, pasikonsultuokite su gydytoju dėl naudojimo trukmės, dozavimo ir dažnumo. Priklausomai nuo gydymo tikslų pvz., plaučių gydymas = kandiklio naudojimas arba nosiaryklės ir gerklų gydymas = kaukės naudojimas) pasirinkite tinkamą naudojimą būdą. Šia tema pasikonsultuokite su gydytoju.

1. Viršutinė purkštuvu dalį ⑪ pasukite kryptimi prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite ją nuo purkštuvu talpos ⑧.
2. Purkštuvu galutę ⑩ užmaukite ant atramos ⑨.
3. Įplikite gydytojo arba gamintojo nurodytą inhalaciino tirpalą kiekį (mažiausiai 2 ml, daugiausiai ~10 ml) į purkštuvu talpą ⑧. Jei tirpalą išplikite ir purkštuvu rinkinį išvalykite kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
4. Prirtvirtinkite viršutinę purkštuvu dalį ⑪ į pasukusimą kryptimi pagal laikrodžio rodyklę ant purkštuvu talpos ⑧, kol tvirtai užsikrėtus.

5. Užmaukite kandikli ⑫ arba nosies adapterį ⑬ arba ⑭ (arba ⑮) į kandiklio ⑩ arba nosies adapterio ⑯ jungtimi ⑫ ant viršutinės purkštuvu dalies. Jungti ⑫ išgesinėja puse užmaukite ant purkštuvu viršutinės dalies viršuje esančių korpuso atramų ⑪ ir tada išstumkite kandikli ⑫ arba nosies adapterį ⑬ arba ⑮ į trumpesnį jungties pusę ⑫.


6. Pagal poreikį išvaliacijai galite suaugusiu arba vaikišku kaukė ⑬ arba ⑮ (arba ⑯). Tokiu atveju Jums reikės kaukes jungties, o ne jungties ⑫. Įsitikinkite, kad JUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis nustatytas ③ (padėti IŠJUNGTA „O“) ir kištukas įkištinkin lizdo. Oro vamzdeli ⑩ galėtų tvirtai įstatyti į kompresorius arba vamzdeli Jungti ①. Kitą galą įsitikykite iš purkštuvu rinkinio vamzdelio.

NURODYMAI
- Įsitikinkite, kad visos dalias viena su kita tvirtai sujungtos. Vamzdelio jungties privalo būti tvirtai įkištintos į kompresorius arba išleidimo kanalu ir į purkštuvu rinkinį.
- Stabekite, kad įkvėpiamas tirpalas nebūtų suplatas.
- Naudokite purkštuvu laikikli ⑥ laikinam purkštuvu rinkinio saugojimui.

Inhalacijos procedūra

Atsiškite kuo tiesiai.

a) **Inhalacija naudojant kandikli:**
gerai apimkite purkšt


Прибор и органы управления

- Блок компрессора**
 1 Разъем прибора для присоединения воздушного шланга
 2 Воздушный фильтр (с крышкой) 3 Выключатель
 4 Ручка 5 Вентиляционные щели 6 Держатель распылителя

Комплект распылителя

- 7 Разъем распылителя для присоединения воздушного шланга
 8 Резервуар распылителя 9 Патрубок 10 Распылительная головка 11 Верхняя часть распылителя 12 Соединительная деталь для мундштука и адаптера для носа 13 Воздушный шланг 14 Мaska для взрослых с соединительной деталью 15 Детская маска с соединительной деталью 16 Адаптер для носа для взрослых 17 Детский адаптер для носа 18 Мундштук 19 Запасной воздушный фильтр

Пояснение символов

Данная инструкция по применению относится к данному прибору. Она содержит важную информацию о вводе в работу и обращении с прибором. Полностью прочтите эту инструкцию. Несоблюдение инструкции может приводить к тяжелым травмам или повреждению прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.

УКАЗАНИЕ


Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе.

Классификация аппарата: тип BF



Держать сухим

Класс электробезопасности II




Переменный ток

LOT Номер LOT



Серийный номер

Производитель



Производитель



Дата изготовления

Использование по назначению

- Ингалятор **medisana IN 500** предназначен для оральной или назальной ингаляционной терапии с помощью медикаментозной аэрозоли в домашних условиях. Прибор может использоваться только пациентами, которые подобно ознакомились с функционированием прибора и с применением предписанного или рекомендованного врачом или фармацевтом жидкого медикаментозного средства.

• Пользователь должен предварительно прочесть эту инструкцию по применению, понять ее содержание и научиться обращению с устройством.

• Всегда обращайте внимание на указания в сопроводительной документации лекарственных веществ для ингаляции или следуйте инструкциям своего врача или фармацевта.

Противопоказания

- Ингалятор **medisana IN 500** должен использоваться только для лиц, которые могут самостоятельно дышать и находятся в сознании.
- Прибор не подходит для пользователей, которые дышат через оперативно созданное отверстие в дыхательном горле (трахеостома).

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ!
Перед использованием прибора внимательно прочтайте руководство по использованию, в частности, указания по технике безопасности, и сохраните руководство для дальнейшего использования. Если вы передаете прибор третьим лицам, обязательно передавайте вместе с ним данное руководство по использованию.


Указания по безопасности

- Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции по применению. При использовании не по назначению теряет свою силу гарантia.
- Любое другое применение, отличающееся от описанного здесь, является ненадлежащим и классифицируется как опасное. При использовании не по назначению ответственность за безопасность функционирования прибора ложится на пользователя.
- Длительность одного использования не должна превышать 20 минут.
- Используйте только оригинальные дополнительные и запасные части изготовителя.
- Применяйте для ингаляционной терапии только подходящие лекарственные средства в жидкой форме. Прежде чем начинать терапию с помощью прибора, проконсультируйтесь у своего врача или фармацевта по поводу длительности применения, дозировки, частоты использования и выбора медикаментов.
- Не пользуйтесь для распыления чистой водой.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, по использованию прибора.
- За детей необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.
- Мелкие детали, такие как воздушный фильтр, могут быть проглочены. Поэтому храните и утилизируйте мелкие детали в недоступном для детей месте.
- Не используйте для хранения места, где присутствуют ядовитые пары или летучие вещества.
- Не пользуйтесь прибором вблизи смесей анестезирующих средств, которые могут легко воспламеняться при взаимодействии с воздухом и кислородом.
- Не допускайте контакта с острыми предметами.
- Вентиляционные щели 5 прибора должны быть всегда свободны. Не устанавливайте прибор в тех местах, где вентиляционные щели могут оказаться закрытыми, и не кладите на прибор какие-либо предметы (например, полотенца, скатерти и т.д.).
- Ни в коем случае не блокируйте крышки воздушного фильтра 2.
- Не вставляйте какие-либо предметы или части тела (пальцы и пр.) внутрь прибора.
- Прибор не должен эксплуатироваться на ковровом покрытии пола или в сильно заполненном месте (например, под кроватью).
- Распылитель не подходит для использования в анестезиологических дыхательных системах или для систем искусственной вентиляции легких.
- Не используйте прибор при температуре выше 40°C.
- Не оставляйте прибор под открытым небом или во влажной атмосфере. Прибор не является водонепроницаемым.
- Эксплуатируйте и храните прибор только в местах, где обеспечивается хорошая устойчивость, и прибор не сможет упасть.
- Существует опасность травмирования находящихся рядом живых существ или опасность разрушения каких-либо предметов.
- Не эксплуатируйте прибор вблизи высокочастотных электромагнитных источников.
- Никогда не прикасайтесь к сетевому кабелю мокрыми руками.
- Шланги и провода устройства должны прокладываться таким образом, чтобы не было опасности о них споткнуться и риска удушения.
- Прибор можно полностью отсоединить от электропитания, вытащив сетевую вилку из розетки.
- Не тяните сетевой кабель через острые кромки; не защемляйте его и не используйте вблизи источников нагрева.
- Во избежание поражения электрическим током, сразу же вытащите сетевую вилку из розетки:
 - при неполадках во время использования;
 - после каждого использования;
 - перед каждой очисткой и уходом.
- Не наматывайте сетевой кабель на прибор.
- Если сетевой кабель поврежден, его замену может производить только фирма **medisana**, авторизованный дилер или лицо, обладающее соответствующей квалификацией.
- Следите за тем, чтобы внутри прибора не попадала вода. Если в прибор все-таки попала вода, немедленно вытащите сетевую вилку и обратитесь в сервисную организацию.
- Во время очистки никогда не подставляйте прибор или комплект распылителя под проточную воду.
- В случае неисправностей не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Доверяйте проведение ремонта только авторизованным сервисным центрам.
- Не транспортируйте распылитель и не оставляйте его без присмотра, в то время, как аэрозольный лекарственный препарат находится в резервуаре распылителя.
- Не допускайте сотрясения прибора и не позволяйте ему падать.
- Не применяйте прибор на животных.
- Ни в коем случае не пользуйтесь прибором, когда чувствуете усталость или головокружение.
- В случае диабета или иных заболеваний перед использованием прибора следует проконсультироваться с врачом.
- Беременным женщинам следует соблюдать необходимые меры предосторожности и учиться своей устойчивости к нагрузкам, при необходимости, проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте прибор на частях тела, имеющих припухлости, ожоги, воспаления, сыпь, раны или чувствительные точки.
- Терапия должна быть приятной. Если Вы чувствуете боль или получаете неприятные ощущения, прервите использование и обратитесь к врачу.

Перед использованием
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность инфицирования вследствие загрязненного распылителя! Перед каждым использованием соблюдайте общие гигиенические мероприятия (например, тщательное мытье рук) и обеспечьте, чтобы перед первым и после каждого последующего использования распылитель очищался и дезинфицировался в соответствии с указаниями, приведенными в главе «Очистка и уход»!

Продезинфицируйте все детали комплекта распылителя, включая мундштук и маску перед первым и далее после каждого последующего использования, а также, если они не использовались долгое время, смотрите указания «Очистка и уход».

После дезинфекции необходимо промыть все детали распылителя чистой кипяченой водой.

Перед каждым использованием контролируйте целостность корпуса, сетевого кабеля, сетевой вилки, воздушного шланга 2 разъемов присоединения шланга и проверьте функционирование прибора.

Если прибор есть видимые повреждения или Вы предполагаете наличие какой-либо неисправности, то ни в коем случае не пользуйтесь прибором. Немедленно вытащите сетевую вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.

Перед тем как подключить прибор к сети убедитесь, что напряжение сети, указанное на заводской табличке соответствует напряжению Вашей электросети. Не пользуйтесь удлинителем или разветвительной сетевой розеткой.

Никогда не заливайте в резервуар распылителя больше 10 мл соответствующей ингаляционной жидкости.

Перед использованием прибора убедитесь, что все детали собраны правильно.

Убедитесь, что воздушный фильтр 2 чистый. Если цвет воздушного фильтра изменился или воздушный фильтр использовался в течение 2 месяцев, его необходимо заменить. Убедитесь в правильности его установки.

Во избежание отсоединения воздушного шланга 2 во время работы, убедитесь, что он надежно присоединен к соответствующим разъемам прибора и к модулю распылителя. При необходимости следует слегка прорачивать шланг во время присоединения.

Во время использования

• При каждом применении используйте только свежий аэрозольный лекарственный препарат.

• Ни в коем случае не блокируйте отверстия верхней части распылителя 1.

• По возможности используйте распылитель в вертикальном положении. Не встраивайте его во время использования.

• Во время эксплуатации возникнет вибрация и шум вследствие работы компрессора. Это нормальное явление и не является свидетельством неполадок.

После использования

• Никогда не сушите прибор при помощи микроволновой печи или фена.

• Прибор и все детали следует хранить полностью опорожненными и высушенными в сухом и чистом месте.

• После процедуры ингаляции необходимо удалить остатки аэрозольного лекарственного препарата. Все детали нужно тщательно промыть и продезинфицировать, смотрите главу «Очистка и уход».

• Не храните прибор с передавленными или перекрученными шлангами 2.

Комплектация и упаковка

Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений. В случае сомнений не вводите прибор в работу и обратитесь в торговую организацию или в сервисный центр. В комплект входят:

- 1 ингалятор **medisana IN 500** с комплектом распылителя и воздушным шлангом, 1 мундштук, 1 адаптер для носа для взрослых, 1 детский адаптер для носа, 1 маска для взрослых и 1 детская маска
- 5 запасных воздушных фильтров
- 1 инструкция по применению

Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям. Опасность удушения!

Подготовка к ингаляции
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Очищайте и дезинфицируйте комплект распылителя, как описано в главе «Очистка и уход», чтобы предотвратить возможное инфицирование из-за загрязненных деталей!

Дополнительно необходимо соблюдать общие гигиенические мероприятия, например, дезинфекцию рук, гигиеническое обращение с медикаментами и т.д.

УКАЗАНИЯ

Перед началом лечения обговорите с Вашим врачом длительность, дозировку и частоту применения. В зависимости от цели лечения (например, для лечения легких - использование мундштука, для лечения носоглотки - использование маски) следует выбрать метод применения. Проконсультируйтесь у Вашего врача.

1. Поверните верхнюю часть распылителя 10 против часовой стрелки и снимите ее с резервуара распылителя 3.

2. Разместите головку распылителя 10 на патрите 9.

3. Залейте в резервуар распылителя 3 предписанное врачом или производителем количество ингаляционного раствора (минимальный объем 2 мл и максимальный 10 мл). Если Вы переполнили резервуар, опорожните его и очистите комплект распылителя, как описано в главе «Очистка и уход».

4. Закрепите верхнюю часть распылителя 10, навинчивая ее по часовой стрелке на резервуар распылителя 3, пока онаочно не соединяется.

- 5a. Затем наденьте мундштук 16 или адаптер для носа (16 или 17) с соединительной деталью для мундштука и адаптера для носа 10 на верхнюю часть распылителя 10. Для этого соединительная деталь длинной стороной надевается на патрот на верхней стороне верхней части распылителя 10 и затем мундштук 16 или адаптер для носа (16 или 17) вставляется в короткую сторону соединительной детали 12.

- 5b. Для ингаляции Вы можете выбрать маску для взрослых или детскую маску (14 или 15). Для этого Вам потребуется вместо соединительной детали соединительная деталь для маски. Убедитесь, что выключатель 3 находится в положении «Выкл. (O)» и вставьте сетевую штекер в розетку. Точно присоедините один конец воздушного шланга 2 к разъему для воздушного шланга 1 компрессора. Другой конец присоедините к разъему для воздушного шланга 2 комплекта распылителя.

УКАЗАНИЯ

- Убедитесь, что все детали прочно соединены между собой. Разъемы шлангов должны быть прочно присоединены к выходу воздуха компрессора и к комплекту распылителя.
- Следите за тем, чтобы не пролить ингаляционный раствор.
- Для временного хранения комплекта распылителя используйте держатель распылителя 6.

Проведение ингаляции

Сядьте как можно более прямо.

a) Ингаляция с мундштуком:

Включите прибор нажатием выключат